

---

HARMONIC™



---

# GÉNÉRATEUR GEN11 D'ETHICON

Pour HARMONIC™. Pour ENSEAL™. Pour l'avenir.

# GÉNÉRATEUR GEN11 ETHICON :

## Pour HARMONIC™. Pour ENSEAL™. Pour l'avenir.

Le générateur G11 d'Ethicon combine technologie avancée, multifonctionnalité et simplicité de l'écran tactile dans une seule unité simple et élégante. Quel que soit le dispositif à énergie avancé Ethicon que vous prévoyez d'utiliser, le générateur G11 d'Ethicon sera la seule source d'alimentation dont vous aurez besoin.



### Écran tactile intuitif

- pour une installation rapide et facile

### Exemple d'écran ENSEAL™



**ETHICON**

Johnson & Johnson SURGICAL TECHNOLOGIES

### À l'épreuve du temps

- logiciel pouvant être mis à niveau via une clé USB



### Petit et compact

- pour économiser l'espace dans les salles d'opération contemporaines

### Connecteur universel pour les plates-formes à énergie ultrasonique et bipolaires avancées Ethicon

- avec reconnaissance automatique des instruments

### Conception simple. Configuration simple\*.

La forme de la pièce à main permet uniquement l'insertion correcte des instruments. L'assistance magnétique garantit que les instruments sont entièrement insérés dans le réceptacle. Qu'il s'agisse de brancher un dispositif HARMONIC™ ou ENSEAL™, le générateur sélectionne automatiquement les bons réglages.



Reimagining how we heal™

\*Conformément à la notice d'utilisation

## Spécialités :

LA TECHNOLOGIE HARMONIC™ et ENSEAL™ est utilisée dans diverses spécialités chirurgicales, notamment : générale, gynécologique, colorectale, bariatrique, thoracique, tête et cou, urologique, orthopédique et plastique. Ethicon est un leader reconnu dans le domaine de l'énergie haute performance avec plus de 36 millions d'interventions réalisées dans le monde.<sup>1\*\*</sup>



## Commande :

Code	Description	Quantité / unité de vente	Compatible avec
GEN11	Générateur G11 d'Ethicon	1	Tous les dispositifs HARMONIC™ et ENSEAL™
FSW11	Pédale de commande du générateur	1	Générateur G11 d'Ethicon
CRT11	Chariot du générateur	1	Générateur G11 d'Ethicon
HGA11	CONNECTEUR HARMONIC™	1	Générateur G11 d'Ethicon et quelques pièces à main HARMONIC™ (HP054 et HPBLUE)
EGA11	CONNECTEUR ENSEAL™	1	Générateur G11 d'Ethicon et instruments à usage unique* ENSEAL™ actuels

\* à l'exception des ciseaux NSLG qui ne nécessitent pas le connecteur ENSEAL™

\*\* Données internes des ventes mondiales pour HARMONIC™ et ENSEAL™ en octobre 2021

1. Ethicon, Energy Historical Units, octobre 2021, données internes (123485-230308)

Pour connaître les précautions d'emploi, les indications et contreindications, les effets secondaires merci de consulter la dernière version de la notice d'utilisation.

**Toujours consulter la notice d'utilisation/la notice fournie avec le dispositif pour prendre connaissance des instructions complètes les plus récentes.**

Johnson & Johnson Medical SA  
Leonardo da Vincilaan 15, 1831 Machelen, Belgique  
TVA BE 0425 967 580 - RPM Bruxelles

[www.jnjmedtech.com/fr-BE](http://www.jnjmedtech.com/fr-BE)