



Accessoires  
pour appareils et  
modules








## Légende

### Remarques importantes


La société Erbe Elektromedizin GmbH a rédigé ce catalogue d'accessoires avec le plus grand soin. Néanmoins il n'est pas possible d'exclure toute erreur. Aucun préjudice ne peut être évité auprès de la société Erbe suite aux informations ou recommandations contenues dans ce catalogue. Seuls pourront être revendiqués des droits résultants des intentions délictueuses ou de négligence grave contenues dans les informations ou omises dans cette brochure.

Les données sur l'utilisation des instruments se basent sur des expériences cliniques. Selon les résultats de la recherche et des expériences cliniques, les produits sont soumis à une évaluation permanente quant à la technique et au design.

### Autres informations produit

Unité d'emballage	 = 5	 4 kVp	Capacité de charge électrique maximale
Notice d'utilisation	 30191-682	 max 95 °C	Température pour le nettoyage en machine
		 max 134 °C	Température pour la stérilisation en autoclave

	Produit à usage unique
STERILE R	Emballage stérile
STERILE R STERILE EO	

	Nettoyage et désinfection manuels
---	-----------------------------------

## Électrochirurgie

### Accessoires pour appareils pour l'électrochirurgie

03	Guéridons et accessoires
06	Kits de fixation
06	Câbles équipotentiels / Câbles d'alimentation
07	Pédales d'activation
10	Upgrades
10	Modules de prises

### Accessoires pour modules

11	Détendeurs APC et bouteilles de gaz argon
14	Autres accessoires APC
15	IES système d'aspiration des fumées
21	EIP 2 pompe d'irrigation
22	Unités d'aspiration
23	Testbox

### Guéridons et accessoires

#### VIO CART, support du système VIO et modules




dimensions: 630 x 940 x 650 mm (LxHxP)  
 poids: 31 kg  
 4 roues directrices ø 100 mm avec freins  
 1 entrée secteur  
 3 sorties secteur

accessoires inclus:  
 1 poignée en inox  
 2 attaches de câbles  
 1 support pour pédale (pour les pédales actuellement disponibles)

**No. 20180-000**



 80180-018



#### Autres accessoires pour VIO CART

	No.
Panier métallique, 339 x 100/155 x 205 mm (LxHxP)	20180-010
Attache de câbles	20180-020
Barre de fixation pour VIO CART, en haut, longueur 260 mm	20180-040
Barre de fixation pour VIO CART, en bas, longueur 390 mm, pour fixation de bouches d'aspiration	20180-042
Porte pédale en matière plastique, pour les pédales actuellement disponibles	20180-051
Rembourrage pour bouteille de gaz argon	20180-080
Sangle de fixation pour bouteille de gaz argon	20180-120

## Accessoires pour appareils

### Guéridons et accessoires

SystemCarrier performance, chariot système pour gamme et modules Erbe



Dimensions : 650 x 924 x 633 mm (LxHxP)  
 Poids : 28 kg  
 Stockage interne pour bouteilles de gaz  
 4 roulettes conductrices avec freinage  
 1 entrée d'alimentation  
 5 sorties d'alimentation

**No. 20180-110**



Accessoires en option pour SystemCarrier performance	No.
Support de pédale simple, pédale VIO®/ERBEJET® 2/ERBECRYO® 2	20180-463
Support de pédale simple, pédale EIP 2	20180-464
Porte-câble pour câble d'alimentation	20180-460
Crochet range-câble	20180-465
Crochet pour poche d'irrigation sur support / VIO CART	20325-002
Rail de fixation pour bocal d'aspiration (il peut être monté sur l'ESM 2 lui-même ou sur le corpus SystemCarrier)	20180-509
Panier à accessoires pour SystemCarrier performance	20180-520
Panier métallique, 339 x 100/155 x 205 mm	20180-010
Kit de fixation appareil sur SystemCarrier performance pour VIO®/APC/ERBEJET® 2/ERBECRYO® 2	20180-150
Jeu de fixation IES 3 sur SystemCarrier performance	20180-512
Jeu de fixation ESM 2 sur SystemCarrier performance	20180-511
Jeu de fixation EIP 2 sur SystemCarrier performance	20180-513
Jeu de fixation pour VIO® 3/VIO® 3n/VIO® seal/APC 3 sur ERBEJET® 2/ ERBECRYO® 2	20180-144
Jeu de fixation pour VIO® D/VIO® S/APC 2 sur ERBEJET® 2/ ERBECRYO® 2	20150-050
Jeu de fixation pour VIO® D/VIO® S sur APC 2	20180-134

## Accessoires pour appareils

### Guéridons et accessoires

SystemCarrier compact, chariot système pour gamme et modules VIO®



Dimensions : 615 x 955 x 615 mm (LxHxP)  
 Poids : 26 kg  
 3 compartiments de stockage internes  
 4 roulettes conductrices avec freinage

**No. 20180-100**



SystemCarrier compact plus, chariot système pour gamme et modules VIO® / APC



Dimensions : 615 x 955 x 615 mm (LxHxP)  
 Poids : 26 kg  
 Stockage interne pour bouteilles de gaz  
 4 roulettes conductrices avec freinage  
 1 entrée d'alimentation  
 3 sorties d'alimentation

**No. 20180-101**




Accessoires en option pour SystemCarrier compact et SystemCarrier compact plus	No.
Support de pédale simple, pédale VIO®	20180-463
Support de pédale simple, pédale EIP 2/VIO® C	20180-464
Porte-câble pour câble d'alimentation	20180-460
Crochet range-câble	20180-465
Crochet pour poche d'irrigation	20325-002
Kit de fixation appareil sur SystemCarrier compact/compact plus pour VIO® ou APC	20180-150
Jeu de fixation VIO® C sur SystemCarrier compact/compact plus	20180-151
Jeu de fixation IES 3 sur SystemCarrier compact/compact plus	20180-152
Jeu de fixation EIP 2 sur SystemCarrier compact/compact plus	20180-153

## Accessoires pour appareils

### Kits de fixation

Kits de fixation	No.
VIO 3 sur VIO CART 20180-000	20180-140
APC 3 sur VIO CART 20180-000	20180-141
VIO 3 et APC 3 sur console	20180-143
VIO 3 et APC 3 sur ERBEJET 2 10150-000	20180-144
IES 3 à VIO 3	20323-007
VIO C sur IES 3	20323-008
VIO D/S / APC 2 sur VIO CART 20180-000	20180-131
VIO D/S sur APC 2 (version à partir de 2005)	20180-134
EIP 2 sur VIO CART 20180-000	20180-135
IES 2 sur VIO CART 20180-000, câble ECB 15 cm inclus	20180-132

### Câbles équipotentiels / Câbles d'alimentation

Câbles équipotentiels	Longueur	No.
Câble équipotentiel, pour tous les systèmes, raccordement selon DIN 42801 	5 m	20194-025

Câbles d'alimentation	Pays	Longueur	No.
Câble d'alimentation 10A	Allemagne	0,5 m	52704-046
Câble d'alimentation 10A	Allemagne	2,5 m	52704-037
Câble d'alimentation 10A	Allemagne	4 m	52704-032
Câble d'alimentation 10A	Allemagne	5 m	52704-042
Câble d'alimentation 10A	Angleterre	2,5 m	52704-038
Câble d'alimentation 10A	Angleterre	5 m	52704-043
Câble d'alimentation 10A	Italie	2,5 m	52704-040
Câble d'alimentation 10A	Italie	5 m	52704-045
Câble d'alimentation 10A	Canada	4 m	52704-039

## Accessoires pour appareils

### Pédales d'activation

Pédale double ReMode avec étrier et support central pour VIO 3, con AP & IP X8



avec câble de raccordement 5 m

**No. 20189-353**

= 1

max 75 °C

30189-306



Pédale double antidéflagrante ReMode pour VIO 3 avec arceau, équipement AP & IP X8



avec câble de raccordement 5 m

**No. 20189-351**

= 1

max 75 °C

30189-306



Pédale double ReMode avec support central pour VIO 3, AP & IP X8 Equipment



avec câble de raccordement 5 m

**No. 20189-352**

= 1

max 75 °C

30189-306



Pédale double antidéflagrante VIO 3 avec fonction ReMode, con AP & IP X8



avec câble de raccordement 5 m

**No. 20189-350**

= 1

max 75 °C

30189-306



Pédale simple antidéflagrante ReMode pour VIO 3, con AP & IP X8



avec câble de raccordement 5 m

**No. 20188-350**

= 1

max 75 °C

30189-306



# Accessoires pour appareils

## Pédales d'activation

Pédale double antidéflagrante ReMode pour VIO D avec arceau, équipement AP & IP X8



avec câble de raccordement 5 m,  
fonction ReMode seulement disponible avec VIO D

**No. 20189-301**

= 1

max 75 °C

30189-301



Pédale double antidéflagrante ReMode pour VIO D, équipement AP & IP X8



avec câble de raccordement 5 m,  
fonction ReMode seulement disponible avec VIO D

**No. 20189-303**

= 1

max 75 °C

30189-301



Pédale double antidéflagrante pour VIO D/S avec arceau, équipement AP & IP X8



avec câble de raccordement 5 m

**No. 20189-300**

= 1

max 75 °C

30189-301



Pédale double antidéflagrante pour VIO D/S, équipement AP & IP X8



avec câble de raccordement 5 m

**No. 20189-302**

= 1

max 75 °C

30189-301



Pédale simple antidéflagrante ReMode pour VIO D, équipement AP & IP X8



avec câble de raccordement 5 m, pour VIO D de version V. 1.7.6

**No. 20188-302**

= 1

max 75 °C

30189-301



## Accessoires pour appareils

### Pédales d'activation

Pédale simple antidéflagrante pour VIO D/S , équipement AP & IP X8




avec câble de raccordement 5 m

**No. 20188-300**



max 75 °C




Pédale double pour VIO C, équipement AP & IP X8



avec câble de raccordement 5 m

**No. 20189-107**




Pédale simple pour VIO C, équipement AP & IP X8



avec câble de raccordement 5 m

**No. 20188-102**



#### Autres accessoires pour pédales d'activation pour VIO

	No.
Arceau de protection pour pédale double pour VIO	20189-306
Pièce médiane pour pédale double	20189-308
Câble pour pédale VIO 3, longueur 5 m	20189-355
Câble pour pédale pour VIO, longueur 5 m	20189-309
Câble d'extension pour pédale pour VIO, longueur 0,6 m	20189-103

## Accessoires pour appareils

### Upgrades

VIO Upgrades pour VIO D de V.2.x	No.
VIO Upgrade Interface	20140-006
VIO Upgrade Connector BiClamp	29140-214
VIO Upgrade Connector DRY CUT	29140-215
VIO Upgrade Connector TWINCOAG	29140-216
VIO Upgrade Connector PRECISE	29140-217
VIO Upgrade Connector ENDO CUT	29140-218

### Modules de prises

Modules de prises	No.
Module de prise MF-U, en kit de remplacement pour VIO 3	20160-005
Module de prise MF-0, en kit de remplacement pour VIO 3	20160-004
Module de prise MO 3Pin-9/5, en kit de remplacement pour VIO 3	20160-001
Module de prise MO 3Pin-Bovie, en kit de remplacement pour VIO 3	20160-002
Module de prise BI 2Pin 22-28-8/4, en kit de remplacement pour VIO 3	20160-003
Module de prise NE 6 - NE 2Pin, en kit de remplacement pour VIO 3	20160-006
Kit d'assemblage sans prise, pour APC 2	20134-600
Module de prise FiAPC pour APC 2	20134-651
Module de prise BI 2Pin 22-28-8/4, en kit de remplacement	20140-613
Module de prise MO 3Pin-Bovie, en kit de remplacement	20140-622
Module de prise MO 3Pin-9/5, en kit de remplacement	20140-623
Couvert MO 3Pin	20140-625
Cache complet MO 3PIN	20140-626
Module de prise MF-0, en kit de remplacement	20140-630
Module de prise MF-2, en kit de remplacement pour VIO 300 D	20140-633
Module de prise NE 6 - NE 2Pin, en kit de remplacement	20140-642

## Accessoires pour modules

### Détendeurs APC et bouteilles de gaz argon

## Raccord à gaz spécifique au pays APC 3, APC 2, APC 300

**A****DIN 477, Nr. 6 m**

pour Afghanistan, Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Andorre, Arabie Saoudite **D\***, Argentine **B\***, Autriche, Bangladesh **D\***, Belgique, Bhoutan, Brésil **B\***, Brunei, Carabique, Chine, Chili **B\***, Chypre, Corée du Nord, Corée du Sud, Croatie, Egypte, Emirats Arabes Unis **D\***, Espagne, Estonie, France, Grèce, Hongrie, Inde **D\***, Indonésie, Iran, Irlande, Island, Israël, Japon, Koweït **D\***, Lettonie, Liban, Libye, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Malaysia, Malte, Maroc, l'île Maurice, Myanmar, Namibie, Népal **D\***, Oman **D\***, Pakistan **D\***, Pérou **B\***, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar **D\***, Roumanie, Russie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Sri-Lanka **D\***, Suisse, Taiwan, Thaïlande **D\***, République Tchèque, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Vietnam **D\***, Yémen **D\***, Yougoslavie

**B****CGA Nr. 580 m**

pour Argentine **A\***, Bolivie, Brésil **A\***, Canada, Chili **A\***, Colombie, République Dominicaine, El Salvador, Equateur, Etats Unis, Guam, Guatemala, Haïti, Honduras, Italie, Mexique, Nouvelle Zélande, Panama, Pérou **A\***, Venezuela

**C****DIN 477, Nr. 10 m**

pour Côte d'Ivoire, Danemark, Finlande, Pays Bas, Norvège, Suède

**D****BS 341, Nr. 3 m**

pour Arabie Saoudite **A\***, Australie, Bangladesh **A\***, Emirats Arabes Unis **A\***, Grande Bretagne, Inde **A\***, Irlande du Nord, Koweït **A\***, Népal **A\***, Oman **A\***, Pakistan **A\***, Qatar **A\***, Sri Lanka **A\***, Thaïlande **A\***, Vietnam **A\***, Yémen **A\***

## Accessoires pour modules

### Détendeurs APC et bouteilles de gaz argon

#### Détendeur avec capteur pour APC 2/APC 3



raccord a gaz selon DIN 477 No. 6 m, W 21,8 extérieur,  
avec tuyau 1 m, avec raccord à main

**No. 20134-004**

= 1

30134-008

**A**

#### Bouteille de gaz argon, 5 litres, vide



raccord a gaz selon DIN 477 No. 6 m,  
dimensions: hauteur 60 cm, ø 14 cm,  
poids: 8,8 kg

**No. 20132-171**

= 1

**A**

#### Bouteille de gaz argon, 5 litres, 200 bar, rempli de gaz argon 4.8 (99,998%)



raccord a gaz selon DIN 477 No. 6 m,  
dimensions: hauteur 60 cm, ø 14 cm,  
poids: 10,7 kg

**No. 20132-004**

= 1

**A**

#### Détendeur avec capteur pour APC 2/APC 3, avec raccord à main



raccord a gaz selon CGA No. 580 m, 0,965" intérieur,  
avec tuyau 1 m

**No. 20134-002**

= 1

30134-008

**B**

## Accessoires pour modules

### Détendeurs APC et bouteilles de gaz argon

Bouteille de gaz argon, 5 litres, vide



raccord a gaz selon CGA No. 580 m,  
dimensions: hauteur 60 cm, ø 14 cm  
poids: 8,1 kg

**No. 20132-165**

= 1

**B**

Détendeur avec capteur pour APC 2/APC 3, avec raccord à main



raccord a gaz selon DIN 477 No. 10 m, W 24,32 extérieur,  
avec tuyau 1 m

**No. 20134-001**

= 1

30134-008

**C**

Détendeur avec capteur pour APC 2/APC 3, avec raccord à main



raccord a gaz selon BS 341 No. 3 m, G 5/8" intérieur,  
avec tuyau 1 m

**No. 20134-003**

= 1

30134-008

**D**

Détendeur avec capteur pour APC 2/APC 3



**No. 20134-005**

= 1

30134-008

**Japan**

Détendeur avec capteur pour APC 2/APC 3



**No. 20134-006**

= 1

30134-008

**B**

## Accessoires pour modules

### Autres accessoires APC

Détendeur avec capteur pour APC 2/APC 3, avec raccord à main



raccord a gaz selon ISO 5145 n°4,  
avec tuyau 0,75 m

**No. 20134-007**

= 1

D130245

France

Détendeur sans capteur pour APC 300, avec raccord à main



raccord a gaz selon ISO 5145 n°4,  
avec tuyau 0,75 m

**No. 20132-078**

= 1

D130245

France

Tuyau de raccordement pour approvisionnement gaz central, APC 2/APC 3, APC 300, longueur 1 m



**No. 20132-085**

= 1

### Modules de prises

Module de prise FiAPC pour APC 2

No.

20134-651

## Accessoires pour modules

### IES système d'aspiration de fumées

Cartouche de filtre principal IES 3 avec connexion  $\varnothing$  22 mm




**No. 20323-000**

 = 1


 80114-801

Cartouche filtrante pour IES 2, IES 300, avec connexion  $\varnothing$  22 mm



**No. 20321-000**

 = 1

 30321-010



Préfiltre utilisé pour aspiration des fumées, avec connexion  $\varnothing$  22 mm



**No. 20321-022**

 = 15




Tubulure d'évacuation de fumée  $\varnothing$  32 mm x 1,8 m Typ VT 10106 pour raccordement à extraction centrale



**No. 20323-009**

 = 6

 D147210





Tuyau d'aspiration, avec connexion  $\varnothing$  22 mm, longueur 2,1 m



**No. 20321-012**

 = 1

 max 95 °C


 max 134 °C


Tuyau d'aspiration, avec connexion  $\varnothing$  22 mm, longueur 2,7 m



**No. 20321-009**

 = 1

 max 95 °C

 max 134 °C

## Accessoires pour modules

### IES système d'aspiration de fumées

Tube d'aspiration, écoulement optimisé, avec connexion  $\varnothing$  22 mm



**No. 20321-004**

= 1

max 95 °C

max 134 °C

Entonnoir d'aspiration, avec connexion  $\varnothing$  22 mm



**No. 20321-010**

= 1

max 95 °C

max 134 °C

Manche à aspiration avec entonnoir d'évacuation, raccord  $\varnothing$  22mm, longueur 1,8 m



**No. 20321-058**

= 10

D311040



STERILE EO

Manche à aspiration avec entonnoir d'évacuation, raccord  $\varnothing$  22mm, longueur 3 m



**No. 20321-059**

= 10

D311040



STERILE EO

Raccord en T, 22M - 22F - 22M pour applications simultanées



**No. 20323-005**

= 20

D151174



Set de tubes LAP IES 3, avec valve trompette, 3 m, pour applications laparoscopiques



**No. 20323-003**

= 10

D146821



STERILE EO

## Accessoires pour modules

### IES système d'aspiration de fumées

Set de tubes LAP IES 3, avec valve trompette, 5 m, pour applications laparoscopiques



**No. 20323-006**

= 10

D146821



STERILE EO

Set de tubes LAP IES 3, sans valve, 3 m, pour applications laparoscopiques



**No. 20323-010**

= 10

D146821



STERILE EO

Set de tubes LAP IES 3, sans valve, 5 m, pour applications laparoscopiques



**No. 20323-011**

= 10

D146821



STERILE EO

Élément d'aspiration IES 3 pour extraction centrale



**No. 20323-001**

= 1



Dispositif d'activation automatique pour IES 3 VIO C, autres appareils d'électrochirurgie ou fonctionnement autonome



**No. 20323-002**

= 1

D158940

Récupérateur d'eau auto-étanche, volume moyen à angle droit pour protection de la cartouche filtrante principale



**No. 20323-004**

= 1

D139277



## Accessoires pour modules

### IES système d'aspiration de fumées

Élément d'aspiration avec raccordement ø 22 mm pour IES 2



**No. 20322-010**

= 1



Pédale simple antidéflagrante pour IES 2, équipement AP & IP X8

avec câble de raccordement 5 m, avec fiche 7 broches



**No. 20322-101**

= 1

max 75 °C

30189-301



Câble d'alimentation, câble de raccordement

No.

Câble d'alimentation ICC / IES 300, longueur 0,35 m

**51704-033**

## Accessoires pour modules

### IES système d'aspiration de fumées

Manche porte-électrodes avec aspiration de fumées, usage unique, court avec electrode spatule, câble de raccordement 3 m



**No. 20321-040**

= 20

4.5 kVp

D150123



STERILE EO

Manche porte-électrodes avec aspiration de fumées, usage unique, court avec electrode spatule à revêtement, câble de raccordement 3 m



**No. 20321-041**

= 20

4.5 kVp

D150123



STERILE EO

Manche porte-électrodes avec aspiration de fumées, usage unique, court avec electrode spatule, câble de raccordement 5 m



**No. 20321-042**

= 20

4.5 kVp

D150123



STERILE EO

Manche porte-électrodes avec aspiration de fumées, usage unique, court avec electrode spatule à revêtement, câble de raccordement 5 m



**No. 20321-043**

= 20

4.5 kVp

D150123




STERILE EO

## Accessoires pour modules

### IES système d'aspiration de fumées

Manche d'aspiration des fumées usage unique, télescopique, avec électrode spatule à revêtement, câble de raccordement 5 m



**No. 20321-060**

= 20

6 kVp

D194961



STERILE EO

Manche Clip-On pour aspiration de fumée pour 20190-065, -066, -067, -074, -075, -090, -093, -104, -105

Utilisé en association avec des manches porte-électrodes Slim-Line Erbe (20190-065, 20190-066, 20190-067, 20190-074, 20190-075, 20190-090, 20190-093, 20190-104, 20190-105)



**No. 20321-044**

= 20

D150128



STERILE EO

Rallonge pour manche Clip-On (20321-044)

Utilisé en association avec 20321-044



**No. 20321-045**

= 25

D146678



STERILE EO

## Accessoires pour modules

### EIP 2 pompe d'irrigation

Jeu de tubulures EIP 2 pour endoscopes flexibles avec connexion Luer-Lock, longueur 2,5 m



replaces 20325-001

**No. 20325-010**

= 10

D148285



STERILE EO

Jeu de tubulures EIP 2 pour pinces à irrigation, sans câble de raccordement, longueur 2,8 m



replaces 20325-020

**No. 20325-011**

= 10

D148285



STERILE EO

Pédale simple antidéflagrante pour EIP 2, équipement AP & IP X8



avec câble de raccordement 5 m, avec fiche 4 broches

**No. 20325-000**

= 1

30189-028



Crochet pour poche d'irrigation sur support / VIO CART



**No. 20325-002**

= 1

max 95 °C

max 134 °C

Adaptateur d'irrigation pour Fujifilm



**No. 20325-004**

= 1

Adaptateur d'irrigation pour PENTAX



**No. 20325-005**

= 1

### Kits de fixation

Kit de fixation EIP 2 / ESM 2 sur VIO Cart 20180-000

No.

20180-135

## Accessoires pour modules

### Unité d'aspiration

Réutilisable, avec un bocal d'aspiration



Pièces détachées	Pièces	No.
Tuyau de silicone, longueur 600 mm	1	20340-004
Support pour rail en matière plastique	1	20340-002
Support, pour VIO CART, en haute longueur 260 mm	1*	20180-040

\* optionnel

Réutilisable, avec deux collecteurs à mucosités



Pièces détachées	Pièces	No.
Tuyau de silicone, longueur 600 mm	1	20340-004
Sélecteur de bocal, support pour rail et 2 tuyaux, longueur 300 mm	1	20340-003
Support pour rail en matière plastique	2	20340-002
Support, pour VIO CART, en bas longueur 390 mm	1	20180-042
Support, pour VIO CART, en haute longueur 260 mm	1	20180-040

Filter à membrane pour ESM




a utiliser avec tuyau en silicone 20340-04

No. 20340-100	
 = 10	

Tuyau de silicone, longueur 600 mm



No. 20340-004	
 = 1	
	<span style="color: red;">■</span> max 95 °C <span style="color: red;">■</span> max 134 °C

Support pour rail



pour usage avec bocal d'aspiration 2340-102 et 20340-103

No. 20340-002	
 = 1	

## Accessoires pour modules


### Unité d'aspiration

Sélecteur de bocal, support pour rail et 2 tuyaux de silicone, longueur 300 mm



**No. 20340-003**

 = 1

 max 95 °C

 max 134 °C

Bocal d'aspiration, 1,5 litres



pour usage avec poche d'aspiration 20340-012

**No. 20340-102**

 = 1

Poche d'aspiration, 1,5 litres



pour usage avec bocal d'aspiration 20340-102

**No. 20340-012**

 = 30



Poche d'aspiration, 2,5 litres



pour usage avec bocal d'aspiration 20340-103

**No. 20340-013**

 = 30



### Testbox

Testbox 3 pour vérification d'accessories HF



**No. 20183-042**

 = 1

#### **Important information**

The information, recommendations and other details contained in this medium ("information") reflect our state of knowledge and the state of the art in science and technology at the time the medium was created. The information is of a general nature, non-binding and intended solely for general information purposes; it does not constitute instructions for use.

The information and recommendations contained in this medium do not create any legal obligations on the part of Erbe Elektromedizin GmbH and its affiliated companies ("Erbe") or any other claims against Erbe. The information does not constitute any guarantees or other information on the nature of the product; such information requires an express contractual agreement with Erbe in each individual case.

Erbe is not liable for any kind of damage resulting from following the information on this medium, regardless of any legal grounds for liability.

Every user of an Erbe product is responsible for testing the respective Erbe product in advance with regard to its properties and its suitability for the intended type of use or purpose. Suitable type of use of the respective Erbe product can be found in the instructions for use for the respective Erbe product. The user is obliged to ascertain whether the instructions for use available to him/her correspond to the current status of the specific Erbe product. Devices may only be used in accordance with the instructions for use.

Information on settings, application sites, application duration and use of the respective Erbe product is based on the clinical experience of individual centers, physicians and clinical literature independent of Erbe as well as post market surveillance and empirical evidence. They constitute reference values, or Experienced Starting Settings, which must be checked by the user to ensure that they are suitable for the specifically planned application. Depending on the circumstances of a specific application, it may be necessary to deviate from the information provided. The user is responsible for checking this when using Erbe products. We wish to note that science and technology are subject to constant development as a result of research and clinical experience. Similarly, medicine and clinical application are constantly evolving as a result of research and technological development. This may also make it necessary for the user to deviate from the information provided on this medium.

This medium contains information about Erbe products that may not be approved/cleared in certain countries. The user of the respective Erbe product is obliged to inform himself/herself as to whether the Erbe product he/she is using is legally approved/cleared in his/her country and/or to what extent, if any, there are legal requirements for or restrictions on its use.

This medium is not intended for use in the USA.