



Accessoires et consommables  
de surveillance patient  
et de télémétrie

**PHILIPS**

# Modifications apportées à cette édition

Décembre 2012

NOUVEAU

## Nouveaux produits

### Câble patient IntelliVue NMT (transmission neuromusculaire)

|              |   |
|--------------|---|
| 989803174581 | Câble patient IntelliVue NMT, réutilisable, 3 m |
|--------------|---|

## Produits retirés

### Câbles ECG et fils d'électrodes A1/A3/C1

|        |   |
|--------|---|
| M3913A | Câble ECG à 3 fils, AAMI ou CEI             |
| M3914A | Jeu de 3 fils, terminaison à pression, CEI  |
| M3915A | Jeu de 3 fils, terminaison à pression, AAMI |

### Câbles ECG de sécurité CMS à 3 fils – Connecteur à 12 broches

|        |  |
|--------|--|
| M1550C | Câble ECG à 3 fils, codage couleur CEI |
|--------|--|


### Fils pour anciens systèmes de télémétrie HP/Agilent

|        |  |
|--------|--|
| M1425A | Jeu de 5 fils de télémétrie, terminaison à pince, AAMI |
|--------|--|

Madame, Monsieur,

Vous recherchez des accessoires et consommables médicaux de qualité pour optimiser la performance de vos dispositifs médicaux ? Alors ce catalogue est pour vous. Que votre priorité soit la qualité des soins aux patients, la fiabilité du matériel ou la réduction des coûts, vous pouvez compter sur l'aide de Philips Healthcare pour y arriver. Découvrez notre gamme d'accessoires et de consommables, des électrodes aux capteurs de SpO<sub>2</sub>, pour votre domaine de soins.

### Avvertissement lié au latex

Parmi les 600 produits actuellement commercialisés par Philips, moins de 9 % contiennent du latex de caoutchouc naturel ou du caoutchouc naturel sec, susceptible d'entrer en contact avec des parties du corps humain. Afin d'éviter tout risque de réactions allergiques dues à ces substances, les produits contenant du latex sont signalés par le symbole suivant : 

**Attention** : ce symbole signale un produit contenant du latex de caoutchouc naturel ou du caoutchouc naturel sec, susceptible d'entrer en contact avec des parties du corps humain, et de provoquer des réactions allergiques.

Les produits ne portant pas ce symbole ne contiennent pas, à notre connaissance, de latex de caoutchouc naturel ni de caoutchouc naturel sec. Ce symbole indique **uniquement** quelles sont les **fournitures médicales** qui contiennent du latex de caoutchouc naturel ou du caoutchouc naturel sec, et qui sont susceptibles d'entrer en contact avec le corps humain et de provoquer des réactions allergiques. Pour savoir si un **appareil médical** Philips contient du latex de caoutchouc naturel ou du caoutchouc naturel sec, référez-vous à son étiquette.

D'après les recommandations de la FDA, si un produit contenant du latex est susceptible d'entrer en contact avec le corps humain, il doit porter ce symbole. Vous devez toujours consulter l'étiquette du produit pour connaître les informations précises relatives au latex de caoutchouc naturel ou au caoutchouc naturel sec.

### Marquage CE

Les produits portant ce symbole sont conformes aux directives de l'Union européenne (UE), définies par la législation des états membres, et sont disponibles à la vente dans les pays européens qui acceptent le marquage CE, avec certaines restrictions.

Tous les produits portant ce marquage sont conformes à la Directive du Conseil européen 93/42/CEE du 14 juin 1993, sur le rapprochement des législations des états membres relatives aux dispositifs médicaux.

Pour pouvoir obtenir ce marquage, la qualité du produit et le système de fabrication doivent respecter certaines normes. Pour être conformes aux directives et lois européennes, les appareils doivent avoir un niveau standard de performances, de sécurité et de protection pour les utilisateurs, les patients et toutes les autres personnes.

Le symbole CE associé à certains produits de ce Guide de référence des Accessoires et consommables Philips Healthcare et de la boutique en ligne constitue uniquement une indication de la disponibilité de ces produits dans les pays de l'UE et non un marquage produit d'ordre juridique.

Les pays suivants acceptent les produits portant le symbole CE : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. Le symbole CE ne signifie pas nécessairement qu'un produit est commercialisé ou distribué dans tous les pays cités ci-dessus.

Il est possible que des produits non médicaux, conformes à d'autres directives ayant fait l'objet d'une harmonisation, portent également le symbole CE.

**Remarque** : il se peut que la licence de certains des produits identifiés dans ce catalogue ne soit pas conforme à la loi canadienne.

## Gaz anesthésique

|   |    |
|---|----|
| Accessoires de surveillance des gaz anesthésiques | 11 |
|---|----|

## Capnographie

|  |    |
|--|----|
| Solution IntelliVue de surveillance du CO <sub>2</sub> Microstream®                | 12 |
| Solution Philips IntelliVue de surveillance du CO <sub>2</sub> par voie aspirative | 15 |
| Accessoires de CO <sub>2</sub> par voie aspirative                                 | 18 |
| Solution Philips IntelliVue de surveillance du CO <sub>2</sub> par voie directe    | 19 |
| Accessoires de CO <sub>2</sub> par voie directe                                    | 20 |

## Débit/CO<sub>2</sub> par spirométrie

|   |    |
|---|----|
| Capteurs de CO <sub>2</sub> par spirométrie pour IntelliVue | 21 |
|---|----|

## Débit cardiaque

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Débit cardiaque par voie invasive     | 22 |
| Débit cardiaque par voie non invasive | 23 |

## Câbles ECG et fils d'électrodes de surveillance patient

|   |    |
|---|----|
| Surveillance ECG à 10 dérivation avec IntelliVue – AAMI/CEI                   | 24 |
| Jeux de 5 fils pour surveillance à 10 dérivation – Codage couleur AAMI        | 24 |
| Jeux de 5 fils pour surveillance à 10 dérivation – Codage couleur CEI         | 25 |
| Surveillance ECG à 10 dérivation (6+4) avec IntelliVue – AAMI/CEI             | 26 |
| Jeux de 10 fils (6+4) pour surveillance à 10 dérivation – Codage couleur AAMI | 26 |
| Jeux de 10 fils (6+4) pour surveillance à 10 dérivation – Codage couleur CEI  | 27 |
| Application à 16 dérivation pour la surveillance hémodynamique                | 27 |
| Surveillance ECG à 6 dérivation – AAMI/CEI                                    | 28 |
| Jeux de 6 fils pour surveillance à 6 dérivation – Codage couleur AAMI         | 28 |
| Jeux de 6 fils pour surveillance à 6 dérivation – Codage couleur CEI          | 28 |
| Surveillance ECG à 5 dérivation – AAMI/CEI                                    | 29 |
| Jeux de 5 fils pour surveillance à 5 dérivation – Codage couleur AAMI         | 30 |
| Jeux de 5 fils pour surveillance à 5 dérivation – Codage couleur CEI          | 31 |
| Surveillance ECG à 3 dérivation – AAMI/CEI                                    | 32 |
| Jeux de 3 fils pour surveillance à 3 dérivation – Codage couleur AAMI         | 32 |
| Jeux de 3 fils pour surveillance à 3 dérivation – Codage couleur CEI          | 33 |
| Jeux de fils ECG radiotransparents – Codage couleur AAMI/CEI                  | 34 |
| Câbles ECG et fils d'électrodes combinés SureSigns                            | 34 |
| Câbles ECG de sécurité CMS à 3 fils – Connecteur à 12 broches                 | 35 |
| Câbles ECG de sécurité CMS à 5 fils – Connecteur à 12 broches                 | 36 |
| Câbles ECG de sécurité CMS à 3 fils – Connecteur à 8 broches                  | 36 |
| Jeux de 3 fils pour câbles ECG de sécurité CMS – Codage couleur AAMI          | 36 |
| Jeux de 3 fils pour câbles ECG de sécurité CMS – Codage couleur CEI           | 37 |
| Jeux de 5 fils pour câbles ECG de sécurité CMS – Codage couleur AAMI          | 37 |
| Jeux de 5 fils pour câbles ECG de sécurité CMS – Codage couleur CEI           | 37 |
| Câble EEG et fils d'électrodes (électroencéphalogramme)                       | 38 |
| Câble patient IntelliVue NMT (transmission neuromusculaire)                   | 38 |
| Accessoires pour câbles et fils d'électrodes                                  | 39 |

## Accessoires pour moniteur patient portatif IntelliVue MX40

|   |    |
|---|----|
| Câbles patient ECG et SpO <sub>2</sub> réutilisables – AAMI | 40 |
| Câbles patient ECG et SpO <sub>2</sub> réutilisables – CEI  | 42 |
| Câbles divers et accessoires pour câbles                    | 42 |

## Câbles ECG et fils d'électrodes de télémétrie

|   |    |
|---|----|
| Jeux de 3 fils de télémétrie IntelliVue – Codage couleur AAMI | 44 |
| Jeux de 3 fils de télémétrie IntelliVue – Codage couleur CEI  | 44 |
| Jeux de 5 fils de télémétrie IntelliVue – Codage couleur AAMI | 45 |
| Jeux de 5 fils de télémétrie IntelliVue – Codage couleur CEI  | 45 |
| Jeux de 5 fils de télémétrie IntelliVue – Codage couleur CEI  | 46 |
| Jeux de 6 fils de télémétrie IntelliVue – Codage couleur AAMI | 46 |
| Jeux de 6 fils de télémétrie IntelliVue – Codage couleur CEI  | 47 |
| Câbles de connexion de télémétrie IntelliVue                  | 47 |
| Embouts protecteurs et guides d'insertion IntelliVue          | 48 |
| Fils pour anciens systèmes de télémétrie HP/Agilent           | 49 |
| Câbles ECG d'extension pour moniteur TeleMon                  | 50 |

## Électrodes ECG à usage unique

|  |    |
|--|----|
| Électrodes ECG à usage unique pour surveillance adulte   | 51 |
| Électrodes ECG métalliques à usage unique pour surveillance adulte – Codage couleur AAMI                       | 53 |
| Électrodes ECG métalliques à usage unique pour surveillance adulte – Codage couleur CEI                        | 53 |
| Électrodes ECG radiotransparentes à usage unique pour surveillance adulte – Codage couleur AAMI                | 54 |
| Électrodes ECG radiotransparentes à usage unique pour surveillance adulte – Codage couleur CEI                 | 54 |
| Électrodes ECG à usage unique pour surveillance pédiatrique  | 54 |
| Électrodes ECG métalliques à usage unique pour surveillance pédiatrique/néonatale – Codage couleur AAMI        | 55 |
| Électrodes ECG radiotransparentes à usage unique pour surveillance pédiatrique/néonatale – Codage couleur AAMI | 55 |
| Électrodes ECG métalliques à usage unique pour surveillance pédiatrique/néonatale – Codage couleur CEI         | 56 |
| Électrodes ECG radiotransparentes à usage unique pour surveillance pédiatrique/néonatale – Codage couleur CEI  | 56 |
| Électrode EEG (électroencéphalogramme)   | 56 |

## Pression invasive

|  |    |
|--|----|
| Kits à usage unique de surveillance de la pression   | 57 |
| Kits de surveillance de pression avec capteur TRANSPAC® 4 à usage unique   | 58 |
| Kits de surveillance de pression avec capteur TRANSPAC® 4 à usage unique et système de prélèvement et d'épargne sanguine | 59 |
| Système de prélèvement et d'épargne sanguine SAFESSET™ à usage unique  | 60 |
| Solution réutilisable de surveillance de la pression invasive  | 61 |
| Câbles et accessoires pour capteur TRANSPAC® 4   | 62 |

## Surveillance de la pression non invasive

|  |    |
|--|----|
| Brassards réutilisables, confortables, à tubulure unique       | 65 |
| Brassards réutilisables Easy Care, à tubulure unique           | 67 |
| Brassards réutilisables Easy Care, à double tubulure           | 72 |
| Brassards traditionnels, réutilisables, à tubulure unique      | 74 |
| Ensembles de brassards réutilisables de PNI, à tubulure unique | 75 |
| Brassards monopatient à usage unique                           | 77 |
| Brassards doux, monopatient à usage unique, à tubulure unique  | 79 |
| Brassards doux, monopatient à usage unique, à double tubulure  | 82 |
| Tubulures de pression  | 84 |
| Embouts de protection pour brassards de pression non invasive  | 85 |
| Ensemble de poire et valve pour sphygmomanomètre manuel        | 85 |
| Adaptateurs pour brassards de pression non invasive            | 86 |

## Papier

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Papier d'enregistrement | 88 |
|-------------------------|----|

## Oxymétrie de pouls

|  |     |
|--|-----|
| Capteurs de SpO <sub>2</sub> réutilisables Philips           | 89  |
| Capteurs de SpO <sub>2</sub> à usage unique Philips          | 95  |
| Câbles adaptateurs de SpO <sub>2</sub> pour capteurs Philips | 97  |
| Capteurs adhésifs de SpO <sub>2</sub>                        | 99  |
| Câbles adaptateurs de SpO <sub>2</sub> Masimo® LNOP®         | 101 |
| Câble adaptateur de SpO <sub>2</sub> Masimo® LNCS®           | 101 |

## Accessoires et consommables pour dispositifs de mesure sans fil IntelliVue

|   |     |
|---|-----|
| Capteurs et accessoires de SpO <sub>2</sub> Mobile CL         | 102 |
| Brassards de pression non invasive Mobile CL                  | 102 |
| Brassards de pression non invasive Mobile CL ( <i>suite</i> ) | 103 |
| Accessoires de pression non invasive Mobile CL                | 103 |
| Accessoires de l'émetteur Mobile CL                           | 103 |

## Surveillance de la température

|  |     |
|--|-----|
| Sonde de température cutanée à usage unique  | 104 |
| Sondes de température œsophagienne/rectale à usage unique (conformes à la norme EN12470)       | 104 |
| Sondes-stéthoscopes de température œsophagienne, à usage unique (conformes à la norme EN12470) | 105 |
| Sondes-cathéters de Foley, à usage unique (conformes à la norme EN12470)                       | 106 |
| Câbles d'extension et adaptateurs pour sondes de température à usage unique                    | 107 |
| Sondes de température réutilisables pour surveillance continue (conformes à la norme EN12470)  | 108 |
| Sondes de température réutilisables pour moniteurs SureSigns VS1                               | 110 |
| Sondes de température réutilisables pour moniteurs SureSigns VM4/VS2/VS3/MP5                   | 110 |
| Sondes de température réutilisables pour moniteurs SureSigns A1/A3/C1/VM4-8                    | 111 |

## Batteries, malles, pochettes

|  |     |
|--|-----|
| Batteries pour systèmes de surveillance patient                    | 112 |
| Batteries pour systèmes de télémétrie                              | 113 |
| Mallettes, sacoches, sacs pour dispositifs de surveillance patient | 113 |
| Pochettes et protections pour systèmes de télémétrie               | 114 |

# Accessoires et consommables de surveillance patient et de télémétrie

## Gaz anesthésique

### Accessoires de surveillance des gaz anesthésiques

| Réf. produit | Description   | Conditionnement   | À utiliser avec  |
|--------------|---|-------------------|--|
| 13901A<br>CE | Tubulure d'échantillonnage en Nafion réutilisable<br>Longueur : 2,4 m   | 1 tube            | Module : M1026A  |
| 13902A<br>CE | Adaptateur aérien coudé, monopatient à usage unique   | 20 adaptateurs    | Modules : M1026B, M1013A (G1), M1019A (G5)   |
| 13904A       | Filtre anti-bactérien (0,45 micron), monopatient à usage unique   | 20 filtres        | Module : M1026A  |
| 13905A<br>CE | Tubulure d'échantillonnage hybride en Nafion/<br>polyéthylène, à usage unique<br>Longueur : 1,8 m (Nafion)<br>Longueur : 2,7 m (polyéthylène) | 1 tube            | Module : M1026A  |
| 13907A       | Tubulure d'étalonnage   | 1 tubulure        | Modules : M1025A, M1025B, M3015A, M3015B   |
| 15210-64010  | Cartouches de gaz de calibration 1 pour capteurs de pCO <sub>2</sub> tc, 6/boîte  | 6 cartouches      | M3015A, M3015B   |
| 15210-64020  | Cartouches de gaz de calibration 2 pour capteurs de pCO <sub>2</sub> tc, 6/boîte  | 6 cartouches      | M3015A, M3015B   |
| M1612A<br>CE | Adaptateur aérien droit, monopatient à usage unique   | 20 adaptateurs    | Modules : M1019A (G5), M1013A (G1), M1026A, M1026B   |
| M1655B<br>CE | Ligne de ré-injection des gaz, réutilisable<br>Longueur : 3,6 m   | 1 ligne/5 filtres | Modules : M1013A (G1), M1019A (G5), M1026B<br>(remarque : le module M1026B n'est pas disponible aux États-Unis)      |
| M1656B<br>CE | Filtre de ré-injection des gaz, à usage unique<br>(à utiliser avec la ligne M1655B)   | 20 filtres        | Modules : M1013A (G1), M1019A (G5), M1026A, M1026B (remarque : le module M1026B n'est pas disponible aux États-Unis) |
| M1657B<br>CE | Piège à eau (à utiliser avec la tubulure M1658A)  | 25 pièges         | Modules : M1013A (G1), M1019A (G5), M1026B, M1026A avec option A02/A05   |
| M1658A<br>CE | Tubulure d'échantillonnage des gaz, monopatient à usage unique<br>(à utiliser avec le piège M1657B)   | 20 tubulures      | Modules : M1013A (G1), M1019A (G5), M1026B, M1026A avec option A02/A05   |
| M1659A       | Poche de calibration<br>(à utiliser avec les bouteilles M1660A ou M1662A)   | 1 poche           | Modules : M1013A (G1), M1019A (G5), M1026B   |
| M1662A       | Gaz de calibration pour anesthésie. Volume de gaz = 5 litres<br>(à utiliser avec la poche M1659A) Durée de conservation : 1 an                | 1 bouteille       | Modules : M1013A (G1), M1019A (G5), M1026A, M1026B   |



13901A



13902A



M1612A



M1657B

# Capnographie

## Surveillance du CO<sub>2</sub> par voie aspirative

### Solution IntelliVue de surveillance du CO<sub>2</sub> Microstream®

| Réf. produit                  | Description   | Conditionnement       | À utiliser avec   |
|-------------------------------|---|-----------------------|---|
| 989803159571<br>CE            | Kit VitaLine™ H, pour adulte/enfant                   | 25 kits               | Extension Microstream : M3015A ; VM1 : 863266 ; MP5 : M8105A, M8105AS, M3015B |
| 989803159581<br>CE            | Kit VitaLine H, pour nourrisson/nouveau-né            | 25 kits               | Extension Microstream : M3015A ; VM1 : 863266 ; MP5 : M8105A, M8105AS, M3015B |
| 989803160241<br>CE            | Kit FilterLine® long, pour adulte/enfant              | 25 kits               | Extension Microstream : M3015A ; VM1 : 863266 ; MP5 : M8105A, M8105AS, M3015B |
| 989803160251<br>CE            | Kit FilterLine H long, pour adulte/enfant             | 25 kits               | Extension Microstream : M3015A ; VM1 : 863266 ; MP5 : M8105A, M8105AS, M3015B |
| 989803160261<br>CE            | Kit FilterLine H long, pour nourrisson/nouveau-né     | 25 kits               | Extension Microstream : M3015A ; VM1 : 863266 ; MP5 : M8105A, M8105AS, M3015B |
| 989803160271<br>CE            | Smart CapnoLine® O <sub>2</sub> long, pour enfant     | 25 canules            | Extension Microstream : M3015A ; VM1 : 863266 ; MP5 : M8105A, M8105AS, M3015B |
| 989803160281<br>CE            | Smart CapnoLine O <sub>2</sub> Plus long, pour adulte | 25 canules            | Extension Microstream : M3015A ; VM1 : 863266 ; MP5 : M8105A, M8105AS, M3015B |
| 989803160301<br>CE            | Smart CapnoLine Plus long, pour adulte                | 25 canules            | Extension Microstream : M3015A ; VM1 : 863266 ; MP5 : M8105A, M8105AS, M3015B |
| MODIFIÉ<br>989803177951<br>CE | Smart CapnoLine H O <sub>2</sub> pour adulte          | 25 filtres FilterLine | M3015A, M3015B, M8105A, M8105AS   |
| MODIFIÉ<br>989803177961<br>CE | Smart CapnoLine H O <sub>2</sub> pour adulte, long    | 25 filtres FilterLine | M3015A, M3015B, M8105A, M8105AS   |
| MODIFIÉ<br>989803177971<br>CE | Smart CapnoLine H O <sub>2</sub> pour enfant          | 25 filtres FilterLine | M3015A, M3015B, M8105A, M8105AS   |
| MODIFIÉ<br>989803177981<br>CE | Smart CapnoLine H O <sub>2</sub> pour enfant, long    | 25 filtres FilterLine | M3015A, M3015B, M8105A, M8105AS   |
| MODIFIÉ<br>989803178001<br>CE | CapnoLine H O <sub>2</sub> pour nourrisson/nouveau-né | 25 filtres FilterLine | M3015A, M3015B, M8105A, M8105AS   |



989803159571



989803159581



989803160241



989803160251



989803160261



989803160271

**Solution Philips IntelliVue de surveillance du CO<sub>2</sub> Microstream® (suite)**

| Réf. produit                  | Description   | Conditionnement         | À utiliser avec  |
|-------------------------------|---|-------------------------|--|
| MODIFIÉ<br>989803178011<br>CE | CapnoLine H pour nourrisson/nouveau-né, long  | 25 filtres FilterLine   | M3015A, M3015B, M8105A, M8105AS  |
| MODIFIÉ<br>989803178021<br>CE | FilterLine nasal pour nourrisson/nouveau-né   | 25 filtres FilterLine   | M3015A, M3015B, M8105A, M8105AS  |
| MODIFIÉ<br>989803178031<br>CE | Smart CapnoLine Guard   | 25 filtres FilterLine   | M3015A, M3015B, M8105A, M8105AS  |
| MODIFIÉ<br>989803178041<br>CE | Smart CapnoLine Guard O <sub>2</sub>  | 25 filtres FilterLine   | M3015A, M3015B, M8105A, M8105AS  |
| MODIFIÉ<br>989803178051<br>CE | Smart CapnoLine Guard O <sub>2</sub> , long   | 25 filtres FilterLine   | M3015A, M3015B, M8105A, M8105AS  |
| MODIFIÉ<br>989803178071<br>CE | Sangle ajustable avec crochet et boucle   | 25 électrodes par boîte | M3015A, M3015B, M8105A, M8105AS  |
| MODIFIÉ<br>989803179101<br>CE | Filterline nasal O <sub>2</sub> pour adulte   | 25 filtres FilterLine   | M3015A, M3015B, M8105A, M8105AS  |
| MODIFIÉ<br>989803179111<br>CE | Filterline nasal O <sub>2</sub> pour adulte, long                                   | 25 filtres FilterLine   | M3015A, M3015B, M8105A, M8105AS  |
| MODIFIÉ<br>989803179121<br>CE | Filterline nasal O <sub>2</sub> pour enfant   | 25 filtres FilterLine   | M3015A, M3015B, M8105A, M8105AS  |
| M1920A<br>CE                  | Kit FilterLine, pour adulte/enfant, patient intubé                                  | 25 kits                 | Extension Microstream : M3015A ; VM8 : 863066, 863088 ; VM1 : 863266 ; MP5 : M8105A, M8105AS, M3015B |
| M1921A<br>CE                  | Kit FilterLine H, pour adulte/enfant, patient intubé                                | 25 kits                 | Extension Microstream : M3015A ; VM8 : 863066, 863088 ; VM1 : 863266 ; MP5 : M8105A, M8105AS, M3015B |
| M1923A<br>CE                  | Kit FilterLine H, pour nourrisson/nouveau-né, patient intubé                        | 25 kits                 | Extension Microstream : M3015A ; VM8 : 863066, 863088 ; VM1 : 863266 ; MP5 : M8105A, M8105AS, M3015B |
| M2520A<br>CE                  | Smart CapnoLine O <sub>2</sub> , pour enfant, patient non intubé, utilisation mixte | 25 canules              | Extension Microstream : M3015A ; VM8 : 863066, 863088 ; VM1 : 863266 ; MP5 : M8105A, M8105AS, M3015B |



M1920A



M1921A



M1923A



M2520A

**Solution Philips IntelliVue de surveillance du CO<sub>2</sub> Microstream® (suite)**

| Réf. produit | Description  | Conditionnement | À utiliser avec  |
|--------------|--|-----------------|--|
| M2522A<br>CE | Smart CapnoLine O <sub>2</sub> Plus, pour adulte/intermédiaire, patient non intubé, utilisation mixte                                      | 25 canules      | Extension Microstream : M3015A ; VM8 : 863066, 863088 ; VM1 : 863266 ; MP5 : M8105A, M8105AS, M3015B |
| M2524A<br>CE | Smart CapnoLine, pour enfant, patient non intubé, utilisation monovalente  | 25 canules      | Extension Microstream : M3015A ; VM8 : 863066, 863088 ; VM1 : 863266 ; MP5 : M8105A, M8105AS, M3015B |
| M2526A<br>CE | Smart CapnoLine Plus, adulte/taille intermédiaire, patient non intubé, utilisation monovalente   | 25 canules      | Extension Microstream : M3015A ; VM8 : 863066, 863088 ; VM1 : 863266 ; MP5 : M8105A, M8105AS, M3015B |
| M4680A<br>CE | CapnoLine H O <sub>2</sub> , pour surveillance des adultes non intubés pendant 24 heures maximum (canule nasale), utilisation monovalente  | 25 canules      | Extension Microstream : M3015A ; VM1 : 863266 ; MP5 : M8105A, M8105AS, M3015B                        |
| M4681A<br>CE | CapnoLine H O <sub>2</sub> , pour surveillance des enfants non intubés pendant 24 heures maximum (canule nasale), utilisation monovalente  | 25 canules      | Extension Microstream : M3015A ; VM1 : 863266 ; MP5 : M8105A, M8105AS, M3015B                        |
| M4686A<br>CE | NIV Line, pour surveillance des adultes pendant 8 heures maximum (canule nasale), masque, utilisation monovalente                          | 25 lignes       | Extension Microstream : M3015A ; VM1 : 863266 ; MP5 : M8105A, M8105AS, M3015B                        |
| M4687A<br>CE | NIV Line, pour surveillance des enfants pendant 8 heures maximum (canule nasale), masque, utilisation monovalente                          | 25 lignes       | Extension Microstream : M3015A ; VM1 : 863266 ; MP5 : M8105A, M8105AS, M3015B                        |
| M4689A<br>CE | CapnoLine H, pour surveillance des adultes non intubés pendant 24 heures maximum (canule nasale), utilisation monovalente                  | 25 canules      | Extension Microstream : M3015A ; VM1 : 863266 ; MP5 : M8105A, M8105AS, M3015B                        |
| M4691A<br>CE | CapnoLine H, pour surveillance des nourrissons/nouveau-nés non intubés, pendant 24 heures maximum (canule nasale), utilisation monovalente | 25 canules      | Extension Microstream : M3015A ; VM1 : 863266 ; MP5 : M8105A, M8105AS, M3015B                        |
| M2267A       | Détendeur de gaz de calibration  | 1 détendeur     | Extension Microstream : M3015A ; Module multi-mesure : M3002A ; MP2 : M8102A, M3015B                 |



M2522A



M2524A



M2526A



M4680A



M4681A



M4686A



M4687A



M4689A



M4691A

**Solution Philips IntelliVue de surveillance du CO<sub>2</sub> par voie aspirative**

| Réf. produit | Description   | Conditionnement | À utiliser avec  |
|--------------|---|-----------------|--|
| M2741A<br>CE | Capteur de CO <sub>2</sub> par voie aspirative  | 1 capteur       | Serveur d'extension par voie aspirative : M3014A ; MP5 : M8105A ; MP2 : M8102A ; Module multi-mesure X2 : M3002A, 860335, 860338   |
| M2744A<br>CE | Canule nasale de CO <sub>2</sub> à usage unique, pour adulte, patient non intubé                  | 10 canules      | Capteur par voie aspirative : M2741A avec Serveur d'extension par voie aspirative : M3014A ; MP5 : M8105A ; MP2 : M8102A ; Module multi-mesure X2 : M3002A, 860335, 860338 |
| M2745A<br>CE | Canule nasale de CO <sub>2</sub> à usage unique, pour enfant, patient non intubé                  | 10 canules      | Capteur par voie aspirative : M2741A avec Serveur d'extension par voie aspirative : M3014A ; MP5 : M8105A ; MP2 : M8102A ; Module multi-mesure X2 : M3002A, 860335, 860338 |
| M2746A<br>CE | Canule nasale de CO <sub>2</sub> à usage unique, pour nourrisson, patient non intubé              | 10 canules      | Capteur par voie aspirative : M2741A avec Serveur d'extension par voie aspirative : M3014A ; MP5 : M8105A ; MP2 : M8102A ; Module multi-mesure X2 : M3002A, 860335, 860338 |
| M2750A<br>CE | Canule nasale de CO <sub>2</sub> / O <sub>2</sub> à usage unique, pour adulte, patient non intubé | 10 canules      | Capteur par voie aspirative : M2741A avec Serveur d'extension par voie aspirative : M3014A ; MP5 : M8105A ; MP2 : M8102A ; Module multi-mesure X2 : M3002A, 860335, 860338 |
| M2751A<br>CE | Canule nasale de CO <sub>2</sub> / O <sub>2</sub> à usage unique, pour enfant, patient non intubé | 10 canules      | Capteur par voie aspirative : M2741A avec Serveur d'extension par voie aspirative : M3014A ; MP5 : M8105A ; MP2 : M8102A ; Module multi-mesure X2 : M3002A, 860335, 860338 |



M2741A



M2744A



M2745A



M2746A



M2750A



M2751A

**Solution Philips IntelliVue de surveillance du CO<sub>2</sub> par voie aspirative (suite)**

| Réf. produit       | Description  | Conditionnement | À utiliser avec  |
|--------------------|--|-----------------|--|
| 989803144471<br>CE | Canule nasale de CO <sub>2</sub> / O <sub>2</sub> à usage unique, pour nourrisson/nouveau-né, patient non intubé | 10 canules      | Capteur par voie aspirative : M2741A avec Serveur d'extension par voie aspirative : M3014A ; MP5 : M8105A ; MP2 : M8102A ; Module multi-mesure X2 : M3002A                 |
| M2756A<br>CE       | Canule oro-nasale de CO <sub>2</sub> à usage unique, pour adulte, patient non intubé                             | 10 canules      | Capteur par voie aspirative : M2741A avec Serveur d'extension par voie aspirative : M3014A ; MP5 : M8105A ; MP2 : M8102A ; Module multi-mesure X2 : M3002A, 860335, 860338 |
| M2757A<br>CE       | Canule oro-nasale de CO <sub>2</sub> à usage unique, pour enfant, patient non intubé                             | 10 canules      | Capteur par voie aspirative : M2741A avec Serveur d'extension par voie aspirative : M3014A ; MP5 : M8105A ; MP2 : M8102A ; Module multi-mesure X2 : M3002A, 860335, 860338 |
| M2760A<br>CE       | Canule oro-nasale de CO <sub>2</sub> / O <sub>2</sub> à usage unique, pour adulte, patient non intubé            | 10 canules      | Capteur par voie aspirative : M2741A avec Serveur d'extension par voie aspirative : M3014A ; MP5 : M8105A ; MP2 : M8102A ; Module multi-mesure X2 : M3002A, 860335, 860338 |
| M2761A<br>CE       | Canule oro-nasale de CO <sub>2</sub> / O <sub>2</sub> à usage unique, pour enfant, patient non intubé            | 10 canules      | Capteur par voie aspirative : M2741A avec Serveur d'extension par voie aspirative : M3014A ; MP5 : M8105A ; MP2 : M8102A ; Module multi-mesure X2 : M3002A, 860335, 860338 |



989803144471



M2756A



M2757A



M2760A



M2761A

**Solution Philips IntelliVue de surveillance du CO<sub>2</sub> par voie aspirative (suite)**

| Réf. produit       | Description   | Conditionnement | À utiliser avec  |
|--------------------|---|-----------------|--|
| M2768A<br>CE       | Kit d'adaptateur aérien, sonde endotrachéale supérieure à 4,0 mm, à usage unique, patient intubé            | 10 kits         | Capteur par voie aspirative : M2741A avec Serveur d'extension par voie aspirative : M3014A ; MP5 : M8105A ; MP2 : M8102A ; Module multi-mesure X2 : M3002A, 860335, 860338 |
| 989803144531<br>CE | Kit d'adaptateur aérien, sonde endotrachéale < = 4,0 mm   | 10 kits         | Capteur par voie aspirative : M2741A avec Serveur d'extension par voie aspirative : M3014A ; MP5 : M8105A ; MP2 : M8102A ; Module multi-mesure X2 : M3002A, 860335, 860338 |
| M2772A<br>CE       | Kit d'adaptateur aérien H, sonde endotrachéale supérieure à 4,0 mm, à usage unique, patient intubé          | 10 kits         | Capteur par voie aspirative : M2741A avec Serveur d'extension par voie aspirative : M3014A ; MP5 : M8105A ; MP2 : M8102A ; Module multi-mesure X2 : M3002A, 860335, 860338 |
| M2773A<br>CE       | Kit d'adaptateur aérien H, sonde endotrachéale inférieure ou égale à 4,0 mm, à usage unique, patient intubé | 10 kits         | Capteur par voie aspirative : M2741A avec Serveur d'extension par voie aspirative : M3014A ; MP5 : M8105A ; MP2 : M8102A ; Module multi-mesure X2 : M3002A, 860335, 860338 |
| M2776A<br>CE       | Ligne d'échantillonnage directe, à usage unique, non humidifiée, patient intubé                             | 10 lignes       | Capteur par voie aspirative : M2741A avec Serveur d'extension par voie aspirative : M3014A ; MP5 : M8105A ; MP2 : M8102A ; Module multi-mesure X2 : M3002A                 |
| M2777A<br>CE       | Ligne d'échantillonnage directe H, humidifiée, patient intubé   | 10 lignes       | Capteur par voie aspirative : M2741A avec Serveur d'extension par voie aspirative : M3014A ; MP5 : M8105A ; MP2 : M8102A ; Module multi-mesure X2 : M3002A                 |



M2768A



989803144531



M2772A



M2773A



M2776A



M2777A

**Accessoires de CO<sub>2</sub> par voie aspirative**

| Réf. produit | Description   | Conditionnement | À utiliser avec                             |
|--------------|---|-----------------|---|
| M1612A<br>CE | Adaptateur aérien droit, monopatient à usage unique   | 20 adaptateurs  | Ancien module HP/Agilent : M1015A           |
| 13901A<br>CE | Tubulure d'échantillonnage en Nafion réutilisable<br>Longueur : 2,4 m   | 1 tube          | Anciens modules HP/Agilent : M1015A, M1016A |
| 13902A<br>CE | Adaptateur aérien coudé, monopatient à usage unique   | 20 adaptateurs  | Anciens modules HP/Agilent : M1015A, M1016A |
| 13904A<br>CE | Filtre anti-bactérien (0,45 micron), monopatient à usage unique   | 20 filtres      | Ancien module HP/Agilent : M1015A           |
| 13905A<br>CE | Tubulure d'échantillonnage hybride en Nafion/<br>polyéthylène, à usage unique<br>Longueur : 1,8 m (Nafion)<br>Longueur : 2,7 m (polyéthylène) | 1 tube          | Ancien module HP/Agilent : M1015A           |



M1612A



13901A



13902A

## CO<sub>2</sub> par voie directe

### Solution Philips IntelliVue de surveillance du CO<sub>2</sub> par voie directe

| Réf. produit                   | Description  | Conditionnement | À utiliser avec   |
|--------------------------------|--|-----------------|---|
| M2501A<br>CE                   | Capteur de CO <sub>2</sub> par voie directe  | 1 capteur       | Extension de capnographie M3014A ; MP2 : M8102A, MP5 : M8105A ; Module multi-mesure X2 : M3002A, 860335, 860338                               |
| M2513A<br>CE                   | Adaptateur aérien, réutilisable, pour adulte/enfant (couleur : noir)<br>Diamètre de la sonde endotrachéale : supérieure à 4 mm, espace mort inférieur à 5 cc   | 1 adaptateur    | Capteur M2501A avec extension de capnographie M3014A ; moniteurs MP5 : M8105A, MP2 : M8102A ; Module multi-mesure X2 : M3002A, 860335, 860338 |
| M2516A<br>CE                   | Adaptateur aérien pour CO <sub>2</sub> , réutilisable, pour nourrisson/nouveau-né (couleur : rouge)<br>Diamètre de la sonde endotrachéale : inférieure à 4 mm, espace mort inférieur à 1 cc                | 1 adaptateur    | Capteur M2501A avec extension de capnographie M3014A ; moniteurs MP5 : M8105A, MP2 : M8102A ; Module multi-mesure X2 : M3002A, 860335, 860338 |
| M2533A<br>CE                   | Adaptateur aérien pour CO <sub>2</sub> , monopatient à usage unique, pour adulte/enfant (couleur : transparent)<br>Diamètre de la sonde endotrachéale : inférieure à 4 mm, espace mort inférieur à 5 cc    | 10 adaptateurs  | Capteur M2501A avec extension de capnographie M3014A ; moniteurs MP5 : M8105A, MP2 : M8102A ; Module multi-mesure X2 : M3002A, 860335, 860338 |
| <b>MODIFIÉ</b><br>M2536A<br>CE | Adaptateur aérien pour CO <sub>2</sub> , monopatient à usage unique, pour nourrisson/nouveau-né (couleur : violet)<br>Diamètre de la sonde endotrachéale : inférieure à 4 mm, espace mort inférieur à 1 cc | 10 adaptateurs  | Capteur M2501A avec extension de capnographie M3014A ; moniteurs MP5 : M8105A, MP2 : M8102A ; Module multi-mesure X2 : M3002A, 860335         |
| M2505A                         | Détendeur de gaz   | 1 détendeur     | Gaz de vérification M2506A, 860335, 860338  |
| M2506A<br>CE                   | Gaz de vérification  | 1 bouteille     | Capteur de CO <sub>2</sub> par voie directe : M2501A, 860335, 860338  |



M2501A

**Accessoires de CO<sub>2</sub> par voie directe**

| Réf. produit | Description   | Conditionnement | À utiliser avec  |
|--------------|---|-----------------|--|
| 14363A<br>CE | Petit adaptateur aérien, réutilisable, non stérile<br>Poids du patient : inférieur à 10 kg, espace mort : 2 cc  | 1 adaptateur    | Capteur de CO <sub>2</sub> M1460A ; anciens modèles HP/Agilent 78352C, 78834C ; modules : M1016A, M3016A |
| M1465A<br>CE | Adaptateur aérien standard, réutilisable, non stérile<br>Poids du patient : 10 kg ou plus, espace mort : 7,5 cc | 1 adaptateur    | Capteur de CO <sub>2</sub> M1460A ; anciens modèles HP/Agilent 78352C, 78834C ; modules : M1016A, M3016A |

## Débit/CO<sub>2</sub> par spirométrie

### Capteurs de CO<sub>2</sub> par spirométrie pour IntelliVue

| Réf. produit | Description  | Conditionnement | À utiliser avec  |
|--------------|--|-----------------|--|
| M2781A<br>CE | Capteur combiné de débit/CO <sub>2</sub> , à usage unique, pour adulte/enfant<br>Sonde endotrachéale : supérieure à 5,5 mm (couleur : transparent) | 10 capteurs     | Module de spirométrie : M1014A avec capteur de CO <sub>2</sub> par voie directe M2501A et extension de capnographie M3014A |
| M2782A<br>CE | Capteur combiné de débit/CO <sub>2</sub> , à usage unique, pour nouveau-né/nourrisson<br>Sonde endotrachéale : 2,5 mm à 4 mm (couleur : violet)    | 10 capteurs     | Module de spirométrie : M1014A avec capteur de CO <sub>2</sub> par voie directe M2501A et extension de capnographie M3014A |
| M2783A<br>CE | Capteur de débit/CO <sub>2</sub> , à usage unique, pour enfant<br>Sonde endotrachéale : 3,5 mm à 6 mm (couleur : vert)                             | 10 capteurs     | Module de spirométrie : M1014A avec capteur de CO <sub>2</sub> par voie directe M2501A et extension de capnographie M3014A |
| M2785A<br>CE | Capteur de débit, à usage unique, pour adulte/enfant<br>Sonde endotrachéale : supérieure à 4 mm (couleur : transparent)                            | 10 capteurs     | Module de spirométrie M1014A   |
| M2786A<br>CE | Capteur de débit, pour nourrisson/nouveau-né<br>Sonde endotrachéale : inférieure à 4 mm (couleur : violet)   | 10 capteurs     | Module de spirométrie M1014A   |



M2781A



M2782A



M2783A



M2785A



M2786A

## Débit cardiaque

### Débit cardiaque par voie invasive

| Réf. produit | Description  | Conditionnement | À utiliser avec   |
|--------------|--|-----------------|---|
| 15244A<br>CE | Câble et commande de démarrage à distance  | 1 câble         | Module : M1012A option C12 ; Serveur de mesure hémodynamique : M3012A ; extension de capnographie : M3014A      |
| 23001A<br>CE | Sonde de température d'injectat réutilisable pour mesurer le débit cardiaque.<br>À utiliser avec le kit Baxter CO-Set™ uniquement.<br>Longueur : 2,4 m | 1 sonde         | Module : M1012A ; Serveur de mesure hémodynamique : M3012A ; extension de capnographie : M3014A, 860335, 860338 |
| 23001B<br>CE | Sonde de température d'injectat réutilisable pour mesurer le débit cardiaque.<br>À utiliser avec le kit Baxter CO-Set™ uniquement.<br>Longueur : 0,5 m | 1 sonde         | Module : M1012A ; Serveur de mesure hémodynamique : M3012A ; extension de capnographie : M3014A, 860335, 860338 |
| 23002A<br>CE | Sonde de température pour bac à glace  | 1 sonde         | Module : M1012A ; Serveur de mesure hémodynamique : M3012A, 860335, 860338                                      |
| M1642A<br>CE | Câble de débit cardiaque   | 1 câble         | Module : M1012A ; Serveur de mesure hémodynamique : M3012A  |
| M1643A<br>CE | Câble de débit cardiaque à utiliser pour l'analyse de la courbe de pression avec méthode de thermodilution.<br>Longueur : 4,8 m                        | 1 câble         | Module : M1012A ; Serveur de mesure hémodynamique : M3012A ; extension de capnographie : M3014A, 860335, 860338 |
| M1646A<br>CE | Sonde de température PICCO pour mesurer le débit cardiaque (non disponible en Amérique du Nord)  | 1 sonde         | Module : M1012A   |



15244A



23001A



23002A



M1643A

**Débit cardiaque par voie non invasive**

| Réf. produit | Description                            | Conditionnement             | À utiliser avec                     |
|--------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| M4620A<br>CE | Câble ICG (impédancemétrie thoracique) | 1 câble                     | Moniteur ICG hémodynamique : 862146 |
| M4608A<br>CE | Capteur ICG à usage unique             | 4/boîte<br>10 boîtes/carton |                                     |



M4620A

# Câbles ECG et fils d'électrodes de surveillance patient

## Surveillance ECG à 10 dérivations (5+5) avec IntelliVue – AAMI/CEI

(pour un ECG classique à 12 dérivations, utilisez un jeu de 5 fils pour dérivations périphériques et un jeu de 5 fils pour dérivations précordiales)

| Réf. produit | Description  | Conditionnement | À utiliser avec   |
|--------------|--|-----------------|---|
| M1663A<br>CE | Câble patient à 10 fils (5+5) – AAMI/CEI<br>Connecteur à 12 broches, étiquettes AAMI et CEI incluses<br>Longueur : 2 m | 1 câble         | Modules multi-mesure : M3000A, M3001A option C12 ou option C18, M3002A option C12 ou option C18 ;<br>Moniteurs patient MP5 : M8105A option C12, MP2 : M8102A option C12 ;<br>Modules ECG : M1001B, M1002B, 860335, 860338 |
| M1949A<br>CE | Câble ECG à 10 fils (5+5) – AAMI/CEI<br>Connecteur à 12 broches, étiquettes AAMI et CEI incluses<br>Longueur : 2,7 m   | 1 câble         |   |



M1663A


## Jeux de 5 fils pour surveillance à 10 dérivations – Codage couleur AAMI

| Réf. produit       | Description   | Conditionnement            | À utiliser avec  |
|--------------------|---|----------------------------|--|
| M1968A             | USI, terminaison à pince, dérivations périphériques, AAMI               | 1 jeu de fils              | Câble patient à 10 fils M1663A ou M1949A, 860335, 860338   |
| M1976A             | USI, terminaison à pince, dérivations précordiales, AAMI                | 1 jeu de fils              |  |
| M1644A             | USI, terminaison à pression, dérivations périphériques, AAMI            | 1 jeu de fils              |  |
| M1602A             | USI, terminaison à pression, dérivations précordiales, AAMI             | 1 jeu de fils              |  |
| M1973A             | BO, terminaison à pince, dérivations périphériques, AAMI                | 1 jeu de fils              |  |
| M1979A             | BO, terminaison à pince, dérivations précordiales, AAMI                 | 1 jeu de fils              |  |
| M1647A             | Terminaison à pince mini-clip, non blindée                              | 1 jeu de fils              |  |
| 989803173131<br>CE | Jeu de 5 fils à usage unique pour moniteur de chevet, AAMI, forme ronde | 20 jeux de fils par sachet | Moniteurs de chevet compatibles M1001B, M1002A, M3000A, M3001A, M8105A (MP5), 863064 (VM6), 863065 (VM6), 863066 (VM8), 863068 (VM6) ;<br>Défibrillateurs compatibles M3535A (défibrillateur/moniteur MRx), M3536A (défibrillateur/moniteur MRx), M4735A (HeartStart XL) |



M1968A

M1976A



M1973A



M1979A

**Jeux de 5 fils pour surveillance à 10 dérivations – Codage couleur CEI**

| Réf. produit       | Description  | Conditionnement            | À utiliser avec   |
|--------------------|--|----------------------------|---|
| M1971A<br>CE       | USI, terminaison à pince, dérivations périphériques, CEI                   | 1 jeu de fils              | Câble patient à 10 fils M1663A ou M1949A, 860335, 860338  |
| M1978A<br>CE       | USI, terminaison à pince, dérivations précordiales, CEI                    | 1 jeu de fils              |   |
| M1645A<br>CE       | USI, terminaison à pression, dérivations périphériques, CEI                | 1 jeu de fils              |   |
| M1604A<br>CE       | USI, terminaison à pression, dérivations précordiales, CEI                 | 1 jeu de fils              |   |
| M1974A<br>CE       | BO, terminaison à pince, dérivations périphériques, CEI                    | 1 jeu de fils              |   |
| M1984A<br>CE       | BO, terminaison à pince, dérivations précordiales, CEI                     | 1 jeu de fils              |   |
| M1648A<br>CE       | Terminaison à pince mini-clip, non blindée                                 | 1 jeu de fils              |   |
| 989803174211<br>CE | Jeu de 5 fils à usage unique pour surveillance au chevet, CEI, forme ronde | 20 jeux de fils par sachet | Moniteurs de chevet compatibles M1001B, M1002B, M3000A, M3001A, M8105A (MP5), 863063 (VM4), 863064 (VM6), 863065 (VM6), 863066 (VM8), 863068 (VM6), 863077 (VM3) ; Défibrillateurs compatibles M3535A (défibrillateur/moniteur MRx), M3536A (défibrillateur/moniteur MRx), M4735A (HeartStart XL) |



M1971A



M1978A



M1974A



M1984A



989803174211

**Surveillance ECG à 10 dérivations (6+4) IntelliVue – AAMI/CEI**

(pour un ECG classique à 12 dérivations, utilisez un jeu de 6 fils pour dérivations périphériques et un jeu de 4 fils pour dérivations précordiales)

| Réf. produit | Description   | Conditionnement | À utiliser avec   |
|--------------|---|-----------------|---|
| M1665A<br>CE | Câble patient ECG à 10 fils (6+4) – AAMI/CEI<br>Connecteur à 12 broches, étiquettes AAMI et CEI<br>Longueur : 2,7 m | 1 câble         | M3000A,<br>M3001A option C12 ou option C18, M3002A option<br>C12 ou option C18, M8102A option C12, M8105A<br>option C12 |



M1665A

**Jeu de 10 fils (6+4) pour surveillance à 10 dérivations – Codage couleur AAMI**

| Réf. produit | Description   | Conditionnement | À utiliser avec                |
|--------------|---|-----------------|--------------------------------|
| M1680A       | Jeu de 6 fils, USI, terminaison à pince, dérivations périphériques, AAMI    | 1 jeu de fils   | Câble patient à 10 fils M1665A |
| M1532A       | Jeu de 4 fils, USI, terminaison à pince, dérivations précordiales, AAMI     | 1 jeu de fils   |                                |
| M1682A       | Jeu de 6 fils, USI, terminaison à pression, dérivations périphériques, AAMI | 1 jeu de fils   |                                |
| M1537A       | Jeu de 4 fils, USI, terminaison à pression, dérivations précordiales, AAMI  | 1 jeu de fils   |                                |
| M1684A       | Jeu de 6 fils, BO, terminaison à pince, dérivations périphériques, AAMI     | 1 jeu de fils   |                                |
| M1557A       | Jeu de 4 fils, BO, terminaison à pince, dérivations précordiales, AAMI      | 1 jeu de fils   |                                |



M1680A

M1532A



M1684A

M1557A

**Jeu de 10 fils (6+4) pour surveillance à 10 dérivation – Codage couleur CEI**

| Réf. produit | Description   | Conditionnement | À utiliser avec                |
|--------------|---|-----------------|--------------------------------|
| M1681A<br>CE | Jeu de 6 fils, USI, terminaison à pince, dérivation périphériques, CEI    | 1 jeu de fils   | Câble patient à 10 fils M1665A |
| M1533A<br>CE | Jeu de 4 fils, USI, terminaison à pince, dérivation précordiales, CEI     | 1 jeu de fils   |                                |
| M1683A<br>CE | Jeu de 6 fils, USI, terminaison à pression, dérivation périphériques, CEI | 1 jeu de fils   |                                |
| M1538A<br>CE | Jeu de 4 fils, USI, terminaison à pression, dérivation précordiales, CEI  | 1 jeu de fils   |                                |
| M1685A<br>CE | Jeu de 6 fils, BO, terminaison à pince, dérivation périphériques, CEI     | 1 jeu de fils   |                                |
| M1558A<br>CE | Jeu de 4 fils, BO, terminaison à pince, dérivation précordiales, CEI      | 1 jeu de fils   |                                |



M1681A

M1533A



M1558A

M1685A

**Application à 16 dérivation pour la surveillance hémodynamique**

| Réf. produit       | Description  | Conditionnement         | À utiliser avec   |
|--------------------|--|-------------------------|---|
| 989803174231<br>CE | Jeu de 4 fils, terminaison à pince, AAMI, pour ECG à 16 dérivation (applications hémodynamiques), longueur : 1,6 m | 1 jeu de fils par unité | Système Xper Flex Cardio Physiomonitoring 860335, 860338 (FC2010, FC2020) |
| 989803174241<br>CE | Jeu de 4 fils, terminaison à pince, CEI, pour ECG à 16 dérivation (applications hémodynamiques), longueur : 1,6 m  | 1 jeu de fils par unité | Système Xper Flex Cardio Physiomonitoring 860335, 860338 (FC2010, FC2020) |



989803174231



989803174241

**Surveillance ECG à 6 dérivation – AAMI/CEI**

| Réf. produit | Description   | Conditionnement | À utiliser avec   |
|--------------|---|-----------------|---|
| M1667A<br>CE | Câble patient ECG à 6 fils – AAMI/CEI<br>Connecteur à 12 broches, étiquettes AAMI et CEI incluses<br>Longueur : 2 m | 1 câble         | M3000A,<br>M3001A option C12 ou option C18, M3002A option C12 ou option C18, M8102A option C12, M8105A option C12 |

**Jeu de 6 fils pour surveillance à 6 dérivation – Codage couleur AAMI**

| Réf. produit | Description  | Conditionnement | À utiliser avec      |
|--------------|--|-----------------|----------------------|
| M1680A       | Jeu de 6 fils, USI, terminaison à pince, dérivation périphériques, AAMI    | 1 jeu de fils   | Câble patient M1667A |
| M1682A       | Jeu de 6 fils, USI, terminaison à pression, dérivation périphériques, AAMI | 1 jeu de fils   |                      |
| M1684A       | Jeu de 6 fils, BO, terminaison à pince, dérivation périphériques, AAMI     | 1 jeu de fils   |                      |



M1667A




M1680A




M1684A

**Jeu de 6 fils pour surveillance à 6 dérivation – Codage couleur CEI**

| Réf. produit | Description   | Conditionnement | À utiliser avec      |
|--------------|---|-----------------|----------------------|
| M1681A<br>CE | Jeu de 6 fils, USI, terminaison à pince, dérivation périphériques, CEI    | 1 jeu de fils   | Câble patient M1667A |
| M1683A<br>CE | Jeu de 6 fils, USI, terminaison à pression, dérivation périphériques, CEI | 1 jeu de fils   |                      |
| M1685A<br>CE | Jeu de 6 fils, BO, terminaison à pince, dérivation périphériques, CEI     | 1 jeu de fils   |                      |



M1681A



M1685A

**Surveillance ECG à 5 dérivations – AAMI/CEI**

| Réf. produit                   | Description   | Conditionnement | À utiliser avec   |
|--------------------------------|---|-----------------|---|
| <b>MODIFIÉ</b><br>M1668A<br>CE | Câble patient ECG à 5 fils – AAMI/CEI<br>Connecteur à 12 broches, étiquettes AAMI et CEI incluses<br>Longueur : 2,7 m | 1 câble         | Modules : M1001B, M1002B ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; MP2 : M8102A ; MP5 : M8105A ; moniteurs SureSigns : 863064, 863065, 863066, 863068, 863087, 863088, 860335   |
| 989803174501<br>CE             | Adaptateur pour câble ECG à 5 fils – GE, AAMI/CEI   | 1 adaptateur    | À utiliser avec des câbles de surveillance à 5 fils GE équipés de connecteurs à liaisons multiples (réf. 41-2931-XXX et 411910-0011, par exemple)   |
| 989803174511<br>CE             | Adaptateur pour câble ECG à 5 fils – Spacelabs, AAMI/CEI  | 1 adaptateur    | À utiliser avec des câbles de surveillance à 5 fils Spacelabs équipés de connecteurs de type TruLink (câble patient blindé Spacelabs 700-0008-06, par exemple)  |
| 989803174531<br>CE             | Adaptateur pour câble ECG à 5 fils – Mindray, AAMI/CEI  | 1 adaptateur    | À utiliser avec des câbles de surveillance à 5 fils Mindray (réf. 0012-00-1255-02, par exemple)   |
| 989803170181<br>CE             | Câble tronc ECG à 5 fils, pour bloc opératoire, AAMI/CEI. Longueur : 2,7 m  | 1 câble         | Moniteurs de chevet compatibles M1001B, M1002B, M3000A, M3001A, M3002A, M8105A (MP5), M8102A (MP2), 863064 (VM6), 863065 (VM6), 863066 (VM8), 863068 (VM6) ; défibrillateurs compatibles M3534A (défibrillateur/moniteur MRx), M3536A (défibrillateur/moniteur MRx), M4735A (HeartStart XL) |



M1668A

**Jeux de 5 fils pour surveillance à 5 dérivations – Codage couleur AAMI**

| Réf. produit       | Description   | Conditionnement            | À utiliser avec  |
|--------------------|---|----------------------------|--|
| M1968A             | USI, terminaison à pince, dérivations périphériques, AAMI               | 1 jeu de fils              | Câble patient à 5 fils M1668A, 860335, 860338  |
| M1644A             | USI, terminaison à pression, dérivations périphériques, AAMI            | 1 jeu de fils              |  |
| M1973A             | BO, terminaison à pince, dérivations périphériques, AAMI                | 1 jeu de fils              |  |
| M1647A             | Terminaison à pince mini-clip, non blindée, AAMI                        | 1 jeu de fils              | Moniteurs de chevet compatibles M1001B, M1002A, M3000A, M3001A, M8105A (MP5), 863064 (VM6), 863065 (VM6), 863066 (VM8), 863068 (VM6) ;<br>Défibrillateurs compatibles M3535A (défibrillateur/moniteur MRx), M3536A (défibrillateur/moniteur MRx), M4735A (HeartStart XL) |
| 989803173131<br>CE | Jeu de 5 fils à usage unique pour moniteur de chevet, AAMI, forme ronde | 20 jeux de fils par sachet |  |
| 989803174521<br>CE | Adaptateur pour câble ECG à 5 fils – Datascope, AAMI                    | 1 adaptateur               | À utiliser avec des câbles de surveillance à 5 fils Datascope (AAMI) équipés d'un connecteur de type DIN (0012-00-0620-02)   |



M1968A



M1647A



M1973A

**Jeux de 5 fils pour surveillance à 5 dérivations – Codage couleur CEI**

| Réf. produit        | Description  | Conditionnement            | À utiliser avec   |
|---------------------|--|----------------------------|---|
| M1971A<br>CEI       | USI, terminaison à pince, dérivations périphériques, CEI                   | 1 jeu de fils              | Câble patient à 5 fils M1668A, 860335, 860338   |
| M1645A<br>CEI       | USI, terminaison à pression, dérivations périphériques, CEI                | 1 jeu de fils              |   |
| M1974A<br>CEI       | BO, terminaison à pince, dérivations périphériques, CEI                    | 1 jeu de fils              |   |
| M1648A<br>CEI       | Terminaison à pince mini-clip, non blindée, CEI                            | 1 jeu de fils              |   |
| 989803174211<br>CEI | Jeu de 5 fils à usage unique pour surveillance au chevet, CEI, forme ronde | 20 jeux de fils par sachet | Moniteurs de chevet compatibles M1001B, M1002B, M3000A, M3001A, M8105A (MP5), 863063 (VM4), 863064 (VM6), 863065 (VM6), 863066 (VM8), 863068 (VM6), 863077 (VM3) ; Défibrillateurs compatibles M3535A (défibrillateur/moniteur MRx), M3536A (défibrillateur/moniteur MRx), M4735A (HeartStart XL) |
| 989803177881<br>CEI | Adaptateur pour câble ECG à 5 fils – Datascope, CEI                        | 1 adaptateur               | À utiliser avec des câbles de surveillance à 5 fils Datascope (CEI) équipés d'un connecteur de type DIN   |



M1971A



M1974A



M1648A

**Surveillance ECG à 3 dérivations – AAMI/CEI**

| Réf. produit       | Description  | Conditionnement | À utiliser avec   |
|--------------------|--|-----------------|---|
| M1669A<br>CE       | Câble patient 3 dérivations – AAMI/CEI<br>Connecteur à 12 broches, étiquettes AAMI et CEI incluses<br>Longueur : 2,7 m | 1 câble         | Modules : M1001B, M1002B ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; MP2 : M8102A ; MP5 : M8105A ; moniteurs SureSigns : 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, 863085, 863086, 863087, 863088   |
| 989803170171<br>CE | Câble tronc ECG à 3 fils, pour bloc opératoire, AAMI/CEI. Longueur : 2,7 m   | 1 câble         | Moniteurs de chevet compatibles M1001B, M1002B, M3000A, M3001A, M3002A, M8105A (MP5), M8102A (MP2), 863063 (VM4), 863064 (VM6), 863065 (VM6), 863066 (VM8), 863068 (VM6), 863077 (VM3) ; Défibrillateurs compatibles M3535A (défibrillateur/moniteur MRx), M3536A (défibrillateur/moniteur MRx), M4735A (HeartStart XL) |

**Jeux de 3 fils pour surveillance à 3 dérivations – Codage couleur AAMI**

| Réf. produit       | Description   | Conditionnement            | À utiliser avec   |
|--------------------|---|----------------------------|---|
| M1671A             | USI, terminaison à pince, AAMI  | 1 jeu de fils              | Câble patient à 3 fils M1669A, 860335, 860338   |
| M1673A             | USI, terminaison à pression, AAMI                                       | 1 jeu de fils              |   |
| M1675A             | BO, terminaison à pince, AAMI   | 1 jeu de fils              |   |
| M1622A             | Terminaison à pince mini-clip, non blindée (0,45 m)                     | 1 jeu de fils              |   |
| M1624A             | Terminaison à pince mini-clip, non blindée (0,7 m)                      | 1 jeu de fils              |   |
| 989803173121<br>CE | Jeu de 3 fils à usage unique pour moniteur de chevet, AAMI, forme ronde | 20 jeux de fils par sachet | Moniteurs de chevet compatibles M1001B, M1002B, M3000A, M3001A, M8105A (MP5), 863063 (VM4), 863064 (VM6), 863065 (VM6), 863066 (VM8), 863068 (VM6), 863077 (VM3) ; Défibrillateurs compatibles M3535A (défibrillateur/moniteur MRx), M3536A (défibrillateur/moniteur MRx), M4735A (HeartStart XL) |



M1669A



M1671A



M1675A



M1624A

**Jeux de 3 fils pour surveillance à 3 dérivations – Codage couleur CEI**

| Réf. produit       | Description  | Conditionnement            | À utiliser avec   |
|--------------------|--|----------------------------|---|
| M1672A<br>CE       | USI, terminaison à pince, CEI  | 1 jeu de fils              | Câble patient à 3 fils M1669A, 860335, 860338   |
| M1674A<br>CE       | USI, terminaison à pression, CEI                                       | 1 jeu de fils              |   |
| M1678A<br>CE       | BO, terminaison à pince, CEI   | 1 jeu de fils              |   |
| M1626A<br>CE       | Terminaison à pince mini-clip, non blindée, CEI                        | 1 jeu de fils              |   |
| 989803174201<br>CE | Jeu de 3 fils à usage unique pour moniteur de chevet, CEI, forme ronde | 20 jeux de fils par sachet | Moniteurs de chevet compatibles M1001B, M1002B, M3000A, M3001A, M8105A (MP5), 863063 (VM4), 863064 (VM6), 863065 (VM6), 863066 (VM8), 863068 (VM6), 863077 (VM3) ; Défibrillateurs compatibles M3535A (défibrillateur/moniteur MRx), M3536A (défibrillateur/moniteur MRx), M4735A (HeartStart XL) |



M1672A



M1678A



M1626A



989803174201

**Jeux de fils ECG radiotransparents – Codage couleur AAMI/CEI**

| Réf. produit | Description  | Conditionnement | À utiliser avec   |
|--------------|--|-----------------|---|
| M1649A<br>CE | Jeu de 5 fils radiotransparents, non blindés, avec connecteurs de sécurité.<br>Terminaison à pince, fils séparés, codage couleur CEI/AAMI<br>Longueur : 914 mm | 5 fils séparés  | Télémétrie : 862231 (TRx4851A), 862439 (TRx4841A), 862439 (États-Unis uniquement), 862108 : émetteur M2601B ; Module multi-mesure X2 : M3002A ; MP2 : M8102A ; MP5 : M8105A, 860335, 860338 |



M1649A

**Câbles ECG et fils d'électrodes combinés SureSigns**

| Réf. produit                            | Description   | Conditionnement  | À utiliser avec  |
|---|---|------------------|--|
| 989803143171<br>CE                      | Jeu de 3 fils, terminaison à pince, CEI   | 1 câble          | Moniteurs SureSigns : 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, 863085, 863086, 863087, 863088 ; MP2 : M8102A ; MP5 : M8105A ; Module multi-mesure X2 : M3002A   |
| 989803143181                            | Jeu de 3 fils, terminaison à pince, AAMI  | 1 câble          |  |
| 989803143191<br>CE                      | Jeu de 5 fils, terminaison à pince, CEI   | 1 câble          |  |
| 989803143201<br>MODIFIÉ<br>989803176611 | Jeu de 5 fils, terminaison à pince, AAMI<br>Kit de codes-barres 2D SureSigns HS-1 | 1 câble<br>1 kit | VM4 : 863063 ; VM6 : 863064, 863065 ; VM8 : 863066, 863068 ; VM1 : 863264, 863265, 863266 ; VS3 : 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074 ; VS2 : 863079, 863080, 863081, 863082 ; VS2+ : 863278 ; VS1 : 863275, 863276, 863283 |



989803143171



989803143181




989803143191



989803143201

**Câbles ECG de sécurité CMS à 3 fils – Connecteur à 12 broches**

| Réf. produit  | Description   | Conditionnement | À utiliser avec   |
|---|---|-----------------|---|
| M1500A  | Câble ECG à 3 fils, codage couleur AAMI<br>Longueur : 2,7 m | 1 câble         | Modules : M1001B, M1002B ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; MP2 : M8102A ; MP5 : M8105A ; C3 : 863474 ; SureSigns : 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, 863085, 863086, 863087, 863088         |
| M1540C  | Câble ECG à 3 fils, codage couleur AAMI<br>Longueur : 0,9 m | 1 câble         | Modules : M1001B, M1002B ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; MP2 : M8102A ; MP5 : M8105A  |
| M1510A<br> | Câble ECG à 3 fils, codage couleur CEI<br>Longueur : 2,7 m  | 1 câble         | Modules : M1001B, M1002B ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; MP2 : M8102A ; MP5 : M8105A ; C3 : 862474, 862478 ; SureSigns : 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, 863085, 863086, 863087, 863088 |

**Câbles ECG de sécurité CMS à 5 fils – Connecteur à 12 broches**

| Réf. produit | Description   | Conditionnement | À utiliser avec   |
|--------------|---|-----------------|---|
| M1520A       | Câble ECG à 5 fils, codage couleur AAMI<br>Longueur : 2,7 m | 1 câble         | Modules : M1001B, M1002B ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; MP2 : M8102A ; MP5 : M8105A ; C3 : 862474, 862478 ; SureSigns : 863063, 863064, 863065, 863066, 863068                           |
| M1560C       | Câble ECG à 5 fils, codage couleur AAMI<br>Longueur : 0,9 m | 1 câble         | Modules ECG : M1001B, M1002B ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; moniteurs : M8102A, M8105A   |
| M1530A<br>CE | Câble ECG à 5 fils, codage couleur CEI<br>Longueur : 2,7 m  | 1 câble         | Modules : M1001B, M1002B ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A ; MP2 : M8102A ; MP5 : M8105A ; C3 : 862474, 862478 ; moniteurs SureSigns : 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863086, 863087, 863088 |
| M1570C<br>CE | Câble ECG à 5 fils, codage couleur CEI<br>Longueur : 0,9 m  | 1 câble         | Modules ECG : M1001B, M1002B ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; moniteurs MP2 : M8102A, MP5 : M8105A   |

**Câbles ECG de sécurité CMS à 3 fils – Connecteur à 8 broches**

| Réf. produit | Description              | Conditionnement | À utiliser avec        |
|--------------|--------------------------|-----------------|------------------------|
| M1580A       | Câble ECG à 3 fils, AAMI | 1 câble         | M2400A, M2406A, M2424A |
| M1600A       | Câble ECG à 5 fils, AAMI | 1 câble         |                        |
| M1590A<br>CE | Câble ECG à 3 fils, CEI  | 1 câble         |                        |

**Jeux de 3 fils pour câbles ECG de sécurité CMS – Codage couleur AAMI**

| Réf. produit | Description  | Conditionnement | À utiliser avec                            |
|--------------|--|-----------------|--|
| M1601A       | Jeu de 3 fils, BO, terminaison à pince, AAMI         | 1 jeu de fils   | Câble patient CMS M1500A, M1580A ou M1540C |
| M1603A       | Jeu de 3 fils, USI, terminaison à pince, AAMI        | 1 jeu de fils   |  |
| M1605A       | Jeu de 3 fils, USI, terminaison à pression, AAMI     | 1 jeu de fils   |  |
| M1608A       | Jeu de 3 fils à miniclip, AAMI, non blindés (0,45 m) | 1 jeu de fils   |  |
| M1609A       | Jeu de 3 fils à miniclip, AAMI, non blindés (0,7 m)  | 1 jeu de fils   |  |

**Jeux de 3 fils pour câbles ECG de sécurité CMS – Codage couleur CEI**

| Réf. produit | Description                                     | Conditionnement | À utiliser avec                    |
|--------------|---|-----------------|------------------------------------|
| M1611A<br>CE | Jeu de 3 fils, BO, terminaison à pince, CEI     | 1 jeu de fils   | Câble patient CMS M1510A ou M1590A |
| M1613A<br>CE | Jeu de 3 fils, USI, terminaison à pince, CEI    | 1 jeu de fils   |                                    |
| M1615A<br>CE | Jeu de 3 fils, USI, terminaison à pression, CEI | 1 jeu de fils   |                                    |
| M1619A<br>CE | Jeu de 3 fils à miniclip, CEI, non blindés      | 1 jeu de fils   |                                    |

**Jeux de 5 fils pour câbles ECG de sécurité CMS – Codage couleur AAMI**

| Réf. produit | Description                                      | Conditionnement | À utiliser avec                            |
|--------------|--|-----------------|--|
| M1621A       | Jeu de 5 fils, BO, terminaison à pince, AAMI     | 1 jeu de fils   | Câble patient CMS M1520A, M1600A ou M1560C |
| M1623A       | Jeu de 5 fils, USI, terminaison à pince, AAMI    | 1 jeu de fils   |  |
| M1625A       | Jeu de 5 fils, USI, terminaison à pression, AAMI | 1 jeu de fils   |  |
| M1629A       | Jeu de 5 fils à miniclip, AAMI, non blindés      | 1 jeu de fils   |  |

**Jeux de 5 fils pour câbles ECG de sécurité CMS – Codage couleur CEI**


| Réf. produit | Description                                     | Conditionnement | À utiliser avec                            |
|--------------|---|-----------------|--|
| M1631A<br>CE | Jeu de 5 fils, BO, terminaison à pince, CEI     | 1 jeu de fils   | Câble patient CMS M1530A, M1610A ou M1570C |
| M1633A<br>CE | Jeu de 5 fils, USI, terminaison à pince, CEI    | 1 jeu de fils   |  |
| M1635A<br>CE | Jeu de 5 fils, USI, terminaison à pression, CEI | 1 jeu de fils   |  |
| M1639A<br>CE | Jeu de 5 fils à miniclip, CEI, non blindés      | 1 jeu de fils   |  |

**Câble EEG et fils d'électrodes (électroencéphalogramme)**

| Réf. produit | Description  | Conditionnement        | À utiliser avec         |
|--------------|--|------------------------|-------------------------|
| M2268A<br>CE | Câble EEG à 5 fils, 2,7 m                            | 1 câble                | Module EEG M1027A       |
| M1931A<br>CE | Électrodes ventouses EEG, réutilisables, pour adulte | 1 jeu de fils          | Module EEG M1027A       |
| M1932A<br>CE | Électrodes ventouses EEG, réutilisables, pour enfant | 1 jeu de fils          | Module EEG M1027A       |
| M1934A<br>CE | Jeu de fils EEG à miniclip, réutilisable             | 1 jeu de fils          | Module EEG M1027A       |
| M1937A       | Pâte EEG conductrice                                 | 1 tube                 | M1931A, M1932A, M1934A  |
| M1935A<br>CE | Électrodes EEG à pression, à usage unique            | 25/paquet<br>100/boîte | Surveillance EEG adulte |



M2268A



M1931A



M1935A

**Câble patient IntelliVue NMT (transmission neuromusculaire)**

| Réf. produit                   | Description   | Conditionnement | À utiliser avec  |
|--------------------------------|---|-----------------|--|
| <b>NOUVEAU</b><br>989803174581 | Câble patient IntelliVue NMT, réutilisable. Longueur : 3 m – NON DISPONIBLE À LA VENTE AUX ÉTATS-UNIS – | 1 câble patient | Module de transmission neuromusculaire Philips IntelliVue 865383 |

**Accessoires pour câbles et fils d'électrodes**

| Réf. produit           | Description   | Conditionnement                       | À utiliser avec   |
|------------------------|---|---------------------------------------|---|
| 989803148841<br>CE     | Kit de gestion des câbles IntelliVue.<br>Évite que les câbles patient ne s'emmêlent.  | 5 barrettes de séparation             | N'importe quel câble, M8105AS, 863275, 863276, 863278   |
| 989803148861<br>M1501A | Gaines de protection pour câble patient IntelliVue<br>Barrette de connexion pour jeux de 3 fils. À utiliser avec les jeux de fils ECG CMS individuels | 10 caches<br>3 barrettes de connexion | Câbles patient M1663A ou M1949A, 860335, 860338<br>Accessoires pour câbles ECG de sécurité, non blindés, 860335, 860338 |
| M1502A                 | Barrette de connexion pour jeux de 5 fils. À utiliser avec les jeux de fils ECG CMS individuels   | 3 barrettes de connexion              | Accessoires pour câbles ECG de sécurité, non blindés, 860335, 860338  |
| M1503A                 | Barrette de séparation pour jeux de 3 fils blindés  | 10 barrettes de séparation            | Tous les jeux de fils blindés (AAMI/CEI)  |
| M1504A                 | Barrette de séparation pour jeux de 5 fils blindés  | 10 barrettes de séparation            | Tous les jeux de fils blindés (AAMI/CEI)  |
| M1509A                 | Pince de drap   | 3 pinces                              | 860335, 860338  |
| M2281A                 | Barrette de séparation pour câble patient (crochet)   | 8 crochets                            | 860335, 860338  |
| M1636A                 | Barrette de séparation pour jeux de 3 fils non blindés  | 10 barrettes de séparation            | Tous les jeux de fils non blindés (AAMI/CEI)  |
| M1638A                 | Barrette de séparation pour jeux de 5 fils non blindés  | 10 barrettes de séparation            | Tous les jeux de fils non blindés (AAMI/CEI)  |
| M1664A                 | Barrette de séparation pour jeux de 4 fils blindés  | 10 barrettes de séparation            | (AAMI) M1532A, M1537A, M1557A<br>(CEI) M1533A, M1538A, M1558A   |
| M1679A                 | Barrette de séparation pour jeu de 6 fils blindés   | 10 barrettes de séparation            | (AAMI) M1680A, M1682A, M1684A, M1532A, M1537A, M1557A<br>(CEI) M1681A, M1683A, M1685A, M1558A, M1533A, M1538A           |



989803148841



989803148861



M1501A



M1504A



M1509A



M2281A



M1636A



M1638A



M1664A



M1679A

# Accessoires pour moniteur patient portatif IntelliVue MX40

## Câbles patient ECG et SpO<sub>2</sub> réutilisables – AAMI

| Réf. produit       | Description   | Conditionnement   | À utiliser avec  |
|--------------------|---|-------------------|--|
| 989803171801<br>CE | Câble ECG à 3 fils, terminaison à pince, AAMI, télémétrie<br>Longueur du câble : 85 cm                        | 1 câble par unité | MX40 1,4 GHz : moniteur patient portatif SH 865350 ;<br>MX40 2,4 GHz : moniteur patient portatif SH 865351 |
| 989803171811<br>CE | Câble ECG à 3 fils, terminaison à pince, AAMI + SpO <sub>2</sub> , télémétrie<br>Longueur du câble : 85 cm    | 1 câble par unité | MX40 1,4 GHz : moniteur patient portatif SH 865350 ;<br>MX40 2,4 GHz : moniteur patient portatif SH 865351 |
| 989803171821<br>CE | Câble ECG à 5 fils, terminaison à pression, AAMI, télémétrie<br>Longueur du câble : 85 cm                     | 1 câble par unité | MX40 1,4 GHz : moniteur patient portatif SH 865350 ;<br>MX40 2,4 GHz : moniteur patient portatif SH 865351 |
| 989803171831<br>CE | Câble ECG à 5 fils, terminaison à pince, AAMI, télémétrie<br>Longueur du câble : 85 cm                        | 1 câble par unité | MX40 1,4 GHz : moniteur patient portatif SH 865350 ;<br>MX40 2,4 GHz : moniteur patient portatif SH 865351 |
| 989803171841<br>CE | Câble ECG à 5 fils, terminaison à pression, AAMI + SpO <sub>2</sub> , télémétrie<br>Longueur du câble : 85 cm | 1 câble par unité | MX40 1,4 GHz : moniteur patient portatif SH 865350 ;<br>MX40 2,4 GHz : moniteur patient portatif SH 865351 |
| 989803171851<br>CE | Câble ECG à 5 fils, terminaison à pince, AAMI + SpO <sub>2</sub> , télémétrie<br>Longueur du câble : 85 cm    | 1 câble par unité | MX40 1,4 GHz : moniteur patient portatif SH 865350 ;<br>MX40 2,4 GHz : moniteur patient portatif SH 865351 |
| 989803171861<br>CE | Câble ECG à 6 fils, terminaison à pince, AAMI, télémétrie<br>Longueur du câble : 85 cm                        | 1 câble par unité | MX40 1,4 GHz : moniteur patient portatif SH 865350 ;<br>MX40 2,4 GHz : moniteur patient portatif SH 865351 |
| 989803171871<br>CE | Câble ECG à 6 fils, terminaison à pince, AAMI + SpO <sub>2</sub> , télémétrie<br>Longueur du câble : 85 cm    | 1 câble par unité | MX40 1,4 GHz : moniteur patient portatif SH 865350 ;<br>MX40 2,4 GHz : moniteur patient portatif SH 865351 |



989803171801



989803171811



989803171821



989803171831



989803171841



989803171851



989803171861



989803171871

**Câbles patient ECG et SpO<sub>2</sub> réutilisables – CEI**

| Réf. produit       | Description   | Conditionnement   | À utiliser avec  |
|--------------------|---|-------------------|--|
| 989803171901<br>CE | Câble ECG à 3 fils, terminaison à pince, CEI, télémétrie<br>Longueur du câble : 85 cm                     | 1 câble par unité | MX40 1,4 GHz : moniteur patient portatif SH 865350 ;<br>MX40 2,4 GHz : moniteur patient portatif SH 865351 |
| 989803171911<br>CE | Câble ECG à 3 fils, terminaison à pince, CEI + SpO <sub>2</sub> , télémétrie<br>Longueur du câble : 85 cm | 1 câble par unité | MX40 1,4 GHz : moniteur patient portatif SH 865350 ;<br>MX40 2,4 GHz : moniteur patient portatif SH 865351 |
| 989803171931<br>CE | Câble ECG à 5 fils, terminaison à pince, CEI, télémétrie<br>Longueur du câble : 85 cm                     | 1 câble par unité | MX40 1,4 GHz : moniteur patient portatif SH 865350 ;<br>MX40 2,4 GHz : moniteur patient portatif SH 865351 |
| 989803171951<br>CE | Câble ECG à 5 fils, terminaison à pince, CEI + SpO <sub>2</sub> , télémétrie<br>Longueur du câble : 85 cm | 1 câble par unité | MX40 1,4 GHz : moniteur patient portatif SH 865350 ;<br>MX40 2,4 GHz : moniteur patient portatif SH 865351 |
| 989803171961<br>CE | Câble ECG à 6 fils, terminaison à pince, CEI, télémétrie<br>Longueur du câble : 85 cm                     | 1 câble par unité | MX40 1,4 GHz : moniteur patient portatif SH 865350 ;<br>MX40 2,4 GHz : moniteur patient portatif SH 865351 |
| 989803171971<br>CE | Câble ECG à 6 fils, terminaison à pince, CEI + SpO <sub>2</sub> , télémétrie<br>Longueur du câble : 85 cm | 1 câble par unité | MX40 1,4 GHz : moniteur patient portatif SH 865350 ;<br>MX40 2,4 GHz : moniteur patient portatif SH 865351 |

**Câbles divers et accessoires pour câbles**

| Réf. produit       | Description  | Conditionnement   | À utiliser avec  |
|--------------------|--|-------------------|--|
| 989803172221<br>CE | Câble ECG AAMI/CEI<br>2,7 m, réutilisable  | 1 câble par unité | M3000A, M3001A, M8102A MP2, M1001A, M1001B, M1002A, M1002B, M3002A X2, M8105A MP5                          |
| 989803172241<br>CE | Câble d'extension pour systèmes de télémétrie, 1,0 m, réutilisable                                 | 1 câble par unité | MX40 1,4 GHz : moniteur patient portatif SH 865350 ;<br>MX40 2,4 GHz : moniteur patient portatif SH 865351 |
| 989803172211<br>CE | Câble adaptateur pour moniteurs de chevet/ télémétrie, ECG+SpO <sub>2</sub><br>30 cm, réutilisable | 1 câble par unité | MX40 1,4 GHz : moniteur patient portatif SH 865350 ;<br>MX40 2,4 GHz : moniteur patient portatif SH 865351 |
| 989803176491       | Embout protecteur, fils réutilisables, MX4X  | 10 embouts        | MX40 1,4 GHz : moniteur patient portatif SH 865350 ;<br>MX40 2,4 GHz : moniteur patient portatif SH 865351 |
| 989803176501       | Embout protecteur, câble adaptateur, MX4X  | 10 embouts        | MX40 1,4 GHz : moniteur patient portatif SH 865350 ;<br>MX40 2,4 GHz : moniteur patient portatif SH 865352 |



989803171901



989803171911



989803171931



989803171951



989803171961



989803171971

## Câbles ECG et fils d'électrodes de télémétrie

### Jeux de 3 fils de télémétrie IntelliVue – Codage couleur AAMI

| Réf. produit       | Description  | Conditionnement            | À utiliser avec   |
|--------------------|--|----------------------------|---|
| 989803151971<br>CE | Jeu de 3 fils, terminaison à pince et embout protecteur, AAMI    | 1 jeu de fils              | Télémétrie 862108 : M2601B, 862439 : TRx4841A (États-Unis uniquement), 862231 : TRx4851A (en dehors des États-Unis) |
| 989803151991<br>CE | Jeu de 3 fils, terminaison à pression et embout protecteur, AAMI | 1 jeu de fils              |   |
| 989803173141<br>CE | Jeu de 3 fils de télémétrie à usage unique, AAMI, forme ronde    | 20 jeux de fils par sachet | Unités de télémétrie compatibles 862108, 862231, 862439   |



989803151971



989803151991



989803173141

### Jeux de 3 fils de télémétrie IntelliVue – Codage couleur CEI

| Réf. produit       | Description   | Conditionnement | À utiliser avec                               |
|--------------------|---|-----------------|---|
| 989803151981<br>CE | Jeu de 3 fils, terminaison à pince et embout protecteur, CEI    | 1 jeu de fils   | Télémétrie 862108 : M2601B, 862231 : TRx4851A |
| 989803152001<br>CE | Jeu de 3 fils, terminaison à pression et embout protecteur, CEI | 1 jeu de fils   |   |



989803151981



989803152001

**Jeux de 5 fils de télémétrie IntelliVue – Codage couleur AAMI**

| Réf. produit       | Description   | Conditionnement             | À utiliser avec   |
|--------------------|---|-----------------------------|---|
| 989803152051<br>CE | Jeu de 5 fils multicolores, terminaison à pince et embout protecteur  | 1 jeu de fils               | Télémétrie 862108 : M2601B, 862439 : TRx4841A (États-Unis uniquement), 862231 : TRx4851A (en dehors des États-Unis) |
| 989803152071<br>CE | Jeu de 5 fils multicolores, terminaison à pression et embout protecteur   | 1 jeu de fils               |   |
| 989803173151<br>CE | Jeu de 5 fils de télémétrie à usage unique, AAMI, forme ronde   | 20 jeux de fils par unité   | Unités de télémétrie compatibles 862108, 862231, 862439   |
| 989803172031<br>CE | Câble ECG à 5 fils de télémétrie, terminaison à pince, AAMI, monopatient. Câble patient pour MX40 comprenant un jeu de 5 fils d'électrodes ECG. À utiliser sur un seul patient. Longueur du câble : 85 cm.  | 20 câbles patient par unité | Moniteurs patient portatifs MX40 865350, 865351   |
| 989803172051<br>CE | Câble ECG à 5 fils de télémétrie, terminaison à pince, AAMI + SpO <sub>2</sub> , monopatient. Câble patient pour MX40 comprenant un jeu de 5 fils d'électrodes ECG avec câble/capteur de doigt de SpO <sub>2</sub> intégré pour les patients de plus de 20 kg. À utiliser sur un seul patient. Longueur du câble ECG : 85 cm, SpO <sub>2</sub> : 2 m. | 20 câbles patient par unité | Moniteurs patient portatifs MX40 865350, 865351   |



989803152051



989803152071



989803173151

**Jeux de 5 fils de télémétrie IntelliVue – Codage couleur CEI**

| Réf. produit       | Description  | Conditionnement             | À utiliser avec                                 |
|--------------------|--|-----------------------------|---|
| 989803172131<br>CE | Câble ECG à 5 fils de télémétrie, terminaison à pince, CEI, monopatient. Câble patient pour MX40 comprenant un jeu de 5 fils d'électrodes ECG. À utiliser sur un seul patient. Longueur du câble : 85 cm.  | 20 câbles patient par unité | Moniteurs patient portatifs MX40 865350, 865351 |
| 989803172151<br>CE | Câble ECG à 5 fils de télémétrie, terminaison à pince, CEI + SpO <sub>2</sub> , monopatient. Câble patient pour MX40 comprenant un jeu de 5 fils d'électrodes ECG avec câble/capteur de doigt de SpO <sub>2</sub> intégré pour les patients de plus de 20 kg. À utiliser sur un seul patient. Longueur du câble ECG : 85 cm, SpO <sub>2</sub> : 2 m. | 20 câbles patient par unité | Moniteurs patient portatifs MX40 865350, 865351 |

**Jeux de 5 fils de télémétrie IntelliVue – Codage couleur CEI**

| Réf. produit       | Description   | Conditionnement | À utiliser avec                               |
|--------------------|---|-----------------|---|
| 989803152061<br>CE | Jeu de 5 fils multicolores, terminaison à pince et embout protecteur    | 1 jeu de fils   | Télémétrie 862108 : M2601B, 862231 : TRx4851A |
| 989803152081<br>CE | Jeu de 5 fils multicolores, terminaison à pression et embout protecteur | 1 jeu de fils   |   |



989803152061



989803152081

**Jeux de 6 fils de télémétrie IntelliVue – Codage couleur AAMI**

| Réf. produit       | Description   | Conditionnement | À utiliser avec  |
|--------------------|---|-----------------|--|
| 989803152131<br>CE | Jeu de 6 fils multicolores, terminaison à pince et embout protecteur    | 1 jeu de fils   | Télémétrie 862439 : TRx4841A (États-Unis uniquement), 862231 : TRx4851A (en dehors des États-Unis) |
| 989803152151<br>CE | Jeu de 6 fils multicolores, terminaison à pression et embout protecteur | 1 jeu de fils   |  |



989803152131



989803152151

**Jeux de 6 fils de télémétrie IntelliVue – Codage couleur CEI**

| Réf. produit       | Description   | Conditionnement | À utiliser avec   |
|--------------------|---|-----------------|---|
| 989803152141<br>CE | Jeu de 6 fils multicolores, terminaison à pince et embout protecteur    | 1 jeu de fils   | Télémétrie 862231 : TRx4851A (en dehors des États-Unis) |
| 989803152161<br>CE | Jeu de 6 fils multicolores, terminaison à pression et embout protecteur | 1 jeu de fils   |   |



989803152141



989803152161

**Câbles de connexion de télémétrie IntelliVue**

| Réf. produit       | Description   | Conditionnement | À utiliser avec   |
|--------------------|---|-----------------|---|
| 989803143481<br>CE | Câble de connexion permettant de connecter le système TRx4841A, TRx4851A ou M2601B au câble de connexion vers l'appareil porté par le patient TeleMon ou MP5. | 1 câble         | Télémétrie 862108 : M2601B, 862439 : TRx4841A (États-Unis uniquement), 862231 : TRx4851A (en dehors des États-Unis) |
| 989803143491<br>CE | Câble de connexion TeleMon permettant de connecter le système M2636C au câble de connexion vers l'appareil porté par le patient.                              | 1 câble         |   |
| 989803146911<br>CE | Câble de connexion MP5 permettant de connecter le système MP5 au câble de connexion vers l'appareil porté par le patient.                                     | 1 câble         |   |



989803143481



989803143491



989803146911

**Embouts protecteurs et guides d'insertion IntelliVue**

| Réf. produit | Description   | Conditionnement | À utiliser avec  |
|--------------|---|-----------------|--|
| 989803153031 | Embouts amovibles pour jeux de 3 fils   | 10 embouts      | Jeux de fils de télémétrie IntelliVue  |
| 989803153041 | Embouts amovibles pour jeux de 5 fils   | 10 embouts      |  |
| 989803153051 | Embouts amovibles pour jeux de 6 fils   | 10 embouts      |  |
| 989803140401 | Guide d'insertion/fiche de protection du connecteur ECG, simple largeur, sans attache | 10 guides       | Télémétrie IntelliVue 862231 : émetteur-récepteur TRx4851A ; 862439 : émetteur-récepteur TRx4841A ; 862108 : émetteur-récepteur M2601B |
| 989803140411 | Guide d'insertion/fiche de protection du connecteur ECG, simple largeur, avec attache | 10 guides       |  |
| 989803140421 | Guide d'insertion/fiche de protection du connecteur ECG, double largeur, sans attache | 10 guides       |  |



989803153031



989803153041



989803153051



989803140401 / 989803140411 / 989803140421

**Fils pour anciens systèmes de télémétrie HP/Agilent**

| Réf. produit | Description  | Conditionnement | À utiliser avec                                  |
|--------------|--|-----------------|--|
| M1421A       | Jeu de 3 fils de télémétrie, terminaison à pince, AAMI                                       | 1 jeu           | Émetteur M1403A                                  |
| M1422A       | Jeu de 4 fils de télémétrie, terminaison à pression, AAMI                                    | 1 jeu           | Émetteur M1403A                                  |
| M1430A<br>CE | Jeu de 3 fils de télémétrie, terminaison à pression, CEI                                     | 1 jeu           | Émetteur M1403A                                  |
| M2590A       | Jeu de 3 fils de télémétrie, terminaison à pression, AAMI                                    | 1 jeu           | Émetteurs de télémétrie : M2601A, M2600A, M2636A |
| M2591A       | Jeu de 3 fils de télémétrie, terminaison à pince, AAMI                                       | 1 jeu           | Émetteurs de télémétrie : M2601A, M2600A, M2636A |
| M2592A       | Jeu de 5 fils de télémétrie, terminaison à pression, AAMI                                    | 1 jeu           | Émetteurs de télémétrie : M2601A, M2600A, M2636A |
| M2593A       | Jeu de 5 fils de télémétrie, terminaison à pince, AAMI                                       | 1 jeu           | Émetteurs de télémétrie : M2601A, M2600A, M2636A |
| M2594A<br>CE | Jeu de 3 fils de télémétrie, terminaison à pression, CEI                                     | 1 jeu           | Émetteurs de télémétrie : M2601A, M2600A, M2636A |
| M2595A<br>CE | Jeu de 3 fils de télémétrie, terminaison à pince, CEI  | 1 jeu           | Émetteurs de télémétrie : M2601A, M2600A, M2636A |
| M2596A<br>CE | Jeu de 5 fils de télémétrie, terminaison à pression, CEI                                     | 1 jeu           | Émetteurs de télémétrie : M2601A, M2600A, M2636A |
| M2597A<br>CE | Jeu de 5 fils de télémétrie, terminaison à pince, CEI  | 1 jeu           | Émetteurs de télémétrie : M2601A, M2600A, M2636A |
| M2598A       | Barrette de connexion avec blindage pour jeu de 3 fils de télémétrie (États-Unis uniquement) | 1 barrette      | Émetteur M2601A ; TeleMon M2636A                 |
| M2599A       | Barrette de connexion avec blindage pour jeu de 3 fils de télémétrie (États-Unis uniquement) | 1 barrette      | Émetteur M2601A ; TeleMon M2636A                 |



M2593A



M2597A

### Câbles ECG d'extension pour moniteur TeleMon

| Réf. produit | Description  | Conditionnement | À utiliser avec                   |
|--------------|--|-----------------|-----------------------------------|
| M4793A       | Câble ECG d'extension à 5 fils, AAMI<br>Recommandé en cas d'utilisation du TeleMon au chevet du patient. | 1 câble         | Câbles ECG M2636A, M2636B, M2636C |
| M4794A<br>CE | Câble ECG d'extension à 5 fils, CEI<br>Recommandé en cas d'utilisation du TeleMon au chevet du patient.  | 1 câble         |                                   |
| M4795A       | Câble ECG d'extension à 3 fils, AAMI<br>Recommandé en cas d'utilisation du TeleMon au chevet du patient. | 1 câble         |                                   |
| M4796A<br>CE | Câble ECG d'extension à 3 fils, CEI<br>Recommandé en cas d'utilisation du TeleMon au chevet du patient.  | 1 câble         |                                   |



M4794A

# Électrodes ECG à usage unique

## Électrodes à usage unique pour surveillance ECG adulte

| Réf. produit                         | Description   | Conditionnement          | À utiliser avec                                 |
|--------------------------------------|---|--------------------------|---|
| <b>MODIFIÉ</b><br>989803148801<br>CE | Électrode ECG à support mousse, terminaison à pression, gel solide, pour adulte de petite taille<br>Durée de conservation : 6 mois<br>Taille : 40 mm x 32 mm                            | 30/paquet<br>1 500/boîte | Surveillance ECG adulte                         |
| <b>MODIFIÉ</b><br>989803148821<br>CE | Électrode ECG radiotransparente à support mousse, gel solide, pour adulte de petite taille<br>Durée de conservation : 6 mois<br>Taille : 35 mm x 40 mm                                  | 30/paquet<br>600/boîte   | Surveillance ECG adulte                         |
| 40489E<br>CE                         | Électrode ECG à support papier adhésif, pour adulte<br>Recommandée pour la surveillance des patients diaphorétiques<br>Dimensions : 59 mm de diamètre<br>Durée de conservation : 6 mois | 30/paquet<br>300/boîte   | Surveillance ECG adulte                         |
| 40493D<br>CE                         | Électrode ECG à support mousse, gel humide, pour adulte<br>Dimensions : 54 mm de diamètre<br>Durée de conservation : 6 mois   | 5/paquet<br>300/boîte    | Surveillance ECG adulte, M2735A, M2738A, M2720A |
| 40493E<br>CE                         | Électrode ECG à support mousse, gel humide, pour adulte<br>Dimensions : 54 mm de diamètre<br>Durée de conservation : 6 mois   | 30/paquet<br>300/boîte   | Surveillance ECG adulte, M2735A, M2738A, M2720A |



989803148801



989803148821



40489E



40493D / 40493E

**Électrodes à usage unique pour surveillance ECG adulte (suite)**

| Réf. produit            | Description  | Conditionnement                                   | À utiliser avec   |
|-------------------------|--|---|---|
| MODIFIÉ<br>M4612A<br>CE | Électrode ECG à support mousse, gel solide, pour adulte<br>Forme en "goutte d'eau", 50 mm de diamètre<br>Durée de conservation : 6 mois                            | 5 électrodes par pochette/60 pochettes par boîte  | Surveillance ECG adulte   |
| MODIFIÉ<br>M4613A<br>CE | Électrode ECG à support mousse, gel solide, pour adulte<br>Forme en "goutte d'eau", 50 mm de diamètre<br>Durée de conservation : 6 mois                            | 30 électrodes par pochette/10 pochettes par boîte | Surveillance ECG adulte   |
| 13941E<br>CE            | Électrode ECG à support tissé, gel humide, pour adulte.<br>Gel non allergénique, pH équilibré.<br>Dimensions : 54 mm de diamètre<br>Durée de conservation : 6 mois | 30/paquet<br>300/boîte                            | Surveillance ECG adulte   |
| M2202A<br>CE            | Électrode radiotransparente à support mousse, pour adulte<br>Durée de conservation : 6 mois  | 30/paquet<br>300/boîte                            | Surveillance ECG adulte   |
| 13942E<br>CE            | Électrode ECG à support plastique adhésif et à usage unique, pour adulte<br>Durée de conservation : 6 mois   | 30/paquet<br>300/boîte                            | Surveillance ECG adulte   |
| M4606A<br>CE            | Papier pour préparation de la peau   | 100 par sachet                                    | Permet de préparer la peau du patient avant d'appliquer les électrodes ECG. |



M4612A / M4613A



13941E / 13942E



M4606A

**Électrodes ECG métalliques à usage unique pour surveillance adulte – Codage couleur AAMI**

| Réf. produit       | Description   | Conditionnement                 | À utiliser avec         |
|--------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| 989803156201<br>CE | Jeu d'électrodes métalliques pré-connectées à 3 fils (1 m), non blindées, gel solide.<br>Dimensions : 30 mm x 45 mm<br>Durée de conservation : 24 mois non ouvert | 1 jeu/paquet,<br>100 jeux/boîte | Surveillance ECG adulte |
| 989803156241<br>CE | Jeu d'électrodes métalliques pré-connectées à 5 fils (1 m), non blindées, gel solide.<br>Dimensions : 30 mm x 45 mm<br>Durée de conservation : 24 mois non ouvert | 1 jeu/paquet,<br>60 jeux/boîte  | Surveillance ECG adulte |



989803156201



989803156241

**Électrodes ECG métalliques à usage unique pour surveillance adulte – Codage couleur CEI**

| Réf. produit       | Description   | Conditionnement                 | À utiliser avec         |
|--------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| 989803156211<br>CE | Jeu d'électrodes métalliques pré-connectées à 3 fils (1 m), non blindées, gel solide.<br>Dimensions : 30 mm x 45 mm<br>Durée de conservation : 24 mois non ouvert | 1 jeu/paquet,<br>100 jeux/boîte | Surveillance ECG adulte |
| 989803156251<br>CE | Jeu d'électrodes métalliques pré-connectées à 5 fils (1 m), non blindées, gel solide.<br>Dimensions : 30 mm x 45 mm<br>Durée de conservation : 24 mois non ouvert | 1 jeu/paquet,<br>60 jeux/boîte  | Surveillance ECG adulte |

**Électrodes ECG radiotransparentes à usage unique pour surveillance adulte – Codage couleur AAMI**

| Réf. produit       | Description  | Conditionnement                 | À utiliser avec         |
|--------------------|--|---------------------------------|-------------------------|
| 989803156221<br>CE | Jeu d'électrodes radiotransparentes pré-connectées à 3 fils (1 m), non blindées, gel solide.<br>Dimensions : 30 mm x 45 mm<br>Durée de conservation : 24 mois non ouvert | 1 jeu/paquet,<br>100 jeux/boîte | Surveillance ECG adulte |
| 989803156261<br>CE | Jeu d'électrodes radiotransparentes pré-connectées à 5 fils (1 m), non blindées, gel solide.<br>Dimensions : 30 mm x 45 mm<br>Durée de conservation : 24 mois non ouvert | 1 jeu/paquet,<br>60 jeux/boîte  | Surveillance ECG adulte |

**Électrodes ECG radiotransparentes à usage unique pour surveillance adulte – Codage couleur CEI**

| Réf. produit       | Description  | Conditionnement                 | À utiliser avec         |
|--------------------|--|---------------------------------|-------------------------|
| 989803156231<br>CE | Jeu d'électrodes radiotransparentes pré-connectées à 3 fils (1 m), non blindées, gel solide.<br>Dimensions : 30 mm x 45 mm<br>Durée de conservation : 24 mois non ouvert | 1 jeu/paquet,<br>100 jeux/boîte | Surveillance ECG adulte |
| 989803156271<br>CE | Jeu d'électrodes radiotransparentes pré-connectées à 5 fils (1 m), non blindées, gel solide.<br>Dimensions : 30 mm x 45 mm<br>Durée de conservation : 24 mois non ouvert | 1 jeu/paquet,<br>60 jeux/boîte  | Surveillance ECG adulte |

**Électrodes ECG à usage unique pour surveillance pédiatrique**

| Réf. produit | Description  | Conditionnement                  | À utiliser avec                                 |
|--------------|--|----------------------------------|---|
| 13950B<br>CE | Électrode à bouton pression, à usage unique, support tissé, membrane gélifiée (avec du chlorure de potassium). (Emballage individuel)<br>Diamètre : 32 mm<br>Durée de conservation : 6 mois                  | 30 par boîte<br>10 boîtes/carton | Moniteurs de surveillance néonatale/pédiatrique |
| 13951C<br>CE | Électrode à bouton pression, à usage unique, avec gel solide facilitant le repositionnement.<br>(3 électrodes montées sur support plastique)<br>Dimensions : 22 mm x 33 mm<br>Durée de conservation : 6 mois | 3/paquet,<br>300/boîte           | Moniteurs de surveillance néonatale/pédiatrique |
| 13955C<br>CE | Électrode à bouton pression, à usage unique, avec gel solide facilitant le repositionnement.<br>(3 électrodes montées sur support plastique)<br>Dimensions : 22 mm x 22 mm<br>Durée de conservation : 6 mois | 3/paquet,<br>300/boîte           | Moniteurs de surveillance néonatale/pédiatrique |



13950B



13951C



13955C

**Électrodes ECG métalliques à usage unique pour surveillance pédiatrique/néonatale – Codage couleur AAMI**

| Réf. produit | Description   | Conditionnement     | À utiliser avec                                 |
|--------------|---|---------------------|---|
| 13952A       | Électrode métallique pré-connectée à 3 fils (46 cm), non blindée, gel solide.<br>Dimensions : 22 mm x 33 mm (taille terminaison : 1,5 mm)<br>Durée de conservation : 6 mois | 3/paquet, 300/boîte | Moniteurs de surveillance néonatale/pédiatrique |
| 13953A<br>CE | Électrode métallique pré-connectée à 3 fils (46 cm), non blindée, gel solide.<br>Dimensions : 22 mm x 22 mm (taille terminaison : 1,5 mm)<br>Durée de conservation : 6 mois | 3/paquet, 300/boîte | Moniteurs de surveillance néonatale/pédiatrique |



13952A

**Électrodes ECG radiotransparentes à usage unique pour surveillance pédiatrique/néonatale – Codage couleur AAMI**

| Réf. produit | Description  | Conditionnement     | À utiliser avec                                 |
|--------------|--|---------------------|---|
| 13952B<br>CE | Électrode radiotransparente pré-connectée à 3 fils (46 cm), non blindée, gel solide.<br>Dimensions : 22 mm x 33 mm (taille terminaison : 1,5 mm)<br>Durée de conservation : 6 mois | 3/paquet, 300/boîte | Moniteurs de surveillance néonatale/pédiatrique |
| 13953B<br>CE | Électrode radiotransparente pré-connectée à 3 fils (46 cm), non blindée, gel solide.<br>Dimensions : 22 mm x 22 mm (taille terminaison : 1,5 mm)<br>Durée de conservation : 6 mois | 3/paquet, 300/boîte | Moniteurs de surveillance néonatale/pédiatrique |



13952B

**Électrodes ECG métalliques à usage unique pour surveillance pédiatrique/néonatale – Codage couleur CEI**

| Réf. produit | Description   | Conditionnement     | À utiliser avec                                 |
|--------------|---|---------------------|---|
| 13952D<br>CE | Électrode métallique pré-connectée à 3 fils (46 cm), non blindée, gel solide.<br>Dimensions : 22 mm x 33 mm (taille terminaison : 1,5 mm)<br>Durée de conservation : 6 mois | 3/paquet, 300/boîte | Moniteurs de surveillance néonatale/pédiatrique |
| 13953D<br>CE | Électrode métallique pré-connectée à 3 fils (46 cm), non blindée, gel solide.<br>Dimensions : 22 mm x 22 mm (taille terminaison : 1,5 mm)<br>Durée de conservation : 6 mois | 3/paquet, 300/boîte | Moniteurs de surveillance néonatale/pédiatrique |



13953D

**Électrodes ECG radiotransparentes à usage unique pour surveillance pédiatrique/néonatale – Codage couleur CEI**

| Réf. produit | Description  | Conditionnement     | À utiliser avec                                 |
|--------------|--|---------------------|---|
| 13952E<br>CE | Électrode radiotransparente pré-connectée à 3 fils (46 cm), non blindée, gel solide.<br>Dimensions : 22 mm x 33 mm (taille terminaison : 1,5 mm)<br>Durée de conservation : 6 mois | 3/paquet, 300/boîte | Moniteurs de surveillance néonatale/pédiatrique |
| 13953E<br>CE | Électrode radiotransparente pré-connectée à 3 fils (46 cm), non blindée, gel solide.<br>Dimensions : 22 mm x 22 mm (taille terminaison : 1,5 mm)<br>Durée de conservation : 6 mois | 3/paquet, 300/boîte | Moniteurs de surveillance néonatale/pédiatrique |

**Électrode EEG (électroencéphalogramme)**

| Réf. produit | Description                              | Conditionnement     | À utiliser avec         |
|--------------|--|---------------------|-------------------------|
| M1935A<br>CE | Électrode EEG à pression, à usage unique | 25/sachet 100/boîte | Surveillance EEG adulte |



M1935A

## Pression invasive

### Kits à usage unique pour surveillance de la pression

| Réf. produit | Description   | Conditionnement | À utiliser avec   |
|--------------|---|-----------------|---|
| M1567A<br>CE | Kit de surveillance avec une seule ligne de pression. Comprend : capteur de pression à usage unique, dispositif pour pompe à perfusion, tube, robinets, dispositif de purge et système de flux continu.   | 20 kits         | Modules de pression invasive : M1006A, M1006B, M3012A, M3016A, M8105A, M8102A, M3002A, M3015A, M3015B |
| M1568A<br>CE | Kit de surveillance avec double ligne de pression pour la mesure de la PVC, de la PA et pour d'autres mesures de pression vasculaire. Comprend : capteur de pression à usage unique, dispositif pour pompe à perfusion, tubulures à code couleur rouge et bleu, robinets, dispositif de purge et système de flux continu. | 20 kits         | Modules de pression invasive : M1006A, M1006B, M3012A, M3016A, M8105A, M8102A, M3002A, M3015A, M3015B |
| M1634A<br>CE | Câble adaptateur réutilisable pour kits M1567A et M1568A.   | 1 câble         | Modules multi-mesure : M3002A ; MP2 : M8102A ; MP5 : M8105A, M3015A, M3015B                           |
| M2271A       | Support pour capteur de pression à usage unique. Peut accueillir jusqu'à 4 capteurs de pression. Nécessite un pied à perfusion M2272A.  | 1 support       | M3015A, M3015B  |
| M2272A       | Pied à perfusion. Permet de fixer un support M2271A et des pinces de fixation.  | 1 support       | M3015A, M3015B  |



M1567A



M1568A

**Kits de surveillance de pression avec capteur TRANSPAC® 4 à usage unique**

| Réf. produit            | Description   | Conditionnement | À utiliser avec   |
|-------------------------|---|-----------------|---|
| 989803177901<br>CE 0123 | Capteur de pression à usage unique TransPac 4, 1 ligne de pression de 152 cm, 1 dispositif de purge par pression 3 ml. Durée de conservation : 36 mois    | 20 kits         | M1006B, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6, M8102A, M8105A |
| 989803177911<br>CE 0123 | Capteur de pression à usage unique TransPac 4, 2 lignes de pression de 183 cm, 2 dispositifs de purge par pression 3 ml. Durée de conservation : 36 mois  | 10 kits         | M1006B, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M3536A, M3536M, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6, M8102A, M8105A         |
| 989803179721<br>CE 0123 | Capteur de pression à usage unique TransPac 4, 1 ligne de pression de 213 cm, 1 dispositif de purge par pression 3 ml. Durée de conservation : 36 mois    | 20 kits         | M1006B, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6, M8102A, M8105A |
| 989803179731<br>CE 0123 | Capteur de pression à usage unique TransPac 4, 3 lignes de pression de 152 cm, 3 dispositifs de purge par pression 3 ml. Durée de conservation : 36 mois  | 10 kits         | M1006B, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M8102A, M8105A  |
| 989803179771<br>CE 0123 | Capteur de pression à usage unique TransPac 4, 1 ligne de pression de 183 cm, 1 dispositif de purge par pression 3 ml. Durée de conservation : 36 mois    | 20 kits         | M1006B, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6, M8102A, M8105A |
| 989803179841<br>CE 0123 | Capteur de pression néonatal à usage unique à 1 ligne de pression de 61 cm, 1 dispositif de purge par pression 30 ml. Durée de conservation : 36 mois     | 20 kits         | M1006B, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M8102A, M8105A  |
| 989803179851<br>CE 0123 | Capteur de pression néonatal à usage unique à 1 ligne de pression de 31 cm, 1 dispositif de purge par pression 30 ml. Durée de conservation : 36 mois     | 20 kits         | M1006B, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M8102A, M8105A  |
| 989803179871<br>CE 0123 | Capteur de pression néonatal à usage unique à 1 ligne de pression de 23 cm, montage sur le patient. Durée de conservation : 36 mois                       | 20 kits         | M1006B, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M8102A, M8105A  |
| 989803181141<br>CE 0123 | Capteur de pression à usage unique TransPac 4, 1 ligne de pression, pression compartimentale, pas de dispositif de purge. Durée de conservation : 36 mois | 20 kits         | M1006B, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6, M8102A, M8105A |

**Kits de surveillance de pression avec capteur TRANSPAC® 4 à usage unique et système de prélèvement et d'épargne sanguine**

| Réf. produit            | Description  | Conditionnement | À utiliser avec   |
|-------------------------|--|-----------------|---|
| 989803179741<br>CE 0123 | Capteur de pression à usage unique TransPac 4, 1 ligne de pression de 213 cm, avec SAFESET™, 2 ports de prélèvement par canule. Durée de conservation : 36 mois  | 20 kits         | M1006B, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6, M8102A, M8105A |
| 989803179751<br>CE 0123 | Capteur de pression à usage unique TransPac 4, 1 ligne de pression de 213 cm, avec SAFESET™, 2 ports de prélèvement Luer. Durée de conservation : 36 mois        | 20 kits         | M1006B, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6, M8102A, M8105A |
| 989803179761<br>CE 0123 | Capteur de pression à usage unique TransPac 4, 1 ligne de pression de 152 cm, avec SAFESET™, 1 port de prélèvement par canule. Durée de conservation : 36 mois   | 20 kits         | M1006B, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6, M8102A, M8105A |
| 989803179781<br>CE 0123 | Capteur de pression à usage unique TransPac 4, 1 ligne de pression de 152 cm, avec SAFESET™, 2 ports de prélèvement par canule. Durée de conservation : 36 mois  | 20 kits         | M1006B, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6, M8102A, M8105A |
| 989803179791<br>CE 0123 | Capteur de pression à usage unique TransPac 4, 1 ligne de pression de 152 cm, avec SAFESET™, 2 ports de prélèvement Luer. Durée de conservation : 36 mois        | 20 kits         | M1006B, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6, M8102A, M8105A |
| 989803179801<br>CE 0123 | Capteur de pression à usage unique TransPac 4, 2 lignes de pression de 213 cm, avec SAFESET™, 2 ports de prélèvement par canule. Durée de conservation : 36 mois | 10 kits         | M1006B, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M3536A, M3536M, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6, M8102A, M8105A         |
| 989803179811<br>CE 0123 | Capteur de pression à usage unique TransPac 4, 2 lignes de pression de 213 cm, avec SAFESET™, 2 ports de prélèvement Luer. Durée de conservation : 36 mois       | 10 kits         | M1006B, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M3536A, M3536M, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6, M8102A, M8105A         |
| 989803179821<br>CE 0123 | Capteur de pression à usage unique TransPac 4, 3 lignes de pression de 213 cm, avec SAFESET™, 2 ports de prélèvement par canule. Durée de conservation : 36 mois | 10 kits         | M1006B, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M8102A, M8105A  |
| 989803179831<br>CE 0123 | Capteur de pression à usage unique TransPac 4, 3 lignes de pression de 213 cm, avec SAFESET™, 2 ports de prélèvement Luer. Durée de conservation : 36 mois       | 10 kits         | M1006B, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M8102A, M8105A  |
| 989803179861<br>CE 0123 | Capteur de pression à usage unique TransPac 4, 1 ligne de pression de 61 cm, avec SAFESET™, montage sur le patient. Durée de conservation : 36 mois              | 20 kits         | M1006B, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M8102A, M8105A  |

**Kits de surveillance de pression avec capteur TRANSPAC® 4 à usage unique et système de prélèvement et d'épargne sanguine (suite)**

| Réf. produit                       | Description   | Conditionnement | À utiliser avec   |
|------------------------------------|---|-----------------|---|
| 989803179881<br>CE 0123            | Capteur de pression néonatal à usage unique, 1 ligne de pression de 46 cm, réservoir, 1 port de prélèvement Luer. Durée de conservation : 36 mois | 20 kits         | M1006B, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M8102A, M8105A  |
| 989803181211<br>CE 0123            | Capteur de pression à usage unique TransPac 4, 1 ligne de pression (152 cm), Premium. Durée de conservation : 36 mois                             | 20 kits         | M1006B, M3001A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M3002A, M8102A, M8105A, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6 |
| 989803181221<br>CE 0123            | Capteur de pression à usage unique TransPac 4, 1 ligne de pression (183 cm), Premium. Durée de conservation : 36 mois                             | 20 kits         | M1006B, M3001A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M3002A, M8102A, M8105A, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6 |
| 989803181231<br>CE 0123            | Capteur de pression à usage unique TransPac 4, 1 ligne de pression (213 cm), Premium. Durée de conservation : 36 mois                             | 20 kits         | M1006B, M3001A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M3002A, M8102A, M8105A, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6 |
| 989803181241<br>CE 0123            | Capteur de pression à usage unique TransPac 4, 2 lignes de pression (183 cm), Premium. Durée de conservation : 36 mois                            | 10 kits         | M1006B, M3001A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M3002A, M8102A, M8105A, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6 |
| MODIFIÉ<br>989803181251<br>CE 0123 | Capteur de pression à usage unique TransPac 4, 3 lignes de pression (152 cm), Premium. Durée de conservation : 36 mois                            | 10 kits         | M1006B, M3001A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M3002A, M8102A, M8105A  |

**Système de prélèvement et d'épargne sanguine SAFESET™ à usage unique**

| Réf. produit            | Description   | Conditionnement | À utiliser avec   |
|-------------------------|---|-----------------|---|
| 989803179891<br>CE 0123 | Câble réutilisable (3 m) pour capteurs de pression à usage unique, pour moniteurs Philips | 1 câble         | M1006B, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6, M8102A, M8105A |
| 989803180851<br>CE 0123 | Support 3 positions pour capteur, réutilisable  | 28 supports     | M1006B, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M8102A, M8105A  |

**Solution réutilisable de surveillance de la pression invasive**

| Réf. produit   | Description  | Conditionnement   | À utiliser avec   |
|----------------|--|-------------------|---|
| CPJ840J6<br>CE | Capteur de pression invasive réutilisable. Utilisé pour mesurer la pression veineuse et artérielle. Comprend un support de capteur.<br>Longueur du câble : 3 m | 1 capteur         | M8102A, M8105A, M1006A, M1006B, M3000A, M3001A, M3002A, M1312A, M3014A, M3016A, 863065, 863066, 863068, M3015A, M3015B  |
| CPJ84022<br>CE | Dômes stériles à usage unique  | 50 dômes          | CPJ840J5, CPJ840J6, M8102A, M1006A, M1006B, M3000A, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3016A, 863065, 863066, 863068, M8105A, M3015A, M3015B                                  |
| CPJ84026<br>CE | Kit de surveillance de la pression   | 10 kits par boîte | 863065, 863066, 863068, 863087, 863088, M3536M, M3002A, M8102A, M3535A, M8105AT, M8105A, M3536A, M3015A, M3015B   |
| CPJ84046<br>CE | Support pour capteurs  | 4 supports        | M3002A, M3015A, M3015B, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M1, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M8102A, M8105A, M8105AT  |
| CPJ84447<br>CE | Pied à perfusion   | 1 support         | Capteurs CPJ840J5 ou CPJ840J6 avec les dispositifs : M8102A, M8105A, M1006A, M1006B, M3000A, M3001A, M3002A, M1312A, M3014A, M3016A, 863065, 863066, 863068, M3015A, M3015B |



CPJ840J6

**Câbles et accessoires pour capteur TRANSPAC® 4**

| Réf. produit            | Description  | Conditionnement          | À utiliser avec   |
|-------------------------|--|--------------------------|---|
| 989803177921<br>CE      | Câble réutilisable (3 m) pour capteurs de pression à usage unique, pour moniteurs Philips                            | 1 câble                  | M1006B, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6, M8102A, M8105A |
| 989803177931<br>CE      | Support 3 positions pour capteur, réutilisable   | 28 supports              | M1006B, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M8102A, M8105A  |
| 989803177941<br>CE      | Support pour capteur sur pied à perfusion, réutilisable  | 5 pieds à perfusion      | M1006B, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6, M8102A, M8105A |
| 989803179901<br>CE      | Support de montage SAFESET™, réutilisable  | 30 supports              | M1006B, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6, M8102A, M8105A |
| 989803179911<br>CE      | Support pour un seul capteur, réutilisable   | 30 supports              | M1006B, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6, M8102A, M8105A |
| 989803179921<br>CE 0123 | Canule à embout non biseauté avec coupole de protection SAFESET™. Durée de conservation : 72 mois                    | 50 embouts non biseautés | M1006B, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6, M8102A, M8105A |
| 989803179931<br>CE 0123 | Canule à embout non biseauté SAFESET™ avec porte-tube de prélèvement sanguin. Durée de conservation : 36 mois        | 25 porte-tubes           | M1006B, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6, M8102A, M8105A |
| 989803179941<br>CE      | Câble réutilisable (4,5 m) pour capteurs de pression à usage unique, pour moniteurs Philips                          | 1 câble                  | M1006B, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6, M8102A, M8105A |
| 989803179951<br>CE      | Câble réutilisable (4,5 m) pour capteurs de pression à usage unique, pour moniteurs Philips, conditionnement en gros | 20 câbles                | M1006B, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6, M8102A, M8105A |

**Câbles et accessoires pour capteur TRANSPAC® 4 (suite)**




| Réf. produit       | Description   | Conditionnement | À utiliser avec   |
|--------------------|---|-----------------|---|
| 989803179961<br>CE | Câble réutilisable (4,5 m) à 3 brins pour capteurs de pression à usage unique, pour moniteurs Philips     | 1 câble         | M1006B, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M8102A, M8105A  |
| 989803179971<br>CE | Câble réutilisable (3 m) pour capteurs de pression à usage unique, pour moniteurs GE/Marquette            | 1 câble         |   |
| 989803179981<br>CE | Câble réutilisable (4,5 m) pour capteurs de pression à usage unique, pour moniteurs GE/Marquette          | 1 câble         |   |
| 989803179991<br>CE | Câble réutilisable (4,5 m) pour capteurs de pression à usage unique, pour moniteurs Spacelabs             | 1 câble         |   |
| 989803180001<br>CE | Câble réutilisable (4,5 m) pour capteurs de pression à usage unique, pour moniteurs Draeger/Siemens       | 1 câble         |   |
| 989803180011<br>CE | Câble réutilisable (4,5 m) pour capteurs de pression à usage unique, pour moniteurs Mindray/Datascope     | 1 câble         |   |
| 989803180021<br>CE | Câble réutilisable (4,5 m) pour capteurs de pression à usage unique, pour moniteurs Fukuda Denshi         | 1 câble         |   |
| 989803180031<br>CE | Câble réutilisable (4,5 m) pour capteurs de pression à usage unique, pour moniteurs Physio Control        | 1 câble         |   |
| 989803180041<br>CE | Câble réutilisable (4,5 m) pour capteurs de pression à usage unique, pour moniteurs Nihon Kohden          | 1 câble         |   |
| 989803180051<br>CE | Câble réutilisable (4,5 m) pour capteurs de pression à usage unique, pour moniteurs Welch/Protocol/Zoll   | 1 câble         |   |
| 989803180061<br>CE | Câble réutilisable (4,5 m) pour capteurs de pression à usage unique, pour moniteurs Datex/Ohmeda/GE       | 1 câble         |   |
| 989803180071<br>CE | Câble réutilisable (4,5 m) pour capteurs de pression à usage unique, pour moniteurs Witt/Philips Cath Lab | 1 câble         | Philips Cath Lab  |
| 989803180861<br>CE | Simulateur de capteur, réutilisable   | 1 simulateur    | M1006B, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6, M8102A, M8105A |



# Surveillance de la pression non invasive

## Brassards de pression non invasive réutilisables

### Brassards réutilisables, confortables, à tubulure unique

| Réf. produit   | Description  | Conditionnement | À utiliser avec  |
|--|--|-----------------|--|
| <b>MODIFIÉ</b><br>M1571A<br>   | Brassard pour nourrisson, codage couleur : tubulure orange<br>Largeur poche : 5,5 cm<br>Longueur poche : 15 cm<br>Circonférence du membre : 10 à 15 cm                   | 1 brassard      | Module : M1008B ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; moniteurs MP2 : M8102A, MP5 : M8105A, M8105AT ; C3 : 862474, 862478 ; moniteurs SureSigns : 863055, 853056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, M8105AS, 860335, 860338, 863275, 863276, 863278, 863283                    |
| <b>MODIFIÉ</b><br>M1572A<br>   | Brassard pour enfant, codage couleur : tubulure verte<br>Largeur poche : 8 cm<br>Longueur poche : 21,5 cm<br>Circonférence du membre : 14 à 21,5 cm                      | 1 brassard      | Module : M1008B ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; moniteurs MP2 : M8102A, MP5 : M8105A, M8105AT ; C3 : 862474, 862478 ; moniteurs SureSigns : 863055, 853056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088 ; TeleMon : M2636C, M8105AS, 860335, 860338, 863275, 863276, 863278, 863283 |
| <b>MODIFIÉ</b><br>M1573A<br> | Brassard pour adulte, petite taille, codage couleur : tubulure bleu clair<br>Largeur poche : 10,5 cm<br>Longueur poche : 24 cm<br>Circonférence du membre : 20,5 à 28 cm | 1 brassard      | Module : M1008B ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; moniteurs MP2 : M8102A, MP5 : M8105A, M8105AT ; C3 : 862474, 862478 ; moniteurs SureSigns : 863055, 853056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088 ; TeleMon : M2636C, M8105AS, 860335, 860338, 863275, 863276, 863278, 863283 |

**Brassards réutilisables confortables à tubulure unique (suite)**




| Réf. produit                            | Description  | Conditionnement | À utiliser avec   |
|---|--|-----------------|---|
| <p><b>MODIFIÉ</b><br/>M1574A<br/>CE</p> | <p>Brassard pour adulte, codage couleur : tubulure bleu marine<br/>Largeur poche : 13 cm<br/>Longueur poche : 28 cm<br/>Circonférence du membre : 27 à 35 cm</p>             | 1 brassard      | <p>Module : M1008B ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; moniteurs MP2 : M8102A, MP5 : M8105A, M8105AT ; C3 : 862474, 862478 ; moniteurs SureSigns : 863055, 853056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088 ; TeleMon : M2636C, M8105AS, 860335, 860338, 863275, 863276, 863278, 863283</p> |
| <p><b>MODIFIÉ</b><br/>M1575A<br/>CE</p> | <p>Brassard pour adulte, grande taille, codage couleur : tubulure bordeaux<br/>Largeur poche : 16 cm<br/>Longueur poche : 35 cm<br/>Circonférence du membre : 34 à 43 cm</p> | 1 brassard      | <p>Module : M1008B ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; moniteurs MP2 : M8102A, MP5 : M8105A, M8105AT ; C3 : 862474, 862478 ; moniteurs SureSigns : 863055, 853056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088 ; TeleMon : M2636C, M8105AS, 860335, 860338, 863275, 863276, 863278, 863283</p> |
| <p><b>MODIFIÉ</b><br/>M1576A<br/>CE</p> | <p>Brassard pour adulte, cuisse, codage couleur : tubulure grise<br/>Largeur poche : 20 cm<br/>Longueur poche : 43 cm<br/>Circonférence du membre : 42 à 54 cm</p>           | 1 brassard      | <p>Module : M1008B ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; moniteurs MP2 : M8102A, MP5 : M8105A, M8105AT ; C3 : 862474, 862478 ; moniteurs SureSigns : 863055, 853056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, M8105AS, 860335, 860338, 863275, 863276, 863278, 863283</p>                    |



**Brassards réutilisables Easy Care à tubulure unique**

| Réf. produit                                   | Description   | Conditionnement | À utiliser avec  |
|--|---|-----------------|--|
| <p><b>MODIFIÉ</b></p> <p>M4552B</p> <p>CE</p>  | <p>Brassard pour nourrisson, orange</p> <p>Largeur poche : 5,5 cm</p> <p>Longueur poche : 15 cm</p> <p>Circonférence du membre : 10 à 15 cm</p> | 1 brassard      | <p>Module : M1008B ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; moniteurs SureSigns : 863055, 863056, 863057, 863058, 863060, 863061, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088 ; MP5 : M8105A, M8105AT ; MP2 : M8102A, M8105AS, 863275, 863276, 863278, 863283</p>  |
| <p><b>MODIFIÉ</b></p> <p>M4552B5</p> <p>CE</p> | <p>Brassard pour nourrisson, orange</p> <p>Largeur poche : 5,5 cm</p> <p>Longueur poche : 15 cm</p> <p>Circonférence du membre : 10 à 15 cm</p> | 5 brassards     | <p>Module : M1008B ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; moniteurs SureSigns : 863055, 863056, 863057, 863058, 863060, 863061, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088 ; MP5 : M8105A, M8105AT ; MP2 : M8102A, M8105AS, 863283</p>  |
| <p><b>MODIFIÉ</b></p> <p>M4553B</p> <p>CE</p>  | <p>Brassard pour enfant, vert</p> <p>Largeur poche : 8 cm</p> <p>Longueur poche : 21,5 cm</p> <p>Circonférence du membre : 14 à 21,5 cm</p>     | 1 brassard      | <p>Module : M1008B ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; moniteur ICG : 862146 ; C3 : 862474, 862478 ; moniteurs SureSigns : 863051, 863052, 863053, 863054, 863055, 863056, 863057, 863058, 863060, 863061, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088 ; MP5 : M8105A, M8105AT ; MP2 : M8102A ; TeleMon : M2636C, M8105AS, 863275, 863276, 863278, 863283</p> |
| <p><b>MODIFIÉ</b></p> <p>M4553B5</p> <p>CE</p> | <p>Brassard pour enfant, vert</p> <p>Largeur poche : 8 cm</p> <p>Longueur poche : 21,5 cm</p> <p>Circonférence du membre : 14 à 21,5 cm</p>     | 5 brassards     | <p>Module : M1008B ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; moniteur ICG : 862146 ; C3 : 862474, 862478 ; moniteurs SureSigns : 863051, 863052, 863053, 863054, 863055, 863056, 863057, 863058, 863060, 863061, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088 ; MP5 : M8105A, M8105AT ; MP2 : M8102A ; TeleMon : M2636C, M8105AS, 863283</p>                         |





**Brassards réutilisables Easy Care à tubulure unique (suite)**

| Réf. produit   | Description  | Conditionnement | À utiliser avec   |
|--|--|-----------------|---|
| MODIFIÉ<br>M4554B<br>    | Brassard pour adulte, petite taille, bleu clair<br>Largeur poche : 10,6 cm<br>Longueur poche : 24 cm<br>Circonférence du membre : 20,5 à 28,5 cm | 1 brassard      | Module : M1008B ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; moniteurs SureSigns : 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088 ; MP5 : M8105A, M8105AT ; MP2 : M8102A ; TeleMon : M2636C, M8105AS, 863275, 863276, 863278, 863283   |
| MODIFIÉ<br>M4554B5<br>   | Brassard pour adulte, petite taille, bleu clair<br>Largeur poche : 10,6 cm<br>Longueur poche : 24 cm<br>Circonférence du membre : 20,5 à 28,5 cm | 5 brassards     | Module : M1008B ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; moniteurs SureSigns : 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088 ; MP5 : M8105A, M8105AT ; MP2 : M8102A ; TeleMon : M2636C, M8105AS, 863283   |
| MODIFIÉ<br>M4555B<br>    | Brassard pour adulte, bleu marine<br>Largeur poche : 13,5 cm<br>Longueur poche : 30 cm<br>Circonférence du membre : 27,5 à 36 cm                 | 1 brassard      | Module : M1008B ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; moniteur ICG : 862146 ; C3 : 862474, 862478 ; moniteurs SureSigns : 863051, 863052, 863053, 863054, 863055, 863056, 863057, 863058, 863060, 863061, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088 ; MP5 : M8105A, M8105AT ; MP2 : M8102A ; TeleMon : M2636C, M8105AS, 863275, 863276, 863278, 863283 |
| MODIFIÉ<br>M4555B5<br> | Brassard pour adulte, bleu marine<br>Largeur poche : 13,5 cm<br>Longueur poche : 30 cm<br>Circonférence du membre : 27,5 à 36 cm                 | 5 brassards     | Module : M1008B ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; moniteur ICG : 862146 ; C3 : 862474, 862478 ; moniteurs SureSigns : 863051, 863052, 863053, 863054, 863055, 863056, 863057, 863058, 863060, 863061, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088 ; MP5 : M8105A, M8105AT ; MP2 : M8102A ; TeleMon : M2636C, M8105AS, 863283                         |

**Brassards réutilisables Easy Care à tubulure unique (suite)**

| Réf. produit                                   | Description   | Conditionnement | À utiliser avec  |
|--|---|-----------------|--|
| <p><b>MODIFIÉ</b></p> <p>M4556B</p> <p>CE</p>  | <p>Brassard pour adulte, extra-long, bleu marine</p> <p>Largeur poche : 13,5 cm</p> <p>Longueur poche : 30 cm</p> <p>Circonférence du membre : 27,5 à 36 cm</p> | 1 brassard      | <p>Module : M1008B ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; moniteurs SureSigns : 863051, 863052, 863053, 863054, 863055, 863056, 863057, 863058, 863060, 863061, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088 ; MP5 : M8105A, M8105AT ; MP2 : M8102A ; TeleMon : M2636C, M8105AS, 863275, 863276, 863278, 863283</p>   |
| <p><b>MODIFIÉ</b></p> <p>M4556B5</p> <p>CE</p> | <p>Brassard pour adulte, extra-long, bleu marine</p> <p>Largeur poche : 13,5 cm</p> <p>Longueur poche : 30 cm</p> <p>Circonférence du membre : 27,5 à 36 cm</p> | 5 brassards     | <p>Module : M1008B ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; moniteurs SureSigns : 863051, 863052, 863053, 863054, 863055, 863056, 863057, 863058, 863060, 863061, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088 ; MP5 : M8105A, M8105AT ; MP2 : M8102A ; TeleMon : M2636C, M8105AS, 863283</p>   |
| <p><b>MODIFIÉ</b></p> <p>M4557B</p> <p>CE</p>  | <p>Brassard pour adulte, grande taille, bordeaux</p> <p>Largeur poche : 17 cm</p> <p>Longueur poche : 38 cm</p> <p>Circonférence du membre : 35 à 45 cm</p>     | 1 brassard      | <p>Module : M1008B ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; moniteur ICG : 862146 ; C3 : 862474, 862478 ; moniteurs SureSigns : 863051, 863052, 863053, 863054, 863055, 863056, 863057, 863058, 863060, 863061, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088 ; MP5 : M8105A, M8105AT ; MP2 : M8102A ; TeleMon : M2636C, M8105AS, 863275, 863276, 863278, 863283</p> |
| <p><b>MODIFIÉ</b></p> <p>M4557B5</p> <p>CE</p> | <p>Brassard pour adulte, grande taille, bordeaux</p> <p>Largeur poche : 17 cm</p> <p>Longueur poche : 38 cm</p> <p>Circonférence du membre : 35 à 45 cm</p>     | 5 brassards     | <p>Module : M1008B ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; moniteur ICG : 862146 ; C3 : 862474, 862478 ; moniteurs SureSigns : 863051, 863052, 863053, 863054, 863055, 863056, 863057, 863058, 863060, 863061, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088 ; MP5 : M8105A, M8105AT ; MP2 : M8102A ; TeleMon : M2636C, M8105AS, 863283</p>                         |

**Brassards réutilisables Easy Care à tubulure unique (suite)**

| Réf. produit  | Description  | Conditionnement | À utiliser avec   |
|---|--|-----------------|---|
| <b>MODIFIÉ</b><br>M4558B<br>    | Brassard pour adulte, grande taille, extra-long, bordeaux<br>Largeur poche : 17 cm<br>Longueur poche : 38 cm<br>Circonférence du membre : 35 à 45 cm | 1 brassard      | Module : M1008B ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; C1 : 863051, 863052, 863053, 863054 ; moniteurs SureSigns : 863055, 863056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088 ; MP5 : M8105A, M8105AT ; MP2 : M8102A ; TeleMon : M2636C, M8105AS, 863275, 863276, 863278, 863283                       |
| <b>MODIFIÉ</b><br>M4558B5<br>   | Brassard pour adulte, grande taille, extra-long, bordeaux<br>Largeur poche : 17 cm<br>Longueur poche : 38 cm<br>Circonférence du membre : 35 à 45 cm | 5 brassards     | Module : M1008B ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; C1 : 863051, 863052, 863053, 863054 ; moniteurs SureSigns : 863055, 863056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088 ; MP5 : M8105A, M8105AT ; MP2 : M8102A ; TeleMon : M2636C, M8105AS, 863283   |
| <b>MODIFIÉ</b><br>M4559B<br>   | Brassard pour adulte (cuisse), gris<br>Largeur poche : 21 cm<br>Longueur poche : 48 cm<br>Circonférence du membre : 44 à 56 cm                       | 1 brassard      | Module : M1008B ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; C3 : 862474, 862478 ; C1 : 863051, 863052, 863053, 863054 ; moniteurs SureSigns : 863055, 863056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088 ; MP5 : M8105A, M8105AT ; MP2 : M8102A ; TeleMon : M2636C, M8105AS, 863275, 863276, 863278, 863283 |
| <b>MODIFIÉ</b><br>M4559B5<br> | Brassard pour adulte (cuisse), gris<br>Largeur poche : 21 cm<br>Longueur poche : 48 cm<br>Circonférence du membre : 44 à 56 cm                       | 5 brassards     | Module : M1008B ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; C3 : 862474, 862478 ; C1 : 863051, 863052, 863053, 863054 ; moniteurs SureSigns : 863055, 863056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088 ; MP5 : M8105A, M8105AT ; MP2 : M8102A ; TeleMon : M2636C, M8105AS, 863283                         |

**Brassards réutilisables Easy Care à tubulure unique (suite)**

| Réf. produit       | Description   | Conditionnement | À utiliser avec                       |
|--------------------|---|-----------------|---------------------------------------|
| 989803163171<br>CE | Brassard adulte petite taille réutilisable Mobile CL<br>Café au lait avec tubulure bleu clair<br>Largeur brassard : 10,5 cm<br>Longueur poche : 18,5 cm<br>Circonférence du membre : 21,0 - 27,0 cm | 1 brassard      | Afficheur de PNI IntelliVue CL 865216 |
| 989803163191<br>CE | Brassard adulte réutilisable Mobile CL<br>Café au lait avec tubulure bleu marine<br>Largeur brassard : 13,0 cm<br>Longueur poche : 26,0 cm<br>Circonférence du membre : 26,0 - 34,5 cm              | 1 brassard      | Afficheur de PNI IntelliVue CL 865216 |
| 989803163211<br>CE | Brassard adulte grande taille réutilisable Mobile CL<br>Café au lait avec tubulure bordeaux<br>Largeur brassard : 16,0 cm<br>Longueur poche : 36,5 cm<br>Circonférence du membre : 33,5 - 45,0 cm   | 1 brassard      | Afficheur de PNI IntelliVue CL 865216 |



**Brassards réutilisables Easy Care à double tubulure**

| Réf. produit | Description  | Conditionnement | À utiliser avec             |
|--------------|--|-----------------|-----------------------------|
| M4562B<br>CE | Brassard pour nourrisson, orange<br>Largeur poche : 5,5 cm<br>Longueur poche : 15 cm<br>Circonférence du membre : 10 à 15 cm                         | 1 brassard      | Moniteurs à double tubulure |
| M4563B<br>CE | Brassard pour enfant, vert<br>Largeur poche : 8 cm<br>Longueur poche : 21,5 cm<br>Circonférence du membre : 14 à 21,5 cm                             | 1 brassard      | Moniteurs à double tubulure |
| M4564B<br>CE | Brassard pour adulte, petite taille, bleu clair<br>Largeur poche : 10,6 cm<br>Longueur poche : 24 cm<br>Circonférence du membre : 20,5 à 28,5 cm     | 1 brassard      | Moniteurs à double tubulure |
| M4565B<br>CE | Brassard pour adulte, bleu marine<br>Largeur poche : 13,5 cm<br>Longueur poche : 30 cm<br>Circonférence du membre : 27,5 à 36 cm                     | 1 brassard      | Moniteurs à double tubulure |
| M4566B<br>CE | Brassard pour adulte, extra-long, bleu marine<br>Largeur poche : 13,5 cm<br>Longueur poche : 30 cm<br>Circonférence du membre : 27,5 à 36 cm         | 1 brassard      | Moniteurs à double tubulure |
| M4567B<br>CE | Brassard pour adulte, grande taille, bordeaux<br>Largeur poche : 17 cm<br>Longueur poche : 38 cm<br>Circonférence du membre : 35 à 45 cm             | 1 brassard      | Moniteurs à double tubulure |
| M4568B<br>CE | Brassard pour adulte, grande taille, extra-long, bordeaux<br>Largeur poche : 17 cm<br>Longueur poche : 38 cm<br>Circonférence du membre : 35 à 45 cm | 1 brassard      | Moniteurs à double tubulure |
| M4569B<br>CE | Brassard pour adulte (cuisse), gris<br>Largeur poche : 21 cm<br>Longueur poche : 48 cm<br>Circonférence du membre : 44 à 56 cm                       | 1 brassard      | Moniteurs à double tubulure |



**Brassards traditionnels, réutilisables, à tubulure unique**

| Réf. produit                   | Description  | Conditionnement | À utiliser avec   |
|--------------------------------|--|-----------------|---|
| <b>MODIFIÉ</b><br>40401A<br>CE | Brassard pour nourrisson<br>Largeur poche : 6 cm<br>Longueur poche : 12 cm<br>Circonférence du membre : 10 à 19 cm               | 1 brassard      | 861290, 861493, 861494, 861495, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M1, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6, M3536MC |
| <b>MODIFIÉ</b><br>40401B<br>CE | Brassard pour enfant<br>Largeur poche : 8,9 cm<br>Longueur poche : 18 cm<br>Circonférence du membre : 18 à 26 cm                 | 1 brassard      | 861290, 861493, 861494, 861495, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M1, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6, M3536MC |
| <b>MODIFIÉ</b><br>40401C<br>CE | Brassard pour adulte<br>Largeur poche : 12,1 cm<br>Longueur poche : 23 cm<br>Circonférence du membre : 25 à 35 cm                | 1 brassard      | 861290, 861493, 861494, 861495, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M1, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6, M3536MC |
| <b>MODIFIÉ</b><br>40401D<br>CE | Brassard pour adulte, grande taille<br>Largeur poche : 15,2 cm<br>Longueur poche : 33 cm<br>Circonférence du membre : 33 à 47 cm | 1 brassard      | 861290, 861493, 861494, 861495, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M1, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6, M3536MC |
| <b>MODIFIÉ</b><br>40401E<br>CE | Brassard pour adulte (cuisse)<br>Largeur poche : 17,8 cm<br>Longueur poche : 36 cm<br>Circonférence du membre : 46 à 66 cm       | 1 brassard      | 861290, 861493, 861494, 861495, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M1, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6, M3536MC |



**Ensembles de brassards réutilisables de PNI à tubulure unique**

| Réf. produit            | Description   | Conditionnement   | À utiliser avec  |
|-------------------------|---|---|--|
| MODIFIÉ<br>864288<br>CE | Ensemble Easy Care adulte - 4 tailles :<br>adulte petite taille, adulte, adulte grande taille, cuisse   | Comprend<br>4 brassards :<br>M4554B, M4555B,<br>M4557B, M4559B                    | M1008B ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; moniteurs SureSigns : 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, M8105AS, 863283       |
| MODIFIÉ<br>864289<br>CE | Ensemble Easy Care enfant - 4 tailles :<br>nourrisson, enfant, adulte petite taille, adulte   | Comprend<br>4 brassards :<br>M4552B, M4553B,<br>M4554B, M4555B                    | M1008B ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; moniteurs SureSigns : 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, M8105AS, 863283       |
| MODIFIÉ<br>864290<br>CE | Ensemble Easy Care - 6 tailles :<br>nourrisson, enfant, adulte petite taille, adulte, adulte grande taille, cuisse  | Comprend<br>6 brassards :<br>M4552B, M4553B,<br>M4554B, M4555B,<br>M4557B, M4559B | M1008B ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; moniteurs SureSigns : 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, M8105AS, 863283       |
| MODIFIÉ<br>864291<br>CE | Ensemble Easy Care adulte, extra-long - 6 tailles :<br>adulte petite taille, adulte, adulte extra-long, adulte grande taille, adulte grande taille extra-long, cuisse | Comprend<br>6 brassards :<br>M4554B, M4555B,<br>M4556B, M4557B,<br>M4558B, M4559B | M1008B ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; moniteurs SureSigns : 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, M8105AS, 863283       |
| MODIFIÉ<br>M1577A<br>CE | Ensemble de brassards confortables réutilisables :<br>adulte, nourrisson, enfant, adulte petite taille  | Comprend<br>4 brassards :<br>M1571A, M1572A,<br>M1573A, M1574A                    | M1008B ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; MP2 : M8105A ; MP5 : M8105A ; M8105AT ; C3 : 862474, 862478 ; moniteurs SureSigns : 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, M8105AS, 860335, 860338, 863283 |
| MODIFIÉ<br>M1578A<br>CE | Ensemble de brassards confortables réutilisables :<br>adulte, adulte grande taille, adulte petite taille, cuisse  | Comprend<br>4 brassards :<br>M1573A, M1574A,<br>M1575A, M1576A                    | M1008B ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; MP2 : M8105A ; MP5 : M8105A ; M8105AT ; C3 : 862474, 862478 ; moniteurs SureSigns : 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, M8105AS, 860335, 860338, 863283 |
| MODIFIÉ<br>M1579A<br>CE | Ensemble de brassards confortables réutilisables :<br>adulte petite taille, adulte grande taille, adulte, nourrisson, enfant, cuisse                                  | Comprend<br>6 brassards :<br>M1571A, M1572A,<br>M1573A, M1574A,<br>M1575A, M1576A | M1008B ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; MP2 : M8105A ; MP5 : M8105A ; M8105AT ; C3 : 862474, 862478 ; moniteurs SureSigns : 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, M8105AS, 860335, 860338, 863283 |

**Ensembles de brassards de PNI réutilisables à tubulure unique (suite)**

| Réf. produit            | Description   | Conditionnement   | À utiliser avec   |
|-------------------------|---|---|---|
| MODIFIÉ<br>40400A<br>CE | Ensemble de brassards traditionnels réutilisables :<br>enfant, adulte, adulte grande taille                     | Comprend<br>3 brassards :<br>40401B, 40401C,<br>40401D                    | 861290, 861493, 861494, 861495, M3535A, M3536A,<br>M3536M, M3536M1, M3536M2, M3536M3, M3536M4,<br>M3536M6, M3536M6, M3536MC |
| MODIFIÉ<br>40400B<br>CE | Ensemble de brassards traditionnels réutilisables :<br>nourrisson, enfant, adulte, adulte grande taille, cuisse | Comprend<br>5 brassards :<br>40401A, 40401B,<br>40401C, 40401D,<br>40401E | 861290, 861493, 861494, 861495, M3535A, M3536A,<br>M3536M, M3536M1, M3536M2, M3536M3, M3536M4,<br>M3536M6, M3536M6, M3536MC |







M1577A



M1578A

## Brassards de PNI à usage unique

### Brassards monopatient à usage unique

| Réf. produit  | Description   | Conditionnement | À utiliser avec   |
|---|---|-----------------|---|
| MODIFIÉ<br>M1874A<br>   | Brassard pour nourrisson (orange)<br>Largeur poche : 5,5 cm<br>Longueur poche : 15,4 cm<br>Circonférence du membre : 10 à 15 cm                 | 10 brassards    | Modules : M1008B ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; moniteurs patient C3 : 862474, 862478, MP2 : M8102A, MP5 : M8105A, M8105AT ; moniteurs SureSigns : 862474, 862478, 863055, 853056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863080, 863081, 863082, M8105AS, 863275, 863276, 863278, 863283 |
| MODIFIÉ<br>M1875A<br>   | Brassard pour enfant (vert)<br>Largeur poche : 8 cm<br>Longueur poche : 21,5 cm<br>Circonférence du membre : 14 à 21,5 cm                       | 10 brassards    | Modules : M1008B ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; moniteurs patient C3 : 862474, 862478, MP2 : M8102A, MP5 : M8105A, M8105AT ; moniteurs SureSigns : 862474, 862478, 863055, 853056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863080, 863081, 863082, M8105AS, 863275, 863276, 863278, 863283 |
| MODIFIÉ<br>M1876A<br>  | Brassard pour adulte, petite taille (bleu clair)<br>Largeur poche : 10,5 cm<br>Longueur poche : 24 cm<br>Circonférence du membre : 20,5 à 28 cm | 10 brassards    | Modules : M1008B ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; moniteurs patient C3 : 862474, 862478, MP2 : M8102A, MP5 : M8105A, M8105AT ; moniteurs SureSigns : 862474, 862478, 863055, 853056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863080, 863081, 863082, M8105AS, 863275, 863276, 863278, 863283 |
| MODIFIÉ<br>M1877A<br> | Brassard pour adulte (bleu marine)<br>Largeur poche : 13 cm<br>Longueur poche : 28 cm<br>Circonférence du membre : 27 à 35 cm                   | 10 brassards    | Modules : M1008B ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; moniteurs patient C3 : 862474, 862478, MP2 : M8102A, MP5 : M8105A, M8105AT ; moniteurs SureSigns : 863055, 853056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863080, 863081, 863082, M8105AS, 863275, 863276, 863278, 863283                 |

**Brassards de pression à usage unique (suite)**

| Réf. produit                   | Description   | Conditionnement | À utiliser avec   |
|--------------------------------|---|-----------------|---|
| <b>MODIFIÉ</b><br>M1878A<br>CE | Brassard pour adulte, grande taille (bordeaux)<br>Largeur poche : 16 cm<br>Longueur poche : 35 cm<br>Circonférence du membre : 34 à 43 cm | 10 brassards    | Modules : M1008B ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; moniteurs patient C3 : 862474, 862478, MP2 : M8102A, MP5 : M8105A, M8105AT ; moniteurs SureSigns : 863055, 853056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863080, 863081, 863082, M8105AS, 863275, 863276, 863278, 863283 |
| <b>MODIFIÉ</b><br>M1879A<br>CE | Brassard pour adulte, cuisse (gris)<br>Largeur poche : 20 cm<br>Longueur poche : 43 cm<br>Circonférence du membre : 42 à 54 cm            | 10 brassards    | Modules : M1008B ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; moniteurs patient C3 : 862474, 862478, MP2 : M8102A, MP5 : M8105A, M8105AT ; moniteurs SureSigns : 863055, 853056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863080, 863081, 863082, M8105AS, 863275, 863276, 863278, 863283 |



**Brassards doux, monopatient à usage unique - tubulure unique**

| Réf. produit                                  | Description  | Conditionnement | À utiliser avec   |
|---|--|-----------------|---|
| <p><b>MODIFIÉ</b></p> <p>M4572B</p> <p>CE</p> | <p>Brassard pour nourrisson (orange)</p> <p>Largeur poche : 5,5 cm</p> <p>Longueur poche : 15 cm</p> <p>Circonférence du membre : 10 à 15 cm</p>                     | 10 brassards    | <p>M1008B ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; moniteurs SureSigns : 862474, 862478, 863055, 853056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863061, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088 ; MP5 : M8105A, M8105AT ; MP2 : M8102A, M8105AS, 860335, 860338, 863275, 863276, 863278, 863283</p>                    |
| <p><b>MODIFIÉ</b></p> <p>M4573B</p> <p>CE</p> | <p>Brassard pour enfant (vert)</p> <p>Largeur poche : 8 cm</p> <p>Longueur poche : 21,5 cm</p> <p>Circonférence du membre : 14 à 21,5 cm</p>                         | 10 brassards    | <p>M1008B ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; moniteurs SureSigns : 863051, 863052, 863053, 863055, 853056, 863057, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088 ; MP5 : M8105A, M8105AT ; MP2 : M8102A ; TeleMon : M2636C, M8105AS, 860335, 860338, 863275, 863276, 863278, 863283</p> |
| <p><b>MODIFIÉ</b></p> <p>M4574B</p> <p>CE</p> | <p>Brassard pour adulte, petite taille (bleu clair)</p> <p>Largeur poche : 10,6 cm</p> <p>Longueur poche : 24 cm</p> <p>Circonférence du membre : 20,5 à 28,5 cm</p> | 10 brassards    | <p>M1008B ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; moniteurs SureSigns : 863051, 863052, 863053, 863055, 853056, 863057, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088 ; MP5 : M8105A, M8105AT ; MP2 : M8102A ; TeleMon : M2636C, M8105AS, 860335, 860338, 863275, 863276, 863278, 863283</p> |
| <p><b>MODIFIÉ</b></p> <p>M4575B</p> <p>CE</p> | <p>Brassard pour adulte (bleu marine)</p> <p>Largeur poche : 13,5 cm</p> <p>Longueur poche : 30 cm</p> <p>Circonférence du membre : 27,5 à 36 cm</p>                 | 10 brassards    | <p>M1008B ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; moniteurs SureSigns : 863051, 863052, 863053, 863055, 853056, 863057, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088 ; MP5 : M8105A, M8105AT ; MP2 : M8102A ; TeleMon : M2636C, M8105AS, 860335, 860338, 863275, 863276, 863278, 863283</p> |

**Brassards doux, à usage unique - tubulure unique (suite)**

| Réf. produit                   | Description   | Conditionnement | À utiliser avec  |
|--------------------------------|---|-----------------|--|
| <b>MODIFIÉ</b><br>M4576B<br>CE | Brassard pour adulte, extra-long (bleu marine)<br>Largeur poche : 13,5 cm<br>Longueur poche : 30 cm<br>Circonférence du membre : 27,5 à 36 cm | 10 brassards    | M1008B ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; moniteurs SureSigns : 863051, 863052, 863053, 863055, 853056, 863057, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088 ; MP5 : M8105A, M8105AT ; MP2 : M8102A ; TeleMon : M2636C, M8105AS, 860335, 860338, 863275, 863276, 863278, 863283 |
| <b>MODIFIÉ</b><br>M4577B<br>CE | Brassard pour adulte, grande taille (bordeaux)<br>Largeur poche : 17 cm<br>Longueur poche : 38 cm<br>Circonférence du membre : 35 à 45 cm     | 10 brassards    | M1008B ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; moniteurs SureSigns : 863051, 863052, 863053, 863055, 853056, 863057, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088 ; MP5 : M8105A, M8105AT ; MP2 : M8102A ; TeleMon : M2636C, M8105AS, 860335, 860338, 863275, 863276, 863278, 863283 |



**Brassards doux, à usage unique - tubulure unique (suite)**

| Réf. produit                                  | Description  | Conditionnement | À utiliser avec   |
|---|--|-----------------|---|
| <p><b>MODIFIÉ</b></p> <p>M4578B</p> <p>CE</p> | <p>Brassard pour adulte, grande taille, extra-long (bordeaux)</p> <p>Largeur poche : 17 cm</p> <p>Longueur poche : 38 cm</p> <p>Circonférence du membre : 35 à 45 cm</p> | 10 brassards    | <p>M1008B ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; moniteurs SureSigns : 863051, 863052, 863053, 863055, 853056, 863057, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088 ; MP5 : M8105A, M8105AT ; MP2 : M8102A ; TeleMon : M2636C, M8105AS, 860335, 860338, 863275, 863276, 863278+D1031</p> |
| <p><b>MODIFIÉ</b></p> <p>M4579B</p> <p>CE</p> | <p>Brassard pour cuisse (gris)</p> <p>Largeur poche : 21 cm</p> <p>Longueur poche : 48 cm</p> <p>Circonférence du membre : 44 à 56 cm</p>                                | 10 brassards    | <p>M1008B ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; moniteurs SureSigns : 863051, 863052, 863053, 863055, 853056, 863057, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088 ; MP5 : M8105A, M8105AT ; MP2 : M8102A, M8105AS, 860335, 860338, 863275, 863276, 863278</p>                          |

**Brassards doux, monopatient à usage unique - double tubulure**

| Réf. produit | Description   | Conditionnement | À utiliser avec             |
|--------------|---|-----------------|-----------------------------|
| M4582B<br>CE | Brassard pour nourrisson (orange)<br>Largeur poche : 5,5 cm<br>Longueur poche : 15 cm<br>Circonférence du membre : 10 à 15 cm                     | 10 brassards    | Moniteurs à double tubulure |
| M4583B<br>CE | Brassard pour enfant (vert)<br>Largeur poche : 8 cm<br>Longueur poche : 21,5 cm<br>Circonférence du membre : 14 à 21,5 cm                         | 10 brassards    | Moniteurs à double tubulure |
| M4584B<br>CE | Brassard pour adulte, petite taille (bleu clair)<br>Largeur poche : 10,6 cm<br>Longueur poche : 24 cm<br>Circonférence du membre : 20,5 à 28,5 cm | 10 brassards    | Moniteurs à double tubulure |
| M4585B<br>CE | Brassard pour adulte (bleu marine)<br>Largeur poche : 13,5 cm<br>Longueur poche : 30 cm<br>Circonférence du membre : 27,5 à 36 cm                 | 10 brassards    | Moniteurs à double tubulure |



**Brassards doux, à usage unique - double tubulure (suite)**

| Réf. produit | Description   | Conditionnement | À utiliser avec             |
|--------------|---|-----------------|-----------------------------|
| M4586B<br>CE | Brassard pour adulte, extra-long (bleu marine)<br>Largeur poche : 13,5 cm<br>Longueur poche : 30 cm<br>Circonférence du membre : 27,5 à 36 cm         | 10 brassards    | Moniteurs à double tubulure |
| M4587B<br>CE | Brassard pour adulte, grande taille (bordeaux)<br>Largeur poche : 17 cm<br>Longueur poche : 38 cm<br>Circonférence du membre : 35 à 45 cm             | 10 brassards    | Moniteurs à double tubulure |
| M4588B<br>CE | Brassard pour adulte, grande taille, extra-long (bordeaux)<br>Largeur poche : 17 cm<br>Longueur poche : 38 cm<br>Circonférence du membre : 35 à 45 cm | 10 brassards    | Moniteurs à double tubulure |
| M4589B<br>CE | Brassard pour cuisse (gris)<br>Largeur poche : 21 cm<br>Longueur poche : 48 cm<br>Circonférence du membre : 44 à 56 cm                                | 10 brassards    | Moniteurs à double tubulure |

## Accessoires et tubulures de pression non invasive

### Tubulures d'interconnexion pour brassard de pression

| Réf. produit                         | Description   | Conditionnement | À utiliser avec  |
|--------------------------------------|---|-----------------|--|
| <b>MODIFIÉ</b><br>989803136931<br>CE | Tubulure de pression non invasive pour adulte/enfant<br>Longueur : 3,57 m | 1 tubulure      | Moniteurs VS1 : 863055, 863056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061   |
| <b>MODIFIÉ</b><br>M1598B<br>CE       | Tubulure de pression non invasive pour adulte<br>Longueur : 1,5 m         | 1 tubulure      | M1008B ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; moniteurs SureSigns : 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088 ; MP5 : M8105A, M8105AT ; MP2 : M8102A ; TeleMon : M2636C, M8105AS, 863275, 863276, 863278, 863283                                       |
| <b>MODIFIÉ</b><br>M1599B<br>CE       | Tubulure de pression non invasive pour adulte<br>Longueur : 3,0 m         | 1 tubulure      | M1008B ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; C3 : 862474, 862478 ; moniteurs SureSigns : 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088 ; MP5 : M8105A, M8105AT ; MP2 : M8102A ; TeleMon : M2636C, M8105AS, 860335, 860338, 863275, 863276, 863278, 863283 |
| M3918A<br>CE                         | Tubulure de pression pour adulte/enfant<br>Longueur : 3,0 m               | 1 tubulure      | A1 : M3921A, M3922A, M3923A, M3924A ; A3 : M3926A, M3927A, M3928A, M3929A ; ICG : 862146 ; moniteurs C1 : 863051, 863052, 863053, 863054   |
| 989803163131<br>CE                   | Tubulure d'extension Mobile CL, 1 m<br>Longueur : 1,0 m                   | 1 tubulure      | Afficheur de PNI IntelliVue CL 865216  |



989803136931



M1599B



M3918A

### Embouts de protection pour brassards de pression non invasive

| Réf. produit       | Description   | Conditionnement | À utiliser avec |
|--------------------|---|-----------------|-----------------|
| 989803151601<br>CE | Embouts de protection pour brassard à tubulure unique | 10 embouts      | n/a             |
| 989803151611<br>CE | Embouts de protection pour brassard à double tubulure | 20 embouts      | n/a             |



989803151601



989803151611

### Ensemble de poire et valve pour sphygmomanomètre manuel

| Réf. produit | Description  | Conditionnement           | À utiliser avec  |
|--------------|--|---------------------------|--|
| M4580A<br>CE | Ensemble poire et valve<br>Sphygmomanomètre manuel<br>Une tubulure en spirale de rechange (M4581A) est disponible pour ce produit. | 1 ensemble poire et valve | Modèles de brassards monopatient réutilisables à double tubulure M456xB et modèles doux à usage unique M458xB uniquement |
| M4581A<br>CE | Tubulure en spirale<br>Ensemble poire et valve, rechange, longueur : 2,4 m   | 1 tubulure                | M4580A Ensemble poire et valve   |



M4580A



M4581A

**Adaptateurs pour brassards de pression non invasive**

| Réf. produit | Description   | Conditionnement | À utiliser avec  |
|--------------|---|-----------------|--|
| M4550A<br>CE | Adaptateur à tubulure unique (Welch-Allyn)<br>Connecteur femelle de type fileté | 1 adaptateur    | Brassards Philips à tubulure unique réutilisables et à usage unique, sauf série 40401x |
| M4551A<br>CE | Adaptateur en Y, double tubulure (Welch-Allyn)<br>Adaptateur pour brassard en Y | 1 adaptateur    | Brassards Philips à double tubulure réutilisables et à usage unique                    |
| M4560A<br>CE | Adaptateur à tubulure unique<br>Connecteur femelle à branchement rapide         | 1 adaptateur    | Brassards Philips à tubulure unique réutilisables et à usage unique, sauf série 40401x |
| M4561A<br>CE | Adaptateur en Y, double tubulure<br>Connecteur femelle à branchement rapide     | 1 adaptateur    | Brassards Philips à double tubulure réutilisables et à usage unique                    |
| M4570A       | Adaptateur à tubulure unique (Draeger)<br>Adaptateur pour brassard de type Luer | 1 adaptateur    | Brassards Philips à tubulure unique réutilisables et à usage unique, sauf série 40401x |
| M4571A       | Adaptateur en Y, double tubulure (Draeger)<br>Forme Y                           | 1 adaptateur    | Brassards Philips à double tubulure réutilisables et à usage unique                    |



M4550A



M4551A



M4560A



M4561A



M4570A



M4571A

**Adaptateurs pour brassards de pression (suite)**

| Réf. produit | Description  | Conditionnement | À utiliser avec  |
|--------------|--|-----------------|--|
| M4590A       | Adaptateur à tubulure unique (Colin, Datascope-Passport, Spacelabs, Welch-Allyn, Mindray)<br>Connecteur de type Luer | 1 adaptateur    | Brassards Philips à tubulure unique réutilisables et à usage unique, sauf série 40401x |
| M4591A<br>CE | Adaptateur à tubulure unique (Welch-Allyn Protocol)<br>Connecteur mâle à branchement rapide                          | 1 adaptateur    | Brassards Philips à tubulure unique réutilisables et à usage unique, sauf série 40401x |
| M4592A       | Adaptateur à double tubulure (GE/Marquette Protocol)<br>Connecteur mâle à branchement rapide                         | 1 adaptateur    | Brassards Philips à double tubulure réutilisables et à usage unique                    |
| M4593A       | Adaptateur à double tubulure (Datex/Ohmeda)<br>Un connecteur mâle et un connecteur femelle à branchement rapide      | 1 adaptateur    | Brassards Philips à double tubulure réutilisables et à usage unique                    |
| M4594A<br>CE | Adaptateur en Y (Spacelabs, Siemens, Mindray)<br>Connecteur à baïonnette   | 1 adaptateur    | Brassards Philips à double tubulure réutilisables et à usage unique                    |
| M4595A<br>CE | Adaptateur en Y (Colin, Datascope-Passport, Spacelabs, Welch-Allyn, Mindray)<br>Connecteur de type Luer              | 1 adaptateur    | Brassards Philips à double tubulure réutilisables et à usage unique                    |
| M4596A<br>CE | Adaptateur en Y (Welch-Allyn Protocol)<br>Connecteur mâle à branchement rapide                                       | 1 adaptateur    | Brassards Philips à double tubulure réutilisables et à usage unique                    |



M4590A



M4591A



M4592A



M4593A



M4594A



M4595A



M4596A

# Papier

## Papier d'enregistrement

| Réf. produit | Description   | Conditionnement                                | À utiliser avec   |
|--------------|---|--|---|
| 40477A<br>CE | Papier thermique pour enregistreur  | 10 rouleaux                                    | Enregistreur M1116A/M1116B ; module enregistreur M3176B : MP20 Junior, MP20, MP30, MP40, MP50, MP60, MP70, MP90, M3001A |
| 40477B<br>CE | Papier thermique pour enregistreur  | 80 rouleaux                                    | Enregistreur M1116A/M1116B ; module enregistreur M3176B : MP20 Junior, MP20, MP30, MP40, MP50, MP60, MP70, MP90, M3001A |
| M4816A<br>CE | Papier thermique pour enregistreur  | 10 rouleaux                                    | Enregistreur M3925A pour moniteurs patient compacts A1/C1 ; enregistreur bipiste USB M3176C ; enregistreur A3/C3        |
| M4817A<br>CE |   | 80 rouleaux                                    | Enregistreur M3925A pour moniteurs patient compacts A1/C1 ; enregistreur bipiste USB M3176C ; enregistreur A3/C3        |
| PSE11268     | Papier pour enregistreur Seiko, 4 pistes  | 24 rouleaux                                    | Enregistreur M3160A   |
| 40469A       | Papier thermique multi-piste, pliage en accordéon   | 1 boîte = 20 paquets (300 feuilles par paquet) | Enregistreur M1117A   |
| M1885A<br>CE | Papier thermique, format A4<br>Multi-piste, thermochimique, pliage en accordéon, numéroté | 1 boîte = 6 paquets (500 feuilles par paquet)  | Enregistreur M1118A   |
| 989803138131 | Papier ICG  | 20 rouleaux                                    | Enregistreur ICG intégré 862146   |
| 989803136891 | Papier thermique pour enregistreur  | 5 rouleaux                                     | Enregistreur intégré VS1, VS3, VM4, VM6, VM8  |



40477A



989803138131



989803136891

## Oxymétrie de pouls

### Capteurs réutilisables de SpO<sub>2</sub> Philips

| Réf. produit  | Description   | Conditionnement | À utiliser avec   |
|---------------|---|-----------------|---|
| M1191B<br>CE  | Capteur de doigt, pour adulte. Longueur : 2 m<br>Poids du patient : > 50 kg<br>Connecteur à 8 broches | 1 capteur       | Télémétrie : système de télémétrie M2600B, émetteur M2601B, émetteurs-récepteurs TRx4841A, TRx4851A ; MP5 : M8105AT ; moniteurs C3 : 862474, 862478 ; SureSigns : 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266 ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; modules de SpO <sub>2</sub> : M1020A, M1020B ; MP2 : M8102A ; MP5 : M8105A avec SpO <sub>2</sub> option A01, M8105AS, 863276, 863278 |
| M1191BL<br>CE | Capteur de doigt, pour adulte. Longueur : 3 m<br>Poids du patient : > 50 kg<br>Connecteur à 8 broches | 1 capteur       | Télémétrie : système de télémétrie M2600B, émetteur M2601B, émetteurs-récepteurs TRx4841A, TRx4851A ; MP5 : M8105AT ; moniteurs C3 : 862474, 862478 ; SureSigns : 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266 ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; modules de SpO <sub>2</sub> : M1020A, M1020B ; MP2 : M8102A ; MP5 : M8105A avec SpO <sub>2</sub> option A01, M8105AS, 863276, 863278 |



M1191B

**Capteurs réutilisables de SpO<sub>2</sub> Philips (suite)**

| Réf. produit | Description  | Conditionnement | À utiliser avec   |
|--------------|--|-----------------|---|
| M1191T<br>CE | Capteur de doigt, pour adulte. Longueur : 0,45 m<br>Poids du patient : > 50 kg<br>Connecteur à 9 broches                         | 1 capteur       | Télémétrie : système de télémétrie M2600B, émetteur M2601B, émetteurs-récepteurs TRx4841A, TRx4851A ; MP5 : M8105AT ; moniteurs C3 : 862474, 862478 ; SureSigns : 863051, 863052, 863053, 863054, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, M3921A, M3922A, M3923A, M3924A, M3926A, M3927A, M3928A, M3929A ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; modules de SpO <sub>2</sub> : M1020A, M1020B ; MP2 : M8102A ; MP5 : M8105A avec SpO <sub>2</sub> option A01, M8105AS, 863276, 863278 |
| M1192A<br>CE | Capteur de doigt, pour enfant/adulte de petite taille. Longueur : 1,5 m<br>Poids du patient : 15-50 kg<br>Connecteur à 8 broches | 1 capteur       | Télémétrie : système de télémétrie M2600B, émetteur M2601B, émetteurs-récepteurs TRx4841A, TRx4851A ; MP5 : M8105AT ; moniteurs C3 : 862474, 862478 ; SureSigns : 863051, 863052, 863053, 863054, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266 ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; modules de SpO <sub>2</sub> : M1020A, M1020B ; MP2 : M8102A ; MP5 : M8105A avec SpO <sub>2</sub> option A01, M8105AS, 863276, 863278   |



M1191T



M1192A

**Capteurs réutilisables de SpO<sub>2</sub> Philips (suite)**

| Réf. produit | Description  | Conditionnement | À utiliser avec   |
|--------------|--|-----------------|---|
| M1192T<br>CE | Capteur de doigt, pour enfant/adulte petite taille.<br>Longueur : 0,45 m<br>Poids du patient : 15-50 kg<br>Connecteur à 9 broches                    | 1 capteur       | Télémétrie : système de télémétrie M2600B, émetteur M2601B, émetteurs-récepteurs TRx4841A, TRx4851A ; MP5 : M8105AT ; moniteurs C3 : 862474, 862478 ; SureSigns : 863051, 863052, 863053, 863054, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, M3921A, M3922A, M3923A, M3924A, M3926A, M3927A, M3928A, M3929A ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; modules de SpO <sub>2</sub> : M1020A, M1020B ; MP2 : M8102A ; MP5 : M8105A avec SpO <sub>2</sub> option A01, M8105AS, 863276, 863278 |
| M1193A<br>CE | Capteur réutilisable, sur bande, pour nouveau-né.<br>Longueur : 1,5 m<br>Pied/main (nouveau-né). Poids du patient : 1-4 kg<br>Connecteur à 8 broches | 1 capteur       | Moniteurs SureSigns : 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266 ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; modules de SpO <sub>2</sub> : M1020A, M1020B ; MP2 : M8102A ; MP5 : M8105A avec SpO <sub>2</sub> option A01, M8105AS, 863276, 863278   |



M1192T



M1193A

**Capteurs réutilisables de SpO<sub>2</sub> Philips (suite)**

| Réf. produit | Description   | Conditionnement | À utiliser avec   |
|--------------|---|-----------------|---|
| M1193T<br>CE | Capteur réutilisable, sur bande, pour nouveau-né. Longueur : 0,9 m<br>Pied/main (nouveau-né). Poids du patient : 1-4 kg<br>Connecteur à 9 broches | 1 capteur       | Moniteurs SureSigns : 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266 ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; modules de SpO <sub>2</sub> : M1020A, M1020B ; MP2 : M8102A ; MP5 : M8105A avec SpO <sub>2</sub> option A01, M8105AS, 863276, 863278   |
| M1194A<br>CE | Capteur à clip (oreille), pour adulte/enfant. Longueur : 1,5 m<br>Poids du patient : > 40 kg<br>Connecteur à 8 broches                            | 1 capteur       | Télémétrie : système de télémétrie M2600B, émetteur M2601B, émetteurs-récepteurs TRx4841A, TRx4851A ; MP5 : M8105AT ; moniteurs C3 : 862474, 862478 ; SureSigns : 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266 ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; modules de SpO <sub>2</sub> : M1020A, M1020B ; MP2 : M8102A ; MP5 : M8105A avec SpO <sub>2</sub> option A01, M8105AS, 863276, 863278 |



M1193T



M1194A

**Capteurs réutilisables de SpO<sub>2</sub> Philips (suite)**

| Réf. produit            | Description  | Conditionnement | À utiliser avec   |
|-------------------------|--|-----------------|---|
| M1195A<br>CE            | Capteur de doigt, réutilisable, pour nourrisson.<br>Longueur : 1,5 m<br>Doigt (nourrisson). Poids du patient : 4-15 kg<br>Connecteur à 8 broches | 1 capteur       | Moniteurs C3 : 862474, 862478 ; SureSigns : 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266 ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; modules de SpO <sub>2</sub> : M1020A, M1020B ; MP2 : M8102A ; MP5 : M8105A avec SpO <sub>2</sub> option A01, M8105AS, 863276, 863278   |
| MODIFIÉ<br>M1196A<br>CE | Capteur à clip (doigt), pour adulte/enfant.<br>Longueur : 3 m<br>Poids du patient : > 40 kg<br>Connecteur à 8 broches                            | 1 capteur       | Télémétrie : système de télémétrie M2600B, émetteur M2601B, émetteurs-récepteurs TRx4841A, TRx4851A ; MP5 : M8105AT ; moniteurs C3 : 862474, 862478 ; SureSigns : 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266 ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; modules de SpO <sub>2</sub> : M1020A, M1020B ; MP2 : M8102A ; MP5 : M8105A avec SpO <sub>2</sub> option A01, M8105AS, 860335, 860338, 863276, 863278, 863283 |
| M1196S<br>CE            | Capteur de SpO <sub>2</sub> à clip réutilisable pour adulte.<br>Câble de 2 m, connecteur Philips, doigt.<br>Poids du patient : > 40 kg.          | 1 capteur       | Télémétrie : système de télémétrie M2600B, émetteur M2601B, émetteurs-récepteurs TRx4841A, TRx4851A ; MP5 : M8105AT ; moniteurs C3 : 862474, 862478 ; SureSigns : 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266 ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; modules de SpO <sub>2</sub> : M1020A, M1020B ; MP2 : M8102A ; MP5 : M8105A avec SpO <sub>2</sub> option A01, M8105AS, 863276, 863278                         |

**Capteurs réutilisables de SpO<sub>2</sub> Philips (suite)**

| Réf. produit | Description   | Conditionnement | À utiliser avec   |
|--------------|---|-----------------|---|
| M1196T<br>CE | Capteur à clip (doigt) pour enfant/adulte. Longueur : 90 cm<br>Poids du patient : > 40 kg<br>Connecteur à 9 broches | 1 capteur       | Télémétrie : système de télémétrie M2600B, émetteur M2601B, émetteurs-récepteurs TRx4841A, TRx4851A ; MP5 : M8105AT ; moniteurs C3 : 862474, 862478 ; SureSigns : 863051, 863052, 863053, 863054, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, M3921A, M3922A, M3923A, M3924A, M3926A, M3927A, M3928A, M3929A ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; modules de SpO <sub>2</sub> : M1020A, M1020B ; MP2 : M8102A ; MP5 : M8105A avec SpO <sub>2</sub> option A01, M8105AS, 863276, 863278 |
| M1627A<br>CE | Bande de poignet<br>Bandes auto-agrippantes pour capteurs de SpO <sub>2</sub><br>M1191A/B                           |                 | 860335, 860338  |



M1195A



M1196A



M1196T



M1627A

**Capteurs à usage unique de SpO<sub>2</sub> Philips**

| Réf. produit | Description   | Conditionnement | À utiliser avec  |
|--------------|---|-----------------|--|
| M1131A<br>CE | Capteur à clip (doigt) pour adulte/enfant (usage unique)<br>Longueur : 45 cm. Poids du patient : > 20 kg<br>Connecteur à 9 broches  | 20 capteurs     | Télémétrie : émetteur M2601A ; MP5 : M8105AT ;<br>moniteurs C3 : 862474, 862478 ; SureSigns : 863063,<br>863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072,<br>863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082,<br>863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265,<br>863266; M3921A, M3922A, M3923A, M3924A,<br>M3926A, M3927A, M3928A, M3929A ; Modules<br>multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; modules<br>de SpO <sub>2</sub> : M1020A, M1020B ; MP2 : M8102A ; MP5 :<br>M8105A avec SpO <sub>2</sub> option A01, M8105AS, 860335,<br>860338, 863276, 863278 |
| M1132A<br>CE | Capteur sur bande, pour nourrisson (usage unique)<br>Longueur : 0,90 m. Doigt (nourrisson)<br>Poids du patient : 3-10 kg<br>Connecteur à 9 broches                                  | 20 capteurs     | Moniteurs C3 : 862474, 862478 ; SureSigns : 863063,<br>863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072,<br>863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082,<br>863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265,<br>863266; M3921A, M3922A, M3923A, M3924A,<br>M3926A, M3927A, M3928A, M3929A ; Modules<br>multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; modules<br>de SpO <sub>2</sub> : M1020A, M1020B ; MP2 : M8102A ; MP5 :<br>M8105A ; télémétrie : M8105AT avec SpO <sub>2</sub> option A01,<br>M8105AS, 860335, 860338, 863276, 863278                            |
| M1133A<br>CE | Capteur sur bande (usage unique)<br>Longueur : 90 cm<br>Poids du patient : Adulte (doigt) : > 40 kg<br>Nouveau-né (pied/main) : < 3 kg<br>Nourrisson (gros orteil/pouce) : 10-20 kg | 20 capteurs     | Moniteurs C3 : 862474, 862478 ; SureSigns : 863063,<br>863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072,<br>863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082,<br>863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265,<br>863266; M3921A, M3922A, M3923A, M3924A,<br>M3926A, M3927A, M3928A, M3929A ; Modules<br>multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; modules<br>de SpO <sub>2</sub> : M1020A, M1020B ; MP2 : M8102A ; MP5 :<br>M8105A ; télémétrie : M8105AT avec SpO <sub>2</sub> option A01,<br>M8105AS, 860335, 860338, 863276, 863278                            |

**Capteurs à usage unique de SpO<sub>2</sub> Philips (suite)**

| Réf. produit            | Description  | Conditionnement | À utiliser avec  |
|-------------------------|--|-----------------|--|
| M1134A<br>CE            | Capteur sans adhésif, sur bande, pour nouveau-né/nourrisson/adulte (usage unique)<br>Longueur : 90 cm. Poids du patient : Adulte : > 40 kg<br>Nouveau-né : < 3 kg<br>Nourrisson : 10-20 kg<br>Connecteur à 9 broches | 20 capteurs     | Moniteurs C3 : 862474, 862478 ; SureSigns : 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863264, 863265, 863266; M3921A, M3922A, M3923A, M3924A, M3926A, M3927A, M3928A, M3929A ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; modules de SpO <sub>2</sub> : M1020A, M1020B ; MP2 : M8102A ; MP5 : M8105A ; télémétrie : M8105AT avec SpO <sub>2</sub> option A01, M8105AS, 863276, 863278 |
| 989803165921<br>CE 0123 | 20 capteurs de SpO <sub>2</sub> monopatient Mobile CL  | 20 capteurs     | Afficheur de SpO <sub>2</sub> IntelliVue CL, 865215  |
| 989803165941<br>CE 0123 | 20 capteurs et socles de SpO <sub>2</sub> Mobile CL  | 20 capteurs     | Afficheur de SpO <sub>2</sub> IntelliVue CL, 865215  |
| 989803165951<br>CE      | 20 socles de SpO <sub>2</sub> Mobile CL  | 20 capteurs     | Afficheur de SpO <sub>2</sub> IntelliVue CL, 865215  |
| 989803165961<br>CE      | 50 bracelets de SpO <sub>2</sub> Mobile CL   | 20 capteurs     | Afficheur de SpO <sub>2</sub> IntelliVue CL, 865215  |



M1131A



M1132A



M1133A



M1134A

**Câbles adaptateurs de SpO<sub>2</sub> pour capteurs Philips**

| Réf. produit | Description  | Conditionnement | À utiliser avec  |
|--------------|--|-----------------|--|
| M1900B<br>CE | Câble adaptateur de SpO <sub>2</sub> (12 broches)<br>Permet d'adapter des capteurs à 9 broches sur des terminaisons à 12 broches<br>Longueur : 3 m | 1 câble         | Module de SpO <sub>2</sub> : M1020A  |
| M1940A<br>CE | Câble adaptateur de SpO <sub>2</sub> (12 broches)<br>Permet d'adapter des capteurs à 8 broches sur des terminaisons à 12 broches<br>Longueur : 2 m | 1 câble         | Module de SpO <sub>2</sub> : M1020A  |
| M1941A<br>CE | Câble d'extension de SpO <sub>2</sub> (8 broches)<br>Rallonge les capteurs à 8 broches sur les terminaisons à 8 broches<br>Longueur : 2 m          | 1 câble         | Modules de SpO <sub>2</sub> : M1020B ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; MP2 : M8102A ; MP5 : M8105A, M8105AT avec SpO <sub>2</sub> option A01 ; SureSigns : 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, M8105AS, 863276, 863278                 |
| M1943A<br>CE | Câble adaptateur de SpO <sub>2</sub> (8 broches)<br>Permet d'adapter des capteurs à 9 broches sur des terminaisons à 8 broches<br>Longueur : 1,1 m | 1 câble         | Modules de SpO <sub>2</sub> : M1020B ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; MP2 : M8102A ; MP5 : M8105A, M8105AT avec SpO <sub>2</sub> option A01 ; SureSigns : 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, M8105AS, 860335, 860338, 863276, 863278 |



M1900B



M1940A



M1941A

**Câbles adaptateurs de SpO<sub>2</sub> pour capteurs Philips (suite)**

| Réf. produit             | Description   | Conditionnement | À utiliser avec  |
|--------------------------|---|-----------------|--|
| M1943AL<br>CE            | Câble adaptateur de SpO <sub>2</sub> (8 broches)<br>Permet d'adapter des capteurs à 9 broches sur des terminaisons à 8 broches<br>Longueur : 3 m                    | 1 câble         | Modules de SpO <sub>2</sub> : M1020B ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; MP2 : M8102A ; MP5 : M8105A, M8105AT avec SpO <sub>2</sub> option A01 ; SureSigns : 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, M8105AS, 863276, 863278 |
| MODIFIÉ<br>M1943NL<br>CE | Câble adaptateur de SpO <sub>2</sub> pour capteur OxiMax® (8 broches). Permet d'adapter des capteurs à 9 broches sur des terminaisons à 8 broches<br>Longueur : 3 m | 1 câble         | M1020B A02, MP20 Junior, MP20, MP30, MP40, MP50, MP60, MP70, MP90 A02, M3002A, M8102A, M8105AS, M1020B, M1020B A04, M3001A A04, M3001A, M8105A, M8105AT, M8102A SP4, M8105AS SP4, M8105AT SP4, M8105A SP4  |
| M4787A<br>CE             | Câble adaptateur de SpO <sub>2</sub> (9 broches)<br>Rallonge les capteurs à 9 broches sur les terminaisons à 9 broches<br>Longueur : 3 m                            | 1 câble         | A1 : M3921A, M3922A, M3923A, M3924A, M3925A ;<br>A3 : M3926A, M3927A, M3928A, M3929A ;<br>C1 : 863051, 863053, 863054  |



M1943A/AL



M1943NL

**Capteurs adhésifs de SpO<sub>2</sub>**

| Réf. produit                                  | Description   | Conditionnement       | À utiliser avec  |
|---|---|-----------------------|--|
| <p><b>MODIFIÉ</b></p> <p>M1901B</p> <p>CE</p> | <p>Capteur à usage unique, stérile, pour nouveau-né</p> <p>Poids du patient : &lt; 3 kg ou &gt; 40 kg</p> <p>Connecteur à 9 broches</p> <p>Durée de conservation : 1 an</p> <p>(Non disponible en Amérique du Nord et au Japon)</p> | 24 capteurs et bandes | <p>862108, 862231, 862439, 863051, 863052, 863053, 863054, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863277, 863278, 863279, 863283, 865350, 865351, M1020B, M2703A, M2705A, M2705A, M3001A, M3002A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS</p>  |
| <p><b>MODIFIÉ</b></p> <p>M1902B</p> <p>CE</p> | <p>Capteur à usage unique, stérile, pour nourrisson</p> <p>Poids du patient : 3-20 kg</p> <p>Connecteur à 9 broches</p> <p>Durée de conservation : 1 an</p> <p>(Non disponible en Amérique du Nord et au Japon)</p>                 | 24 capteurs et bandes | <p>861290, 862108, 862231, 862439, 863051, 863052, 863053, 863054, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863277, 863278, 863279, 863283, 865350, M1020B, M3001A, M3002A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS</p>  |
| <p><b>MODIFIÉ</b></p> <p>M1903B</p> <p>CE</p> | <p>Capteur à usage unique, stérile, pour enfant</p> <p>Poids du patient : 10-50 kg</p> <p>Connecteur à 9 broches</p> <p>Durée de conservation : 1 an</p> <p>(Non disponible en Amérique du Nord et au Japon)</p>                    | 24 capteurs et bandes | <p>861290, 861493, 861494, 861495, 862108, 862231, 862439, 863051, 863052, 863053, 863054, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863277, 863278, 863279, 863283, 865350, 865351, M1020B, M1350B, M2703A, M2704A, M2705A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M1, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6, M3536MC, M4735A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS</p> |



M1901B



M1902B



M1903B

|   |  |                              |  |
|---|--|------------------------------|--|
| <p><b>MODIFIÉ</b></p> <p>M1904B</p> <p>CE</p> | <p>Capteur à usage unique, stérile, pour adulte</p> <p>Poids du patient : &gt; 30 kg</p> <p>Connecteur à 9 broches</p> <p>Durée de conservation : 1 an</p> <p>(Non disponible en Amérique du Nord et au Japon)</p> | <p>24 capteurs et bandes</p> | <p>861290, 861493, 861494, 861495, 862108, 862231, 862439, 862474, 862478, 863051, 863052, 863053, 863054, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863277, 863278, 863279, 863283, 865350, 864351, M1020B, M1350B, M2703A, M2704A, M2705A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M1, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6, M3536MC, M4735A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS</p> |
|---|--|------------------------------|--|



M1904B

**Câbles adaptateurs de SpO<sub>2</sub> Masimo® LNOP®**

| Réf. produit      | Description   | Conditionnement | À utiliser avec   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| M1020-61100<br>CE | Câble adaptateur Masimo LNOP<br>Permet d'adapter les capteurs LNOP sur des moniteurs Philips.<br>Longueur : 3,6 m         | 1 câble         | Module de SpO <sub>2</sub> : M1020B ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; MP2 : M8102A ; MP5 : M8105A avec SpO <sub>2</sub> option A01 ; SureSigns : 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863080, 863081, 863082, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863266, 863265, 863266<br>Module de SpO <sub>2</sub> SET® : M1020B option A03 ; Modules multi-mesure SET® : M3001A option A03, M3002A option A03, 863276, 863278 |
| M1020-61102<br>CE | Câble adaptateur Masimo LNOP<br>Permet d'adapter les capteurs LNOP sur des moniteurs Philips Viridia.<br>Longueur : 3,6 m | 1 câble         | Module CMS M1020A   |



M1020-61100



M1020-61102

**Câble adaptateur de SpO<sub>2</sub> Masimo® LNCS®**

| Réf. produit       | Description   | Conditionnement | À utiliser avec   |
|--------------------|---|-----------------|---|
| 989803148221<br>CE | Câble adaptateur Masimo LNCS<br>Permet d'adapter les capteurs LNCS sur des moniteurs Philips.<br>Longueur : 3 m | 1 câble         | Modules de SpO <sub>2</sub> : M1020A, M1020B ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A ; MP2 : M8102A ; MP5 : M8105A avec SpO <sub>2</sub> option A01 ; module de SpO <sub>2</sub> SET® : M1020B option A03 ; Modules multi-mesure SET® : M3001A option A03, M3002A option A03, M8105AS, 863276, 863278 |



989803148221

## Accessoires et consommables pour dispositifs de mesure sans fil IntelliVue

### Capteurs et accessoires de SpO<sub>2</sub> Mobile CL

| Réf. produit            | Description  | Conditionnement     | À utiliser avec                                     |
|-------------------------|--|---------------------|---|
| 989803165921<br>CE 0123 | 20 capteurs de SpO <sub>2</sub> monopatient Mobile CL  | 20 capteurs         | Afficheur de SpO <sub>2</sub> IntelliVue CL, 865215 |
| 989803165941<br>CE 0123 | 20 capteurs et socles de SpO <sub>2</sub> Mobile CL  | 20 kits de capteurs | Afficheur de SpO <sub>2</sub> IntelliVue CL, 865215 |
| 989803165951<br>CE      | 20 socles de SpO <sub>2</sub> Mobile CL  | 20 kits de socles   | Afficheur de SpO <sub>2</sub> IntelliVue CL, 865215 |
| 989803165961<br>CE      | 50 bracelets de SpO <sub>2</sub> Mobile CL   | 50 bracelets        | Afficheur de SpO <sub>2</sub> IntelliVue CL, 865215 |
| 989803168861<br>CE      | Kit de batterie de SpO <sub>2</sub> Mobile CL<br>Le kit inclut une batterie de recharge pour afficheur de SpO <sub>2</sub> IntelliVue CL ainsi que les accessoires nécessaires | 1 kit de batterie   | Afficheur de SpO <sub>2</sub> IntelliVue CL 865215  |



989803165921

### Brassards de pression non invasive Mobile CL

| Réf. produit       | Description   | Conditionnement | À utiliser avec                       |
|--------------------|---|-----------------|---------------------------------------|
| 989803163171<br>CE | Brassard adulte petite taille réutilisable Mobile CL<br>Café au lait avec tubulure bleu clair<br>Largeur brassard : 10,5 cm<br>Longueur poche : 18,5 cm<br>Circonférence du membre : 21,0 - 27,0 cm | 1 brassard      | Afficheur de PNI IntelliVue CL 865216 |
| 989803163191<br>CE | Brassard adulte réutilisable Mobile CL<br>Café au lait avec tubulure bleu marine<br>Largeur brassard : 13,0 cm<br>Longueur poche : 26,0 cm<br>Circonférence du membre : 26,0 - 34,5 cm              | 1 brassard      | Afficheur de PNI IntelliVue CL 865216 |
| 989803163211<br>CE | Brassard adulte grande taille réutilisable Mobile CL<br>Café au lait avec tubulure bordeaux<br>Largeur brassard : 16,0 cm<br>Longueur poche : 36,5 cm<br>Circonférence du membre : 33,5 - 45,0 cm   | 1 brassard      | Afficheur de PNI IntelliVue CL 865216 |

**Brassards de pression non invasive Mobile CL (suite)**

| Réf. produit       | Description  | Conditionnement | À utiliser avec                       |
|--------------------|--|-----------------|---------------------------------------|
| 989803163181<br>CE | Brassard adulte petite taille à usage unique Mobile CL<br>Bleu clair<br>Largeur brassard : 10,5 cm<br>Longueur poche : 18,5 cm<br>Circonférence du membre : 21,0 - 27,0 cm | 20 brassards    | Afficheur de PNI IntelliVue CL 865216 |
| 989803163201<br>CE | Brassard adulte à usage unique Mobile CL<br>Bleu marine<br>Largeur brassard : 13,0 cm<br>Longueur poche : 26,0 cm<br>Circonférence du membre : 26,0 - 34,5 cm              | 20 brassards    | Afficheur de PNI IntelliVue CL 865216 |
| 989803163221<br>CE | Brassard adulte grande taille à usage unique Mobile CL<br>Bordeaux<br>Largeur brassard : 16,0 cm<br>Longueur poche : 36,5 cm<br>Circonférence du membre : 33,5 - 45,0 cm   | 20 brassards    | Afficheur de PNI IntelliVue CL 865216 |

**Accessoires de pression non invasive Mobile CL**

| Réf. produit       | Description  | Conditionnement | À utiliser avec                       |
|--------------------|--|-----------------|---------------------------------------|
| 989803163251<br>CE | Kit de socles de PNI Mobile CL   | 20 socles       | Afficheur de PNI IntelliVue CL 865216 |
| 989803163131<br>CE | Tubulure d'extension Mobile CL, 1 m<br>Longueur : 1,0 m  | 1 tubulure      | Afficheur de PNI IntelliVue CL 865216 |
| 989803163261<br>CE | Kit de batterie de PNI Mobile CL<br>Le kit inclut une batterie et un outil pour le démontage du module de PNI. | 1 batterie      | Afficheur de PNI IntelliVue CL 865216 |

**Accessoires de l'émetteur Mobile CL**

| Réf. produit       | Description                               | Conditionnement       | À utiliser avec               |
|--------------------|---|-----------------------|-------------------------------|
| 989803168881<br>CE | 20 socles pour l'émetteur Mobile CL       | 20 socles monopatient | Émetteur IntelliVue CL 865221 |
| 989803168871       | Kit de batterie pour l'émetteur Mobile CL | 1 kit de batterie     | Émetteur IntelliVue CL 865221 |



989803163171



989803163181



989803163131

## Surveillance de la température

### Sondes de température cutanée à usage unique

| Réf. produit | Description   | Conditionnement     | À utiliser avec  |
|--------------|---|---------------------|--|
| 21091A<br>CE | Sonde de température cutanée, stérile, à usage unique<br>Longueur : 76 cm<br>Durée de conservation : au moins 12 mois | 20 sondes par boîte | Module de température : M1029A<br>Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A<br>SureSigns : 863064, 863065, 863066, 863068, 863087, 863088, M3015A, M3015B<br>Moniteur MP2 : M8102A ; moniteur MP5 : M8105A |



21091A

### Sondes de température œsophagienne/rectale à usage unique (conformes à la norme EN12470)

| Réf. produit | Description  | Conditionnement | À utiliser avec   |
|--------------|--|-----------------|---|
| M1837A<br>CE | Sonde de température œsophagienne/rectale, 9 FR<br>Longueur : 91 cm, stérile, surveillance continue<br>Durée de conservation : au moins 12 mois  | 20 sondes       | Module de température : M1029A ; SureSigns : 863064, 863065, 863066, 863068, 863086, 863087, 863088 ; moniteur MP2 : M8102A ; moniteur MP5 : M8105A ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A, M3015A, M3015B |
| 21090A<br>CE | Sonde de température œsophagienne/rectale, 12 FR<br>Longueur : 91 cm, stérile, surveillance continue<br>Durée de conservation : au moins 12 mois | 20 sondes       | Module de température : M1029A ; moniteur MP2 : M8102A ; moniteur MP5 : M8105A ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A, M3015A, M3015B  |



M1837A



21090A

**Sondes-stéthoscopes de température œsophagienne, à usage unique** (conformes à la norme EN12470)

| Réf. produit | Description  | Conditionnement | À utiliser avec   |
|--------------|--|-----------------|---|
| 21093A<br>CE | Sonde-stéthoscope de température œsophagienne, 12 FR<br>Longueur : 51 cm, stérile, surveillance continue<br>Durée de conservation : au moins 12 mois | 20 sondes       | Module de température : M1029A ; SureSigns : 863064, 863065, 863066, 863068, 863086, 863087, 863088 ;<br>moniteur MP2 : M8102A ; moniteur MP5 : M8105A ;<br>Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A, M3015A, M3015B |
| 21094A<br>CE | Sonde-stéthoscope de température œsophagienne, 18 FR<br>Longueur : 51 cm, stérile, surveillance continue<br>Durée de conservation : au moins 12 mois | 20 sondes       | Module de température : M1029A ; moniteur MP2 : M8102A ; moniteur MP5 : M8105A ;<br>Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A, M3015A, M3015B   |
| 21095A<br>CE | Sonde-stéthoscope de température œsophagienne, 24 FR<br>Longueur : 51 cm, stérile, surveillance continue<br>Durée de conservation : au moins 12 mois | 20 sondes       | Module de température : M1029A ; moniteur MP2 : M8102A ; moniteur MP5 : M8105A ;<br>Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A, M3015A, M3015B   |



21093A



21094A

**Sondes-cathéters de Foley, à usage unique** (conformes à la norme EN12470)

| Réf. produit | Description  | Conditionnement | À utiliser avec   |
|--------------|--|-----------------|---|
| M2255A<br>CE | Sonde-cathéter de Foley, 14 FR<br>Longueur : 43 cm, stérile, surveillance continue<br>Durée de conservation : au moins 12 mois | 10 sondes       | Module de température : M1029A ; moniteur MP2 : M8102A ; moniteur MP5 : M8105A ;<br>Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A, M3015A, M3015B |
| 21096A<br>CE | Sonde-cathéter de Foley, 16 FR<br>Longueur : 43 cm, stérile, surveillance continue<br>Durée de conservation : au moins 12 mois | 10 sondes       | Module de température : M1029A ; moniteur MP2 : M8102A ; moniteur MP5 : M8105A ;<br>Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A, M3015A, M3015B |
| 21097A<br>CE | Sonde-cathéter de Foley, 18 FR<br>Longueur : 43 cm, stérile, surveillance continue<br>Durée de conservation : au moins 12 mois | 10 sondes       | Module de température : M1029A ; moniteur MP2 : M8102A ; moniteur MP5 : M8105A ;<br>Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A, M3015B         |



M2255A



21096A



21097A

**Câbles d'extension et adaptateurs pour sondes de température à usage unique**

| Réf. produit       | Description  | Conditionnement | À utiliser avec   |
|--------------------|--|-----------------|---|
| 21082A<br>CE       | Câble d'extension pour sondes de température à usage unique<br>Accepte les jacks 1/8" (connecteur à 2 broches)<br>Longueur : 3 m   | 1 câble         | Module de température : M1029A ; SureSigns : 863064, 863065, 863066, 863068, 863086, 863087, 863088 ;<br>moniteur MP2 : M8102A ; moniteur MP5 : M8105A ;<br>Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A, M3015A, M3015B |
| 21082B<br>CE       | Câble d'extension pour sondes de température à usage unique<br>Accepte les jacks 1/8" (connecteur à 2 broches)<br>Longueur : 1,5 m | 1 câble         | Module de température : M1029A ; SureSigns : 863064, 863065, 863066, 863068, 863086, 863087, 863088 ;<br>moniteur MP2 : M8102A ; moniteur MP5 : M8105A ;<br>Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A, M3015A, M3015B |
| 989803162591<br>CE | Câble d'extension pour sondes de température à usage unique, pour moniteurs Série 400<br>Longueur : 3 m                            | 1 câble         | Moniteurs de température Série 400 équipés de connecteurs jack 1/4"   |
| 989803162601<br>CE | Câble d'extension pour sondes de température à usage unique, pour moniteurs Série 400<br>Longueur : 1,5 m                          | 1 câble         | Moniteurs de température Série 400 équipés de connecteurs jack 1/4"   |



21082A



989803162591

**Sondes de température réutilisables et stérilisables en autoclave pour surveillance continue** (conformes à la norme EN12470)

| Réf. produit       | Description   | Conditionnement | À utiliser avec   |
|--------------------|---|-----------------|---|
| 21075A<br>CE       | Sonde de température œsophagienne/rectale (stérilisable en autoclave), 12 FR, terminaison à 2 broches, réutilisable, surveillance continue<br>Longueur : 3 m                      | 1 sonde         | Module de température : M1029A ; C3 : 862474, 862478 ; SureSigns : 863064, 863065, 863066, 863068, 863086, 863087, 863088 ; moniteur MP2 : M8102A ; moniteur MP5 : M8105A ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A, M3015A, M3015B |
| 21076A<br>CE       | Sonde de température œsophagienne/rectale (stérilisable en autoclave), 10 FR, terminaison à 2 broches, réutilisable, surveillance continue<br>Longueur : 3 m                      | 1 sonde         | Module de température : M1029A ; moniteur MP2 : M8102A ; moniteur MP5 : M8105A<br>Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A, M3015A, M3015B   |
| 21078A<br>CE       | Sonde de température cutanée (stérilisable en autoclave)<br>Diamètre de 9,5 mm<br>Terminaison à 2 broches, surface adhésive réutilisable, surveillance continue<br>Longueur : 3 m | 1 sonde         | Module de température : M1029A ; SureSigns : 863064, 863065, 863066, 863068, 863086, 863087, 863088 ; moniteur MP2 : M8102A ; moniteur MP5 : M8105A ; Modules multi-mesure : M3000A, M3001A, M3002A, M3015A, M3015B, 860335, 860338       |
| 989803162621<br>CE | Sonde de température œsophagienne/rectale (stérilisable en autoclave), 12 FR, connecteur jack 1/4", réutilisable, surveillance continue<br>Longueur : 3 m                         | 1 sonde         | Moniteurs de température Série 400 équipés de connecteurs jack 1/4"   |



21075A



21076A



989803162621

**Sondes de température réutilisables et stérilisables en autoclave pour surveillance continue** (conformes à la norme EN12470) (suite)

| Réf. produit       | Description   | Conditionnement | À utiliser avec   |
|--------------------|---|-----------------|---|
| 989803162631<br>CE | Sonde de température œsophagienne/rectale (stérilisable en autoclave), 10 FR, connecteur jack 1/4", réutilisable, surveillance continue<br>Longueur : 3 m   | 1 sonde         | Moniteurs de température Série 400 équipés de connecteurs jack 1/4" |
| 989803162641<br>CE | Sonde de température cutanée (stérilisable en autoclave)<br>Diamètre de 9,5 mm<br>Connecteur jack 1/4", surface adhésive réutilisable, pour surveillance continue<br>Longueur : 3 m                                 | 1 sonde         | Moniteurs de température Série 400 équipés de connecteurs jack 1/4" |
| 989803163281<br>CE | Câble adaptateur nécessaire pour brancher les sondes de température réutilisables équipées d'un connecteur jack 1/4" sur les connecteurs d'entrée à 2 broches des anciens moniteurs HP/Agilent et Philips           | 1 sonde         | Sondes de température 989803162621, 989803162631, 989803162641      |
| 989803163271<br>CE | Câble adaptateur nécessaire pour brancher les sondes de température réutilisables à connecteur à 2 broches sur les moniteurs de surveillance de la température Série 400 équipés d'un connecteur d'entrée jack 1/4" | 1 sonde         | Sondes de température 21075A, 21076A, 21078A                        |



989803162631



989803162641



989803163281



989803163271

**Sondes de température réutilisables et gaines de protection à usage unique pour moniteurs SureSigns VS1/VS3/VS4**

| Réf. produit                       | Description   | Conditionnement                      | À utiliser avec   |
|------------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| 989803136921<br>CE                 | Gain de protection pour sonde de température, à usage unique  | 200 gaines                           | Sondes de température 989803136901, 989803136911                              |
| 989803136901<br>CE                 | Sonde de température orale, réutilisable, surveillance de la température prédictive   | 1 sonde                              | Moniteurs VS1, 863055, 863056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062 |
| 989803136911<br>CE<br>LATEX        | Sonde de température rectale, réutilisable, surveillance de la température prédictive   | 1 sonde                              | Moniteurs VS1, 863055, 863056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062 |
| MODIFIÉ<br>989803179611<br>CE 0123 | Gaine de protection Genius 2 (marquage CE), à usage unique, non stérile. Durée de conservation : 2 ans minimum. Dimensions : 43 x 30 x 14 cm      | 2 112 gaines de protection par boîte | VS3 (863071 T02 et 863072 T02), VS4 (863283 T02)                              |
| MODIFIÉ<br>989803179381            | Gaine de protection Genius 2 (sans marquage CE), à usage unique, non stérile. Durée de conservation : 2 ans minimum. Dimensions : 43 x 30 x 14 cm | 2 112 gaines de protection par boîte | VS3 (863071 T02 et 863072 T02), VS4 (863283 T02)                              |



989803136921



989803136901



989803136911

**Sondes de température et gaines de protection réutilisables pour moniteurs SureSigns VM4/VS2/VS3/VS4/MP5**

| Réf. produit                       | Description   | Conditionnement | À utiliser avec  |
|------------------------------------|---|-----------------|--|
| 989803143381<br>CE                 | Sonde de température orale, réutilisable, et support, surveillance de la température prédictive   | 1 sonde         | Moniteurs SureSigns VS3 : 863070, 863073, 863074 ; VM4 : 863063 ; VM6 : 863064, 863065 ; VM8 : 863066 ; IntelliVue MP5 : M8105A, M8105AT, M8105AS ; VS2 : 863081, 863082, 863276, 863278 |
| 989803143391<br>CE                 | Sonde de température rectale, réutilisable, et support, surveillance de la température prédictive | 1 sonde         | Moniteurs SureSigns VS3 : 863070, 863073, 863074 ; VM4 : 863063 ; VM6 : 863064, 863065 ; VM8 : 863066 ; IntelliVue MP5 : M8105A, M8105AT, M8105AS ; VS2 : 863081, 863082                 |
| M4823A<br>CE                       | Gainés de protection pour sonde de température  | 1 000 gaines    | Sondes de température 989803143381, 989803143391 ; 863276, 863278  |
| MODIFIÉ<br>989803180831<br>CE 0123 | Sonde de température tympanique Genius 2, réutilisable, non stérile                               | 1 sonde         | VS3 (863071 T02 et 863072 T02), VS4 (863283 T02)   |



989803143381



989803143391

**Sondes de température réutilisables pour moniteurs SureSigns A1/A3/C1/VM4-8**

| Réf. produit | Description                                | Conditionnement | À utiliser avec  |
|--------------|--|-----------------|--|
| M4821A<br>CE | Sonde de température orale, réutilisable   | 1 sonde         | Moniteurs A1/C1, M3922A, M3924A, 863052, 863054, 863051, 863053 ; moniteurs VM4/VM6/VM8 863063, 863064, 863065, 863066, 863068 |
| M4822A<br>CE | Sonde de température rectale, réutilisable | 1 sonde         | Moniteurs A1/C1, M3922A, M3924A, 863052, 863054, 863051, 863053  |



M4821A



M4822A

# Batteries, mallettes, pochettes, accessoires pour stéthoscope

## Batteries

### Batteries pour systèmes de surveillance patient

| Réf. produit                   | Description   | Conditionnement   | À utiliser avec  |
|--------------------------------|---|-------------------|--|
| <b>MODIFIÉ</b><br>989803144631 | Batterie lithium-ion<br>Durée de conservation : 6 mois minimum  | 1 batterie        | Moniteurs SureSigns : 863063, 863064, 863065, 863066, 863067, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863088, 863283 |
| M4605A                         | Batterie lithium-ion rechargeable, 10,8 volts<br>Durée de conservation : 6 mois minimum   | 1 batterie        | IntelliVue MP20, MP30, MP40, MP50, MP5, MP5T, M2702A, M2703A, 865297, M8105AS  |
| M4607A                         | Batterie lithium-ion rechargeable, 10,8 volts<br>Durée de conservation : 4 mois minimum   | 1 batterie        | IntelliVue MP2 : M8102A ; Module multi-mesure X2 : M3002A  |
| M4607-60001                    | Chargeur-adaptateur de batterie   | 1 adaptateur      | Module multi-mesure IntelliVue X2 : M3002A ; MP2 : M8102A  |
| 989803168861<br>CE             | Kit de batterie de SpO <sub>2</sub> Mobile CL<br>Le kit inclut une batterie de rechange pour afficheur de SpO <sub>2</sub> IntelliVue CL ainsi que les accessoires nécessaires. | 1 kit de batterie | Afficheur de SpO <sub>2</sub> IntelliVue CL 865215   |
| 989803163261<br>CE             | Kit de batterie de PNI Mobile CL<br>Le kit inclut une batterie et un outil pour le démontage du module de PNI.  | 1 kit de batterie | Afficheur de PNI IntelliVue CL 865216  |
| 989803168871                   | Kit de batterie pour l'émetteur Mobile CL   | 1 kit de batterie | Émetteur IntelliVue CL 865221  |
| 989803174131                   | Batterie lithium-ion pour moniteur MX40 (lot de 3)<br>Rechargeable, durée de conservation de 3 mois, 3,7 V  | 3 batteries       | MX40   |
| 989803176201                   | Batterie lithium-ion pour moniteur MX40 (lot de 1)<br>Rechargeable, durée de conservation de 2 mois, 3,7 V  | 1 batterie        | MX40   |
| 989803174891                   | Adaptateur pour batterie du MX40 (lot de 3)<br>Piles AA jetables  | 3 batteries       | MX40   |
| 989803174881<br>CE             | Batterie lithium-ion pour moniteur VM   | 1 batterie        | Moniteurs VSi & VS2+ : 863275, 863276, 863277, 863278, 863279  |



989803144631



M4605A



M4607A



989803176201

**Batteries pour systèmes de télémétrie**

| Réf. produit | Description  | Conditionnement | À utiliser avec        |
|--------------|--|-----------------|------------------------|
| 40455A       | Batterie zinc-air, 8,4 volts. Durée de conservation : 6 mois | 12 batteries    | 78100A, M1400A, M2600A |
| ULBU9VLJ     | Batterie lithium, 9 volts. Durée de conservation : 10 mois   | 10 batteries    | M2600A, M2601A         |

**Mallettes, pochettes, sacoches****Mallettes, sacoches, sacs pour dispositifs de surveillance patient**

| Réf. produit | Description   | Conditionnement         | À utiliser avec  |
|--------------|---|-------------------------|--|
| 989803163331 | Mallette de transport MP2/X2, rouge   | 1 mallette              | M3002A, M8102A   |
| 989803163341 | Mallette de transport MP2/X2, noire   | 1 mallette              | M3002A, M8102A   |
| 989803163351 | Mallette de transport (mini) MP2/X2, rouge  | 1 mallette              | M3002A, M8102A   |
| 989803163361 | Mallette de transport (mini) MP2/X2, noire  | 1 mallette              | M3002A, M8102A   |
| 989803163371 | Mallette de transport MP2/X2, grande taille   | 1 mallette              | M3002A, M8102A   |
| 989803163631 | Kit de remplacement de mallette de transport MP2/X2<br>Le kit contient des pièces de rechange pour les mallettes de transport MP2/X2 : 2 bandes auto-agrippantes, 1 pochette pour capteurs de SpO <sub>2</sub> , 1 bandoulière, 1 poignée de transport et 1 range-câbles. | 1 kit                   | M3002A, M8102A   |
| 989803153441 | Sangle de transport MP2/X2  | 1 sangle                | MP2 M8102A ; Module multi-mesure X2 M3002A                           |
| 989803157171 | Support antidérapant X2/MP2   | 5 supports              | MP2 M8102A ; Module multi-mesure X2 M3002A                           |
| 989803163381 | Filtre NGV pour écran des moniteurs MP2/X2 en cas d'utilisation nocturne  |                         | M3002A, M8102A   |
| M3919A       | Sac fourre-tout en toile  | 1 poche                 | Moniteur A3 : M3923A, M3924A, M3925A, M3926A, M3927A, M3928A, M3929A |
| M3920A       | Sacoche à pression pour accessoires pour le sac fourre-tout en toile du moniteur A3   | 1 poche                 | Sac M3919A   |
| 989803163251 | Kit de socles de PNI Mobile CL  | 20 socles               | Afficheur de PNI IntelliVue CL 865216                                |
| 989803174141 | Sacoche de transport étanche, boîte de 50   | 1 boîte de 50 sacoches  | Dispositif de mesure de PNI sans fil IntelliVue MX40                 |
| 989803174151 | Sacoche de transport étanche, boîte de 200  | 1 boîte de 200 sacoches | Dispositif de mesure de PNI sans fil IntelliVue MX40                 |



989803163331



989803163341



989803163351



989803163361



989803163371

**Pochettes et protections pour systèmes de télémétrie**

| Réf. produit  | Description   | Conditionnement          | À utiliser avec   |
|---------------|---|--------------------------|---|
| 9300-0768-050 | Pochette de télémétrie à usage unique, à pression. Résiste à l'eau et aux produits chimiques. | 1 boîte de 50 pochettes  | 78100A, M1400A, M2600A, 865216  |
| 9300-0768-200 | Pochette de télémétrie à usage unique, à pression. Résiste à l'eau et aux produits chimiques. | 4 boîtes de 50 pochettes | 78100A, M1400A, M2600A, 865216  |
| 989803137831  | Pochette avec bandoulière pour émetteur-récepteur, avec fenêtre de visualisation              | 1 boîte de 50 pochettes  | Télémétrie IntelliVue : 865216, 862231 (TRx4851A), 865216, 862439 (TRx4841A), 862108 (M2601B) |
| 989803140371  | Pochette avec bandoulière pour émetteur-récepteur, avec fenêtre de visualisation              | 4 boîtes de 50 pochettes |   |
| 989803140431  | Cache de protection pour le port service TeleMon pour TRx (modèle ECG uniquement)             | 10 caches                |   |
| 989803140451  | Cache de protection pour le port service TeleMon pour TRx+ (ECG et SpO <sub>2</sub> )         | 10 caches                |   |
| 989803140441  | Cache de protection pour le connecteur de SpO <sub>2</sub>                                    | 10 caches                |   |



989803137831



40431



40441



40451

# Index

|                   |        |                     |     |                    |     |
|-------------------|--------|---------------------|-----|--------------------|-----|
| 13901A .....      | 11, 18 | 40401D .....        | 74  | 989803148801 ..... | 51  |
| 13902A .....      | 11, 18 | 40401E .....        | 74  | 989803148821 ..... | 51  |
| 13904A .....      | 11, 18 | 40455A .....        | 113 | 989803148841 ..... | 39  |
| 13905A .....      | 11, 18 | 40469A .....        | 88  | 989803148861 ..... | 39  |
| 13907A .....      | 11     | 40477A .....        | 88  | 989803151601 ..... | 85  |
| 13941E .....      | 52     | 40477B .....        | 88  | 989803151611 ..... | 85  |
| 13942E .....      | 52     | 40489E .....        | 51  | 989803151971 ..... | 44  |
| 13950B .....      | 54     | 40493D .....        | 51  | 989803151981 ..... | 44  |
| 13951C .....      | 54     | 40493E .....        | 51  | 989803151991 ..... | 44  |
| 13952A .....      | 55     |                     |     | 989803152001 ..... | 44  |
| 13952B .....      | 55     | 864288 .....        | 75  | 989803152051 ..... | 45  |
| 13952D .....      | 56     | 864289 .....        | 75  | 989803152061 ..... | 46  |
| 13952E .....      | 56     | 864290 .....        | 75  | 989803152071 ..... | 45  |
| 13953A .....      | 55     | 864291 .....        | 75  | 989803152081 ..... | 46  |
| 13953B .....      | 55     |                     |     | 989803152131 ..... | 46  |
| 13953D .....      | 56     | 9300-0768-050 ..... | 114 | 989803152141 ..... | 47  |
| 13953E .....      | 56     | 9300-0768-200 ..... | 114 | 989803152151 ..... | 46  |
| 13955C .....      | 54     | 989803136891 .....  | 88  | 989803152161 ..... | 47  |
| 14363A .....      | 20     | 989803136901 .....  | 110 | 989803153031 ..... | 48  |
| 15210-64010 ..... | 11     | 989803136911 .....  | 110 | 989803153041 ..... | 48  |
| 15210-64020 ..... | 11     | 989803136921 .....  | 110 | 989803153051 ..... | 48  |
| 15244A .....      | 22     | 989803136931 .....  | 84  | 989803153441 ..... | 113 |
|                   |        | 989803137831 .....  | 114 | 989803156201 ..... | 53  |
| 21075A .....      | 108    | 989803138131 .....  | 88  | 989803156211 ..... | 53  |
| 21076A .....      | 108    | 989803140371 .....  | 114 | 989803156221 ..... | 54  |
| 21078A .....      | 108    | 989803140401 .....  | 48  | 989803156231 ..... | 54  |
| 21082A .....      | 107    | 989803140411 .....  | 48  | 989803156241 ..... | 53  |
| 21082B .....      | 107    | 989803140421 .....  | 48  | 989803156251 ..... | 53  |
| 21090A .....      | 104    | 989803140431 .....  | 114 | 989803156261 ..... | 54  |
| 21091A .....      | 104    | 989803140441 .....  | 114 | 989803156271 ..... | 54  |
| 21093A .....      | 105    | 989803140451 .....  | 114 | 989803157171 ..... | 113 |
| 21094A .....      | 105    | 989803143171 .....  | 34  | 989803159571 ..... | 12  |
| 21095A .....      | 105    | 989803143181 .....  | 34  | 989803159581 ..... | 12  |
| 21096A .....      | 106    | 989803143191 .....  | 34  | 989803160241 ..... | 12  |
| 21097A .....      | 106    | 989803143201 .....  | 34  | 989803160251 ..... | 12  |
| 23001A .....      | 22     | 989803143381 .....  | 111 | 989803160261 ..... | 12  |
| 23001B .....      | 22     | 989803143391 .....  | 111 | 989803160271 ..... | 12  |
| 23002A .....      | 22     | 989803143481 .....  | 47  | 989803160281 ..... | 12  |
|                   |        | 989803143491 .....  | 47  | 989803160301 ..... | 12  |
| 40400A .....      | 76     | 989803144471 .....  | 16  | 989803162591 ..... | 107 |
| 40400B .....      | 76     | 989803144531 .....  | 17  | 989803162601 ..... | 107 |
| 40401A .....      | 74     | 989803144631 .....  | 112 | 989803162621 ..... | 108 |
| 40401B .....      | 74     | 989803146911 .....  | 47  | 989803162631 ..... | 109 |
| 40401C .....      | 74     | 989803148221 .....  | 101 | 989803162641 ..... | 109 |

|                    |          |                    |        |                    |    |
|--------------------|----------|--------------------|--------|--------------------|----|
| 989803163131 ..... | 84, 103  | 989803172151 ..... | 45     | 989803179121 ..... | 13 |
| 989803163171 ..... | 71, 102  | 989803172211 ..... | 42     | 989803179721 ..... | 58 |
| 989803163181 ..... | 103      | 989803172221 ..... | 42     | 989803179731 ..... | 58 |
| 989803163191 ..... | 71, 102  | 989803172241 ..... | 42     | 989803179741 ..... | 59 |
| 989803163201 ..... | 103      | 989803173121 ..... | 32     | 989803179751 ..... | 59 |
| 989803163211 ..... | 71, 102  | 989803173131 ..... | 24, 30 | 989803179761 ..... | 59 |
| 989803163221 ..... | 103      | 989803173141 ..... | 44     | 989803179771 ..... | 58 |
| 989803163251 ..... | 103, 113 | 989803173151 ..... | 45     | 989803179781 ..... | 59 |
| 989803163261 ..... | 103, 112 | 989803174131 ..... | 112    | 989803179791 ..... | 59 |
| 989803163271 ..... | 109      | 989803174141 ..... | 113    | 989803179801 ..... | 59 |
| 989803163281 ..... | 109      | 989803174151 ..... | 113    | 989803179811 ..... | 59 |
| 989803163331 ..... | 113      | 989803174201 ..... | 33     | 989803179821 ..... | 59 |
| 989803163341 ..... | 113      | 989803174211 ..... | 25, 31 | 989803179831 ..... | 59 |
| 989803163351 ..... | 113      | 989803174231 ..... | 27     | 989803179841 ..... | 58 |
| 989803163361 ..... | 113      | 989803174241 ..... | 27     | 989803179851 ..... | 58 |
| 989803163371 ..... | 113      | 989803174501 ..... | 29     | 989803179861 ..... | 59 |
| 989803163381 ..... | 113      | 989803174511 ..... | 29     | 989803179881 ..... | 60 |
| 989803163631 ..... | 113      | 989803174521 ..... | 30     | 989803179891 ..... | 60 |
| 989803165921 ..... | 96, 102  | 989803174531 ..... | 29     | 989803179901 ..... | 62 |
| 989803165941 ..... | 96, 102  | 989803174881 ..... | 112    | 989803179911 ..... | 62 |
| 989803165951 ..... | 96, 102  | 989803174891 ..... | 112    | 989803179921 ..... | 62 |
| 989803165961 ..... | 96, 102  | 989803176201 ..... | 112    | 989803179931 ..... | 62 |
| 989803168861 ..... | 102, 112 | 989803176491 ..... | 42     | 989803179941 ..... | 62 |
| 989803168871 ..... | 103      | 989803176501 ..... | 42     | 989803179951 ..... | 62 |
| 989803168881 ..... | 103      | 989803176611 ..... | 34     | 989803179961 ..... | 63 |
| 989803170171 ..... | 32       | 989803177881 ..... | 31     | 989803179971 ..... | 63 |
| 989803170181 ..... | 29       | 989803177901 ..... | 58     | 989803179981 ..... | 63 |
| 989803171801 ..... | 40       | 989803177911 ..... | 58     | 989803179991 ..... | 63 |
| 989803171811 ..... | 40       | 989803177921 ..... | 62     | 989803180001 ..... | 63 |
| 989803171821 ..... | 40       | 989803177931 ..... | 62     | 989803180011 ..... | 63 |
| 989803171831 ..... | 40       | 989803177941 ..... | 62     | 989803180021 ..... | 63 |
| 989803171841 ..... | 40       | 989803177951 ..... | 12     | 989803180031 ..... | 63 |
| 989803171851 ..... | 40       | 989803177961 ..... | 12     | 989803180041 ..... | 63 |
| 989803171861 ..... | 40       | 989803177971 ..... | 12     | 989803180051 ..... | 63 |
| 989803171871 ..... | 40       | 989803177981 ..... | 12     | 989803180061 ..... | 63 |
| 989803171901 ..... | 42       | 989803178001 ..... | 12     | 989803180071 ..... | 63 |
| 989803171911 ..... | 42       | 989803178011 ..... | 13     | 989803180851 ..... | 60 |
| 989803171931 ..... | 42       | 989803178021 ..... | 13     | 989803180861 ..... | 63 |
| 989803171951 ..... | 42       | 989803178031 ..... | 13     | 989803181211 ..... | 60 |
| 989803171961 ..... | 42       | 989803178041 ..... | 13     | 989803181221 ..... | 60 |
| 989803171971 ..... | 42       | 989803178051 ..... | 13     | 989803181231 ..... | 60 |
| 989803172031 ..... | 45       | 989803178071 ..... | 13     | 989803181241 ..... | 60 |
| 989803172051 ..... | 45       | 989803179101 ..... | 13     | 989803181251 ..... | 60 |
| 989803172131 ..... | 45       | 989803179111 ..... | 13     |                    |    |

|                   |     |              |        |              |        |
|-------------------|-----|--------------|--------|--------------|--------|
| CPJ840J6 .....    | 61  | M1557A ..... | 26     | M1636A ..... | 39     |
| CPJ84022 .....    | 61  | M1558A ..... | 27     | M1638A ..... | 39     |
| CPJ84026 .....    | 61  | M1560C ..... | 36     | M1639A ..... | 37     |
| CPJ84046 .....    | 61  | M1567A ..... | 57     | M1642A ..... | 22     |
| CPJ84447 .....    | 61  | M1568A ..... | 57     | M1643A ..... | 22     |
|                   |     | M1570C ..... | 36     | M1644A ..... | 24, 30 |
|                   |     | M1571A ..... | 65     | M1645A ..... | 25, 31 |
| M1020-61100 ..... | 101 | M1572A ..... | 65     | M1646A ..... | 22     |
| M1020-61102 ..... | 101 | M1573A ..... | 65     | M1647A ..... | 24, 30 |
| M1131A .....      | 95  | M1574A ..... | 66     | M1648A ..... | 25, 31 |
| M1132A .....      | 95  | M1575A ..... | 66     | M1649A ..... | 34     |
| M1133A .....      | 95  | M1576A ..... | 66     | M1655B ..... | 11     |
| M1134A .....      | 96  | M1577A ..... | 75     | M1656B ..... | 11     |
| M1191B .....      | 89  | M1578A ..... | 75     | M1657B ..... | 11     |
| M1191BL .....     | 89  | M1579A ..... | 75     | M1658A ..... | 11     |
| M1191T .....      | 90  | M1580A ..... | 36     | M1659A ..... | 11     |
| M1192A .....      | 90  | M1590A ..... | 36     | M1662A ..... | 11     |
| M1192T .....      | 91  | M1598B ..... | 84     | M1663A ..... | 24     |
| M1193A .....      | 91  | M1599B ..... | 84     | M1664A ..... | 39     |
| M1193T .....      | 92  | M1600A ..... | 36     | M1665A ..... | 26     |
| M1194A .....      | 92  | M1601A ..... | 36     | M1667A ..... | 28     |
| M1195A .....      | 93  | M1602A ..... | 24     | M1668A ..... | 29     |
| M1196A .....      | 93  | M1603A ..... | 36     | M1669A ..... | 32     |
| M1196S .....      | 93  | M1604A ..... | 25     | M1671A ..... | 32     |
| M1196T .....      | 94  | M1605A ..... | 36     | M1672A ..... | 33     |
| M1421A .....      | 49  | M1608A ..... | 36     | M1673A ..... | 32     |
| M1422A .....      | 49  | M1609A ..... | 36     | M1674A ..... | 33     |
| M1430A .....      | 49  | M1611A ..... | 37     | M1675A ..... | 32     |
| M1465A .....      | 20  | M1612A ..... | 11, 18 | M1678A ..... | 33     |
| M1500A .....      | 35  | M1613A ..... | 37     | M1679A ..... | 39     |
| M1501A .....      | 39  | M1615A ..... | 37     | M1680A ..... | 26, 28 |
| M1502A .....      | 39  | M1619A ..... | 37     | M1681A ..... | 27, 28 |
| M1503A .....      | 39  | M1621A ..... | 37     | M1682A ..... | 26, 28 |
| M1504A .....      | 39  | M1622A ..... | 32     | M1683A ..... | 27, 28 |
| M1509A .....      | 39  | M1623A ..... | 37     | M1684A ..... | 26, 28 |
| M1510A .....      | 35  | M1624A ..... | 32     | M1685A ..... | 27, 28 |
| M1520A .....      | 36  | M1625A ..... | 37     | M1837A ..... | 104    |
| M1530A .....      | 36  | M1626A ..... | 33     | M1874A ..... | 77     |
| M1532A .....      | 26  | M1627A ..... | 94     | M1875A ..... | 77     |
| M1533A .....      | 27  | M1629A ..... | 37     | M1876A ..... | 77     |
| M1537A .....      | 26  | M1631A ..... | 37     | M1877A ..... | 77     |
| M1538A .....      | 27  | M1633A ..... | 37     | M1878A ..... | 78     |
| M1540C .....      | 35  | M1634A ..... | 57     | M1879A ..... | 78     |
|                   |     | M1635A ..... | 37     | M1885A ..... | 88     |

|         |        |         |     |         |    |
|---------|--------|---------|-----|---------|----|
| M1900B  | 97     | M2536A  | 19  | M4556B  | 69 |
| M1901B  | 99     | M2590A  | 49  | M4556B5 | 69 |
| M1902B  | 99     | M2591A  | 49  | M4557B  | 69 |
| M1903B  | 99     | M2592A  | 49  | M4557B5 | 69 |
| M1904B  | 100    | M2593A  | 49  | M4558B  | 70 |
| M1920A  | 13     | M2594A  | 49  | M4558B5 | 70 |
| M1921A  | 13     | M2595A  | 49  | M4559B  | 70 |
| M1923A  | 13     | M2596A  | 49  | M4559B5 | 70 |
| M1931A  | 38     | M2597A  | 49  | M4560A  | 86 |
| M1932A  | 38     | M2598A  | 49  | M4561A  | 86 |
| M1934A  | 38     | M2599A  | 49  | M4562B  | 72 |
| M1935A  | 38, 56 | M2741A  | 15  | M4563B  | 72 |
| M1937A  | 38     | M2744A  | 15  | M4564B  | 72 |
| M1940A  | 97     | M2745A  | 15  | M4565B  | 72 |
| M1941A  | 97     | M2746A  | 15  | M4566B  | 72 |
| M1943A  | 97     | M2750A  | 15  | M4567B  | 72 |
| M1943AL | 98     | M2751A  | 15  | M4568B  | 72 |
| M1943NL | 98     | M2756A  | 16  | M4569B  | 72 |
| M1949A  | 24     | M2757A  | 16  | M4570A  | 86 |
| M1968A  | 24, 30 | M2760A  | 16  | M4571A  | 86 |
| M1971A  | 25, 31 | M2761A  | 16  | M4572B  | 79 |
| M1973A  | 24, 30 | M2768A  | 17  | M4573B  | 79 |
| M1974A  | 25, 31 | M2772A  | 17  | M4574B  | 79 |
| M1976A  | 24     | M2773A  | 17  | M4575B  | 79 |
| M1978A  | 25     | M2776A  | 17  | M4576B  | 80 |
| M1979A  | 24     | M2777A  | 17  | M4577B  | 80 |
| M1984A  | 25     | M2781A  | 21  | M4578B  | 81 |
| M2202A  | 52     | M2782A  | 21  | M4579B  | 81 |
| M2255A  | 106    | M2783A  | 21  | M4580A  | 85 |
| M2267A  | 14     | M2785A  | 21  | M4581A  | 85 |
| M2268A  | 38     | M2786A  | 21  | M4582B  | 82 |
| M2271A  | 57     | M3918A  | 84  | M4583B  | 82 |
| M2272A  | 57     | M3919A  | 113 | M4584B  | 82 |
| M2281A  | 39     | M3920A  | 113 | M4585B  | 82 |
| M2501A  | 19     | M4550A  | 86  | M4586B  | 83 |
| M2505A  | 19     | M4551A  | 86  | M4587B  | 83 |
| M2506A  | 19     | M4552B  | 67  | M4588B  | 83 |
| M2513A  | 19     | M4552B5 | 67  | M4589B  | 83 |
| M2516A  | 19     | M4553B  | 67  | M4590A  | 87 |
| M2520A  | 13     | M4553B5 | 67  | M4591A  | 87 |
| M2522A  | 14     | M4554B  | 68  | M4592A  | 87 |
| M2524A  | 14     | M4554B5 | 68  | M4593A  | 87 |
| M2526A  | 14     | M4555B  | 68  | M4594A  | 87 |
| M2533A  | 19     | M4555B5 | 68  | M4595A  | 87 |


|                   |     |
|-------------------|-----|
| M4596A .....      | 87  |
| M4605A .....      | 112 |
| M4606A .....      | 52  |
| M4607-60001 ..... | 112 |
| M4607A .....      | 112 |
| M4608A .....      | 23  |
| M4612A .....      | 52  |
| M4613A .....      | 52  |
| M4620A .....      | 23  |
| M4680A .....      | 14  |
| M4681A .....      | 14  |
| M4686A .....      | 14  |
| M4687A .....      | 14  |
| M4689A .....      | 14  |
| M4691A .....      | 14  |
| M4787A .....      | 98  |
| M4793A .....      | 50  |
| M4794A .....      | 50  |
| M4795A .....      | 50  |
| M4796A .....      | 50  |
| M4816A .....      | 88  |
| M4817A .....      | 88  |
| M4821A .....      | 111 |
| M4822A .....      | 111 |
| M4823A .....      | 111 |
| <br>              |     |
| PSE11268 .....    | 88  |
| <br>              |     |
| ULBU9VLJ .....    | 113 |











© 2013 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés.  
Philips Healthcare, une des Activités de Royal Philips

Philips Medical Systems Nederland B.V. se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques et/ou d'arrêter la production de tout produit, à tout moment, et sans obligation de préavis, et ne pourra être tenue pour responsable de toute conséquence de l'utilisation de cette publication.  
Imprimé aux Pays-Bas

4522 962 91842 \* JAN 2014

**Pour nous contacter**  
[www.philips.com/healthcare](http://www.philips.com/healthcare)  
[healthcare@philips.com](mailto:healthcare@philips.com)

**Informations sur les produits**  
[www.philips.com/](http://www.philips.com/)